

UNIVERSAL STANDING HANDLE™

Información de seguridad

El mango práctico está diseñado para ayudar a una persona que pesa hasta 350 libras. La única función de la manija práctica es ayudar a una persona a ponerse de pie desde una silla, cama, banco o cualquier asiento. La manija práctica nunca debe ser usado para tirar de una persona mientras estaba sentado en el suelo. La manija práctica nunca debe ser usado para tirar a alguien que está tendido en el suelo. Ambas personas que usen este producto deben tener suficiente movilidad, el brazo y la fuerza de agarre. Ambas personas que usen este producto deben tener tracción totalmente entre ambos pies y el suelo. Mantener un agarre hasta que esté completamente de pie para evitar la caída o lesión. Mangos prácticos no deben utilizarse cerca de objetos peligrosos, incluyendo pero no limitado, a objetos cortantes o frágiles. No utilice mangos prácticos con cualquier persona que no puede valerse por sí mismos sin ayuda. Por favor, explique estas advertencias para aquellos que planean usar el producto. Puede limpiarlos con limpiadores domésticos comunes (70% isopropanol)

Direcciones

1. Ambas personas que utilizan la manija práctico agarran las asas con ambas manos.
2. Mover al borde de la silla, la cama, el banco, o el asiento estándar.
3. Mientras sostiene la manija firmemente, la persona sentada debe inclinarse hacia adelante.
4. Asegúrese de que los pies de ambas personas tienen tracción con el suelo.
5. Ambas personas que utilizan el mango debe decir “En sus marcas, listos, fuera “ y comenzar de pie sobre la palabra “fuera.”