

HANDY HANDLE™

INFORMAZIONI SULLA

SICUREZZA

L'impugnatura maneggevole è progettata per aiutare in sicurezza una persona che pesa fino a 350 libbre. L'unica funzione di della del Handy maniglia è di aiutare a tirare una persona in posizione eretta da una sedia, letto, panchina o altro sedile standard. La maniglia pratica non dovrebbe mai essere utilizzata per sollevare una persona mentre è seduta sul pavimento o sul terreno. La maniglia pratica non dovrebbe mai essere usata per sollevare qualcuno che giace sul pavimento o sul terreno. Entrambe le persone che utilizzano questo prodotto devono avere una mobilità sufficiente, braccio e forza di presa. Entrambe le persone che utilizzano questo prodotto devono avere una trazione completa tra entrambi i piedi e il pavimento. Mantenere la presa fino a quando non è completamente in piedi per evitare cadute o lesioni. Non usare Handy Handles con chiunque non possa stare da solo senza assistenza. Spiegare queste avvertenze a chiunque abbia intenzione di utilizzare il prodotto. Adatto per la pulizia con detergenti domestici comuni o alcool (70% isopropanolo).

DIREZIONI

1. Entrambe le persone afferrano la Handy Handle con entrambe le mani.
2. Spostarsi sul bordo della sedia, del letto, della panca o del sedile standard.
3. Tenendo saldamente, la persona seduta dovrebbe sporgersi in avanti.
4. I piedi di entrambe le persone dovrebbero avere trazione sul terreno e dire "pronto, salta, vai" e inizia a stare in piedi sulla parola "vai".

Direcciones

1. Ambas personas que utilizan the handsja práctico agarran with ambas manos.
2. Mover al bordo della silla, cama, el banco, o asiento estándar.
3. Mientras sostiene la manija, la persona sentada debe inclinarse hacia delante.
4. Asegúrese di che los torte de ambas personas tienen tracción debe decir "In aggiunta Marche, Listos, fuera" ci Comenzar di pie sobre la palabra "fuera".

ISTRUZIONI

1. Entrambe le persone devono tenere l'impugnatura maneggevole con entrambe le mani.
2. Per passare al bordo della sedia, il letto, un banco o un sedile standard.
3. Mentre tenendo saldamente la maniglia, il soggetto deve piegarsi in avanti.
4. I piedi di due persone dovrebbero essere in trazione contro la terra e si deve dire "ai vostri marchi, i prestiti, andare" e essere pronti dal sentire "Go!".

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Il mango práctico está diseñado para ayudar a una persona que pesa hasta 350 libras. El divertimento funeón de la manija pryctica è una persona a ponerse de pie desde una silla, cama, banco oual asiento. La mano pratica della nunca de ser ser usado per tirar de una persona mientras estaba sentado en el suelo. La mano pratica non funziona come mai per un momento simile al tendine. Ambas personas que usen este produco to deben tener suficiente movilidad, the brazo y la fuerza de agarre. Ambas personas que usen este producto per deben tener tracción totalmente tra Ambos Pies y El Suelo. Mantener una linea di hasta completamente coperta evitando la causa o la lesione. Mangos prácticos no deben utilizarse cerca de objetos peligrosos, incluyendo pero no limitado, a obosos cortantes o frágiles. Nessun programma di utilità pratici con quale persona non può valere per mismos sin ayuda. Per favore, spiega estas pubblicità per aquellos que planean usar el producto. Puede limpiarlos con limpiadores domésticos comunes (70% isopropanolo)

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

La maniglia pratica è progettata per aiutare le persone che pesano fino a 160 kg (350 libbre). L'unica funzione di Handy Handle è quella di aiutare una persona ad alzarsi da una poltrona, un letto, una panca o qualsiasi altra sedia ordinaria. La maniglia pratica non dovrebbe mai essere utilizzata per sollevare una persona seduta sul pavimento. La maniglia pratica non dovrebbe mai essere usata per sollevare una persona che giace a terra. Le due persone che utilizzano questo accessorio devono essere sufficientemente mobili e avere forza e presa sufficienti del braccio. Entrambe le persone che usano questo accessorio devono tenere entrambi i piedi ben piantati a terra. Tieni le mani sull'impugnatura fino a quando la persona non è completamente in posizione verticale per evitare cadute e lesioni. L'impugnatura maneggevole non deve essere utilizzata vicino ad oggetti pericolosi come oggetti appuntiti o appuntiti. Non usare la

Handy Handle con qualcuno che non può stare da solo. Si prega di spiegare questi avvertimenti a chiunque pensi di utilizzare questo accessorio. Può essere pulito con un normale detergente o alcool (70% di isopropanolo)