

ADVERTENCIA: Lea antes de usar este producto.

1. Pueden producirse lesiones graves o la muerte si el Walker no se usa de la manera prevista. Stander, Inc. se compromete a proporcionar productos seguros e informar al usuario sobre formas de prevenir accidentes.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Controlar regularmente el andador para asegurarse de que no están ni rotas o sueltas partes.
- Cuando viaja, hacer seguro de Walker es no sujetos a ser lanzado o DRO pado. Esto podría resultar en rotos con ponentes que harán que el producto inseguro.
- Las personas no deben usar este producto si están en una condición de alto riesgo. Usuarios de alto riesgo incluyen aquellos que son no mental coherente (incluyendo aquellos individuos menores de medicación), los usuarios que excedan el peso límite de condiciones, o cualquier condición que afecta su capacidad para utilizar el andador.
- Si usted tiene alguna preocupación o preguntas con respecto a estas precauciones, por favor contacto Stander al 1-800-506-9901.

2. Si usted está sufriendo de una enfermedad o lesión, o está tomando medicamentos que afectan el equilibrio o capacidad de ponerse de pie o sentarse, primero debe consultar con un médico antes de usar este producto. Si el producto no se utiliza correctamente, lesiones graves o daños podrían resultar.

3. El producto fue no pretende para llevar el total de peso de un individuo. Este producto solo está destinado a proporcionar equilibrio y apoyo al caminar, sentarse y pararse.

4. No se debe permitir que los niños se cuelguen o jueguen con el producto.

5. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Ni Stander, Inc. ni el fabricante son responsables de ningún daño o lesión que pueda resultar o haya resultado del uso o ensamblaje incorrecto del producto.

Garantía limitada

Felicitaciones por la compra de su producto de la marca Stander. Nosotros esperamos que facilitará su vida diaria. Lea la siguiente declaración de garantía para su protección.

Stander, Inc. garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de material y / o mano de obra durante 1 año a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, Stander, Inc. corregirá cualquier defecto de material o mano de obra, sin costo alguno. Sin embargo, el comprador original debe pagar por adelantado el costo del envío.

Cualquier pieza de repuesto será nueva y estará garantizada por el resto de la garantía original o treinta (30) días a partir de la fecha de envío, la que sea más larga. El comprador original debe notificar a Standers, Inc. durante el período de garantía por escrito sobre el defecto de mano de obra o material. Esta garantía no es transferible y cubre solo el uso normal. NO HAY GASTOS DE ENVÍO REEMBOLSABLES.

La garantía NO cubre lo siguiente:

- Daño durante el envío que no sea el envío original al minorista.
- Daño causada por accesorios no autorizados, alteraciones o modificaciones.
- Los daños causados por el uso de la producto para propósitos otros que aquellos para los cuales el producto fue diseñado ni pensado.
- Daños causados por cualquier otro abuso, mal uso, mal manejo o aplicación incorrecta.

Bajo ninguna circunstancia Stander, Inc. será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente basado en el incumplimiento de esta garantía limitada, incumplimiento de contrato o responsabilidad estricta.

NO HAY GARANTÍAS QUE SE EXTENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN EN LA CARA AQUÍ. TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESS o implicada (incluyendo todos los IMPLÍCITAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO FIN), son CONSIDERDAS NO.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga un derecho legal específico, y también puede tener otros derechos, que varían de estado a estado.

Para obtener servicio bajo esta garantía , puede comunicarse con Stander Inc. al 2410 Heritage Dr. Logan, Utah 84321 o llamar al 1-800-506-9901. Visite nuestro sitio web en [t www.stander.com](http://www.stander.com) para ver nuestros otros productos.

Lea las Precauciones de seguridad e Instrucciones antes de cantar este producto.

ABRIENDO EL CAMINANTE

MANTENIMIENTO: El andador tiene lubricante aplicado en las juntas de plástico que se deslizan a lo largo de la tubería de aluminio. Este lubricante finalmente se secará y hará que el andador sea más difícil de abrir y cerrar. Cuando esto ocurre, el lubricante recomendado para rociar entre las juntas de plástico y los tubos de aluminio es WD-40 (consulte www.wd40.com). Esto se puede obtener en tiendas como Lowe's, True Value Hardware, Rite Aid, Office Depot, Home Depot, Target, Fred Myer, Napa y Walgreens.

Como se muestra en la Figura 1, tire de las manijas lo más separadas posible.

Como se muestra en la Figura 2, presione hacia abajo la almohadilla para abrir completamente el andador.

NOTA: NO SE SIENTE O PONGA MÁS DE 5 LBS DE PESO HACIA ABAJO EN LA ALMOHADILLA DE BLOQUEO.

CERRANDO EL CAMINANTE

Como se muestra en la Figura 3, tire hacia arriba de la almohadilla para iniciar el cierre del andador. Como se muestra en la Figura 4, empuje las manijas para cerrar el andador.

Ajuste de altura

Como se muestra en la Figura 5, retire la Perilla y el Perno del tubo de la pata delantera. Coloque el mango hacia arriba o hacia abajo a la altura deseada. Alinee un orificio en el tubo del mango con el orificio en el tubo de la pata delantera, vuelva a insertar el perno y apriete la perilla como se muestra en la Figura 5.

Desbloqueo y bloqueo de ruedas pivotantes: