


Bitte lesen Sie die Montageanleitung, Sicherheitsvorkehrungen und die eingeschränkte Garantie, bevor Sie dieses Produkt zusammenbauen.

Montageanleitung:

1. Nehmen Sie alle Teile an der Stelle, an der Sie dieses Produkt verwenden, aus der Verpackung und legen Sie sie auf eine ebene Fläche, wie in Figur 1 dargestellt.


Jedes Teil wird durch eine Artikelnummer identifiziert (einige Artikelnummern haben mehrere identische Teile).



FIGUR 1

HINWEIS: Dieses Produkt ist für Deckenhöhen von 7, 8 oder 9 Fuß ausgelegt (nicht für Gewölbedecken).

2. Abbildung 2 zeigt die Teile, die für Decken von 7 Fuß, 8 Fuß oder 9 Fuß verwendet werden. Beachten Sie, dass der einzige Unterschied zwischen den 7-Fuß-, 8-Fuß- oder 9-Fuß-Baugruppen in der Menge der verwendeten Teilenummer 2 besteht.



7 Fußbaugruppe 8 Fußbaugruppe 9 Fußbaugruppe

FIGUR 2

3. Jedes rohrförmige Teil hat entweder ein sich verjüngendes Ende und / oder ein aufgeweitetes Ende. Beim Zusammenbau der Teile wird das

konische Ende immer in ein aufgeweitetes Ende des Verbindungsteils eingeführt.


HINWEIS : LÖCHER IN TAPERED ODER FLARED ENDS OF TUBES SIND FÜR DIE HERSTELLUNG VON ZWECKEN UND WERDEN NICHT VERWENDET VERSAMMLUNG.

VORSICHT: Beim Zusammenbau von Teilen (Punkte 1 bis 6) ist es am besten, wenn eine andere Person die Stange in vertikaler Position halten kann, um zu verhindern, dass lose zusammengebaute Teile auf diejenigen fallen, die das Produkt oder auf den Boden zusammenbauen. Herunterfallende Teile können Verletzungen oder Schäden verursachen. Wenn Sie sich beim Zusammenbau des Produkts nicht wohl fühlen, holen Sie sich bitte zusätzliche Unterstützung.

4. **HINWEIS:** Verwenden Sie für diesen Schritt nur eines der beiden Item-3-Teile.

Legen Sie Item-6 auf den Boden in der Nähe der Stelle, an der Sie die Stange platzieren möchten, und platzieren Sie das aufgeweitete Ende von Item-3 auf dem sich verjüngenden Ende von Item-6.

5. Setzen Sie das aufgeweitete Ende von ITEM- 5 auf das sich verjüngende Ende von ITEM- 3.



FIGUR 3

6. Setzen Sie das aufgeweitete Ende von Artikel 4 auf die konische Buchse von Artikel 5.

7. Setzen Sie das aufgeweitete Ende des verbleibenden Teils von Artikel 3 auf das sich verjüngende Ende von Artikel 4.

8. Setzen Sie das aufgeweitete Ende eines der Teile von Artikel 2 auf das sich verjüngende Ende von Artikel 3.

9.

a) Wenn Sie eine 7-Fuß- Decke haben, platzieren Sie die ausgestellte Ende von Punkt-1 auf das abgegriffene Ende von Punkt-2.

b) Wenn Sie eine 8-Fuß- Decke haben, fügen Sie ein weiteres Item2-Teil hinzu, bevor Sie das aufgeweitete Ende von Item-1 auf das sich verjüngende Ende des zweiten Item-2-Teils legen.

c) Wenn Sie eine 9-Fuß- Decke haben, fügen Sie alle drei Teile von Artikel 2 hinzu, bevor Sie das aufgeweitete Ende von Artikel 1 auf das sich verjüngende Ende des dritten Artikels 2 legen

Teil.


10. Stellen Sie vor dem Befestigen des Mastprodukts zwischen Boden und Decke sicher, dass die Stellschraube mit der ebenen Fläche der Gewindestange ausgerichtet ist. **WICHTIG: Die Stellschraube sollte an dieser Stelle nicht angezogen werden.** Die konische Buchse muss in der Lage sein, die Gewindestange auf und ab zu gleiten. (Siehe Abbildung 3)

11. Damit die zusammengebauten Rohre richtig ineinander greifen, befestigen Sie die Stange zwischen Boden und Decke, indem Sie die Mutter an Pos. 5 mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel (Pos. 7) festziehen, bis es schwierig ist, sie weiter festzuziehen.

12. **WICHTIG:** Sobald die Stange gesichert ist, ziehen und drücken Sie am vertikalen Element von Punkt 4 (wodurch ein Flex in der Stange entsteht) und ziehen Sie die Mutter wieder fest. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis es schwierig wird, die Mutter weiter festzuziehen. Bewahren Sie den mitgelieferten Schraubenschlüssel (Pos. 7) auf, um die Mutter bei Bedarf regelmäßig festzuziehen, damit die Stange zwischen Boden und Decke sicher einrastet.

13. Wenn eine zusätzliche Sicherung erforderlich ist, können die 2 mitgelieferten Schrauben durch die Löcher in der Deckenstützbaugruppe (Pos. 1) und in die Deckenbalken (Holzbauteile in der Decke) eingebaut werden (siehe Abbildung 4) Dazu müssten die Kunststoffstopfen aus den Löchern in der Deckenhalterung (Pos. 1) entfernt werden.

WICHTIG: Wenn der Benutzer die Schrauben nicht verwendet, entfernen Sie die Kunststoffstopfen nicht aus den Löchern in der Deckenhalterung. Die Kunststoffstopfen verhindern, dass Feuchtigkeit in das Stahlrohr eindringt und Rost verursacht.



FIGUR 4

14. Nachdem die Stange zwischen Boden und Decke befestigt ist, ziehen Sie die Stellschraube mit dem Inbusschlüssel (Pos. 8) gegen die flache Oberfläche der Gewindestange. (Siehe Abbildung 3)

15. Schieben Sie die Schaumstoffhülse nach oben, um die in Abbildung 3 beschriebene Gewindestange und die sich verjüngende Buchse abzudecken.

BRAUCHE

UNTERSTÜTZUNG?

Wenn Sie Probleme haben oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte unter 1-800-506-9901 an Stander Inc.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

1. Wenn die Stange nicht richtig installiert ist, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Stander Inc. verpflichtet sich, sichere Produkte bereitzustellen und den Benutzer über Möglichkeiten zur Verhinderung von Unfällen zu informieren.
 - ✓ Überprüfen Sie die Stange regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Stange fest zwischen Boden und Decke befestigt ist.
 - ✓ Stellen Sie sicher, dass die Polachse in einem Winkel von 90 Grad zum Boden installiert ist. Alle Schutzgummipads müssen Kontakt mit dem Boden und der Decke haben.
 - ✓ Für Benutzer mit hohem Risiko sollten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Zu den Benutzern mit hohem Risiko zählen Personen, die nicht geistig bei Bewusstsein sind (einschließlich der Personen, die unter Medikamenten stehen), Benutzer mit Größen- oder Gewichtsbedingungen oder Bedingungen, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen, die Stange ohne Hilfe zu verwenden.
 - ✓ Wenn Sie Bedenken oder Fragen zu diesen Vorsichtsmaßnahmen haben, wenden Sie sich bitte unter 1-800-506-9901 an Stander Inc.
2. Wenn Sie an einer Krankheit oder Verletzung leiden oder Medikamente einnehmen, die Ihr Gleichgewicht oder Ihre Fähigkeit zum Stehen oder Sitzen beeinträchtigen, sollten Sie vor der Verwendung dieses Produkts zuerst einen Arzt konsultieren. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß verwendet wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.
3. Das Produkt sollte nicht das volle Gewicht einer Person tragen. Dieses Produkt soll nur im Sitzen und Stehen Gleichgewicht und Unterstützung bieten.
4. Die Produktanweisungen müssen sorgfältig befolgt werden, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß zusammengebaut und positioniert ist. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu ernsthaften Verletzungen der Benutzer des Produkts führen.
5. Kinder dürfen nicht am Produkt hängen oder damit spielen.
6. **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Weder Stander Inc. noch der Hersteller haften für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung oder Montage

des Produkts entstehen können oder entstanden sind.

LIMITED GARANTIE:

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Able Life-Markenprodukts von Stander Inc. Wir hoffen, dass es Ihnen den Alltag erleichtert. Bitte lesen Sie zu Ihrem Schutz die folgende Garantieerklärung.

Stander Inc. garantiert dem ursprünglichen Käufer, dass dieses Produkt 1 Jahr ab Kaufdatum frei von Material- und / oder Verarbeitungsfehlern ist.

Während der Garantiezeit wird Stander Inc. Material- oder Verarbeitungsfehler kostenlos korrigieren. Der ursprüngliche Käufer muss jedoch die Versandkosten im Voraus bezahlen. Alle Ersatzteile sind neu und werden für den Rest der ursprünglichen Garantie oder dreißig (30) Tage ab Versanddatum garantiert, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Der ursprüngliche Käufer muss Stander Inc. während der Garantiezeit schriftlich über den Verarbeitungs- oder Materialfehler informieren. Diese Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für den normalen Gebrauch. KEINE VERSANDKOSTEN SIND RÜCKERSTATTBAR.

Die Garantie deckt NICHT Folgendes ab:

- Schäden während des Versands, die nicht dem Originalversand an den Einzelhändler entsprechen.
- Schäden durch nicht autorisierte Anhänge, Änderungen oder Modifikationen.
- Schäden, die durch die Verwendung des Produkts für andere als die Zwecke verursacht wurden, für die das Produkt entwickelt oder bestimmt wurde.
- Da Magier verursacht durch irgendeinen anderen Missbrauch, falsche Handhabung oder falsche Anwendung.

Stander Inc. haftet unter keinen Umständen für besondere, zufällige oder Folgeschäden, die auf einer Verletzung dieser beschränkten Garantie, einer Vertragsverletzung oder einer verschuldensunabhängigen Haftung beruhen.

ES GIBT KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE ERWEITERT WERDEN

Jenseits der Beschreibung auf dem Gesicht hiervon.

Alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (einschließlich aller stillschweigenden Garantien der Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck) werden hiermit ausgeschlossen.

In einigen Staaten sind keine Einschränkungen für die Dauer einer impliziten Garantie zulässig, sodass die oben genannten Einschränkungen möglicherweise nicht für Sie gelten. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

Um einen Service im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, können Sie Stander Inc. unter 1-800-506-9901 erreichen.

