


Lea las instrucciones de montaje, las precauciones de seguridad y la garantía limitada antes de armar este producto.

## Instrucciones de montaje :

1. Retire todas las piezas de la caja en el lugar donde usará este producto y colóquelas sobre una superficie plana como se muestra en la Figura 1.


Cada parte se identifica mediante un número de artículo (algunos números de artículo tienen varias partes idénticas).



**FIGURA 1**

**NOTA:** Este producto está diseñado para usarse con alturas de techo que van desde techos de 7, 8 o 9 pies (no se deben usar en techos abovedados).

2. La Figura 2 muestra las partes que se utilizarán para techos de 7 pies, 8 pies o 9 pies. Observe que la única diferencia entre los ensambles de 7 pies, 8 pies o 9 pies es la cantidad de parte número 2 que se está utilizando.



**FIGURA 2**

Cada parte tubular tiene un extremo cónico y / o un extremo acampanado. Al ensamblar las partes, el

extremo cónico siempre se insertará en un extremo acampanado de la parte de unión.


**NOTA:** LOS AGUJEROS EN LOS EXTREMOS CUBIERTOS O FLARADOS DE LOS TUBOS SON PARA FINES DE FABRICACIÓN Y NO SE UTILIZAN PARA MONTAJE.

**PRECAUCIÓN:** Al ensamblar piezas (Artículos 1 a 6), es mejor que otra persona pueda sostener el poste en posición vertical para evitar que las piezas ensambladas sueltas caigan sobre las que ensamblan el producto o el piso. La caída de piezas puede causar lesiones o daños. Si no se siente cómodo armando el producto, obtenga asistencia adicional.

4. **NOTA:** Para este paso, solo use una de las dos partes del Elemento 3.

Coloque el Artículo-6 en el piso cerca de la ubicación donde desea colocar el poste y coloque el extremo acampanado del Artículo-3 en el extremo cónico del Artículo-6.

5. Coloque el extremo acampanado del Artículo-5 sobre el extremo cónico del Artículo



3.

**FIGURA 3**

6. Coloque el extremo acampanado del Artículo-4 sobre el casquillo cónico del Artículo-5.

7. Coloque el extremo acampanado de la parte restante del Artículo-3 en el extremo cónico del Artículo-4.

8. Coloque el extremo acampanado de una de las partes del Artículo-2 en el extremo cónico del Artículo-3.

9)

a) Si tiene un techo de 7 pies, coloque el abocinado final del elemento-1 en el extremo roscado del elemento-2.

b) Si tiene un techo de 8 pies, agregue una parte más del Item2 antes de colocar el extremo acampanado del Item-1 en el extremo cónico de la segunda parte del Item-2.

c) Si tiene un techo de 9 pies, agregue las tres partes del Elemento-2 antes de colocar el extremo acampanado del Elemento-1 en el extremo cónico del tercer Elemento-2

parte.


10. Antes de asegurar el producto de poste entre el piso y el techo, asegúrese de que el tornillo de fijación esté alineado con la superficie plana de la varilla roscada. **IMPORTANTE:** el tornillo de ajuste no debe apretarse en este punto. El casquillo cónico debe poder deslizarse hacia arriba y hacia abajo por la varilla roscada. (Ver Figura 3)

11. Para que los tubos ensamblados se enganchen correctamente entre sí, asegure el poste entre el piso y el techo apretando la tuerca en el Artículo 5 con la llave incluida (Artículo 7) hasta que sea difícil apretar más.

12. **IMPORTANTE:** Una vez que el poste esté seguro, jale y presione el miembro vertical del Elemento-4 (creando flexión en el poste) y luego vuelva a apretar la tuerca. Repita este proceso hasta que sea difícil apretar más la tuerca. Mantenga la llave incluida (Artículo-7) para apretar periódicamente la tuerca según sea necesario para mantener un enganche seguro del poste entre el piso y el techo.

13. Si se necesita un aseguramiento adicional, los 2 tornillos incluidos se pueden instalar a través de los agujeros en el Conjunto de soporte de techo (Artículo-1) y en las viguetas del techo (miembros estructurales de madera ubicados en el techo), como se muestra en la Figura 4. Esto requeriría quitar los tapones de plástico de los orificios en el conjunto de soporte de techo (Artículo-1).

**IMPORTANTE:** si el usuario decide no usar los tornillos, no retire los tapones de plástico de los agujeros en el conjunto de soporte de techo. Los tapones de plástico evitan que la humedad ingrese a la tubería de acero y provoque oxidación.



**FIGURA 4**

14. Después de asegurar el poste entre el piso y el techo, use la llave Allen (Artículo-8) para apretar el tornillo de fijación contra la superficie plana de la varilla roscada. (Ver Figura 3)

15. Deslice el manguito de espuma hacia arriba para cubrir la varilla roscada y el casquillo cónico descritos en la Figura 3.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

1. Pueden producirse lesiones graves o la muerte si el poste no está instalado correctamente. Stander Inc. se compromete a proporcionar productos seguros e informar al usuario sobre formas de prevenir accidentes.
  - ✓ Revise regularmente el poste para asegurarse de que esté firmemente sujeto entre el piso y el techo.
  - ✓ Asegúrese de que el eje del poste esté instalado a 90 grados con relación al piso. Todas las almohadillas protectoras de goma deben estar en contacto con el piso y el techo.
  - ✓ Deben tomarse medidas de seguridad adicionales para usuarios con alto riesgo. Los usuarios de alto riesgo incluyen aquellos que no tienen conciencia mental (incluidas las personas que están bajo medicación), usuarios que tienen problemas de tamaño o peso, o cualquier condición que perjudique su capacidad de usar el poste sin ayuda.
  - ✓ Si tiene alguna inquietud o pregunta con respecto a estas precauciones, comuníquese con Stander Inc. al 1-800-506-9901.
2. Si sufre una enfermedad o lesión o está tomando medicamentos que afectan su equilibrio o capacidad para pararse o sentarse, primero debe consultar con un médico antes de usar este producto. Si el producto no se usa correctamente, podrían producirse lesiones o daños graves.
3. El producto no estaba destinado a transportar todo el peso de un individuo. Este producto solo está destinado a proporcionar equilibrio y apoyo mientras está sentado y de pie.
4. Las instrucciones del producto deben seguirse cuidadosamente para garantizar que el producto esté ensamblado y colocado correctamente. El incumplimiento de las instrucciones podría ocasionar lesiones graves a los usuarios del producto .
5. No se debe permitir que los niños se cuelguen o jueguen con el producto.
6. **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** Ni Stander Inc. ni el fabricante son responsables de ningún daño o lesión que pueda resultar o haya resultado del uso o ensamblaje incorrecto del producto.

## GARANTÍA LIMITADA

Felicitaciones por la compra de su producto de la marca Able Life de Stander Inc. Esperamos que le facilite la vida diaria. Lea la siguiente declaración de garantía para su protección.

Stander Inc. garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de material y / o mano de obra durante 1 año a partir de la fecha de compra.

Durante el período de garantía, Stander Inc. corregirá cualquier defecto de material o mano de obra, sin costo alguno . Sin embargo, el comprador original debe pagar por adelantado el costo de envío. Cualquier pieza de repuesto será nueva y estará garantizada por el resto de la garantía original o treinta (30) días a partir de la fecha de envío, la que sea más larga. El comprador

## ¿NECESITA AYUDA?

Si tiene problemas o tiene alguna pregunta, comuníquese con Stander Inc. al 1-800-506-9901

original debe notificar por escrito a Stander Inc. durante el período de garantía del defecto en la mano de obra o el material. Esta garantía no es transferible y cubre solo el uso normal. NO HAY GASTOS DE ENVÍO REEMBOLSABLES.

La garantía NO cubre lo siguiente:

- Daño durante el envío que no sea el envío original al minorista.
- Daños causados por archivos adjuntos no autorizados, alteraciones o modificaciones.
- Daños causados por el uso del producto para fines distintos de aquellos para los cuales el producto fue diseñado o destinado.
- Daño causada por cualquier otro abuso, mal uso, mal manejo o uso indebido.

Bajo ninguna circunstancia Stander Inc. será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente basado en el incumplimiento de esta garantía limitada, incumplimiento de contrato o responsabilidad estricta .

NO HAY GARANTÍAS QUE EXTENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN EN LA CARA AQUÍ. TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS (INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR), SE RECHAZAN AQUÍ.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga un derecho legal específico, y también puede tener otros derechos, que varían de estado a estado.

Para obtener servicio bajo esta garantía, puede comunicarse con Stander Inc. al 1-800-506-9901.

