

Veillez lire les instructions d'assemblage, les précautions de sécurité et la garantie limitée avant d'assembler ce produit.

Instructions de montage :

1. Retirez toutes les pièces de la boîte à l'endroit où vous utiliserez ce produit et posez-les sur une surface plane comme illustré à la figure 1.

Chaque pièce est identifiée par un numéro d'article (certains numéros d'article ont plusieurs pièces identiques).





FIGURE 1

REMARQUE: Ce produit est conçu pour être utilisé avec des hauteurs de plafond allant de 7, 8 ou 9 pieds de plafond (ne pas utiliser sur des plafonds voûtés).

2. La figure 2 montre les pièces qui seront utilisées pour des plafonds de 7 pieds, 8 pieds ou 9 pieds. Notez que la seule différence entre les ensembles de 7 pieds, 8 pieds ou 9 pieds est la quantité de pièce numéro 2 utilisée.



Ensemble de 7 pieds Ensemble de 8 pieds Ensemble de 9 pieds

FIGURE 2

3. Chaque pièce tubulaire a une extrémité effilée et / ou une extrémité évasée. Lors de l'assemblage des

pièces, l'extrémité effilée s'insérera toujours dans une extrémité évasée de la pièce de jonction.

REMARQUE: LES TROUS DANS LES EXTRÉMITÉS CONIQUES OU ÉVASÉES DES TUBES SONT À DES FINS DE FABRICATION ET NE SONT PAS UTILISÉS POUR ASSEMBLÉE.

ATTENTION: Lors de l'assemblage de pièces (articles 1 à 6), il est préférable qu'une autre personne puisse tenir le poteau en position verticale pour éviter que des pièces assemblées de manière lâche ne tombent sur celles qui assemblent le produit ou sur le sol. Les chutes de pièces peuvent provoquer des blessures ou des dommages. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour assembler le produit, veuillez obtenir une assistance supplémentaire.

4. **REMARQUE:** Pour cette étape, utilisez simplement l'une des deux parties Item-3. Placez l'article-6 sur le sol près de l'endroit où vous souhaitez placer le poteau et placez l'extrémité évasée de l'article-3 sur l'extrémité effilée de l'article-6.

5. Placez l'extrémité évasée de l'article-5 sur l'extrémité effilée de l'article-3.




FIGURE 3

6. Placez l'extrémité évasée de l'article-4 sur la bague conique de l'article-5.

7. Placez l'extrémité évasée de la partie restante de l'article 3 sur l'extrémité effilée de l'article 4.

8. Placez l'extrémité évasée de l'une des pièces de l'article 2 sur l'extrémité effilée de l'article 3.

9.

a) Si vous avez un plafond de 7 pieds, placez l'évasé la fin de l'article-1 sur l'extrémité taraudée de l'article-2.

b) Si vous avez un plafond de 8 pieds, ajoutez une autre pièce Item2 avant de placer l'extrémité évasée de l'article-1 sur l'extrémité effilée de la deuxième pièce Item-2.

c) Si vous avez un plafond de 9 pieds, ajoutez les trois pièces de l'article 2 avant de placer l'extrémité évasée de l'article 1 sur l'extrémité effilée du troisième article 2.

partie.

10. Avant de fixer le produit de poteau entre le sol et le plafond, assurez-vous que la vis de réglage est alignée avec la surface plate sur la tige filetée. **IMPORTANT:** la vis de réglage ne doit pas être serrée à ce stade. La douille conique doit pouvoir glisser de haut en bas sur la tige filetée. (Voir figure 3)

11. Pour que les tubes assemblés s'engagent correctement, fixez le poteau entre le sol et le plafond en serrant l'écrou de l'article 5 avec la clé incluse (article 7) jusqu'à ce qu'il soit difficile de serrer davantage.

12. **IMPORTANT:** Une fois le poteau bien fixé, tirez et poussez sur l'élément vertical de l'article-4 (créant une flexion dans le poteau), puis resserrez l'écrou. Répétez ce processus jusqu'à ce qu'il devienne difficile de resserrer davantage l'écrou. Conservez la clé incluse (article-7) pour serrer périodiquement l'écrou au besoin pour maintenir un engagement sûr du poteau entre le sol et le plafond.

13. Si une fixation supplémentaire est nécessaire, les 2 vis incluses peuvent être installées à travers les trous de l'ensemble de support de plafond (article-1) et dans les solives de plafond (éléments de structure en bois situés dans le plafond), comme illustré à la figure 4. Cette nécessiterait de retirer les bouchons en plastique des trous de l'ensemble de support de plafond (article-1).

IMPORTANT: Si l'utilisateur décide de ne pas utiliser les vis, ne retirez pas les bouchons en plastique des trous de l'ensemble de support de plafond. Les bouchons en plastique empêchent l'humidité de pénétrer à l'intérieur du tube en acier et de provoquer de la rouille.




FIGURE 4

14. Une fois le poteau fixé entre le sol et le plafond, utilisez la clé Allen (Item-8) pour serrer la vis de réglage contre la surface plate de la tige filetée. (Voir figure 3)

15. Faites glisser le manchon en mousse vers le haut pour couvrir la tige filetée et la bague conique décrites à la figure 3.

BESOIN D'ASSISTANCE?

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, veuillez contacter Stander Inc. au 1-800-506-9901

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ:

1. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir si le poteau n'est pas correctement installé. Stander Inc. s'engage à fournir des produits sûrs et à informer l'utilisateur des moyens de prévenir les accidents.

- ✓ Vérifiez régulièrement le poteau pour vous assurer que le pôle est Tig htly fixé entre le plancher et le plafond.
- ✓ Assurez-vous que l'axe du poteau est installé à 90 degrés par rapport au sol. Tous les coussinets de protection en caoutchouc doivent être en contact avec le sol et le plafond.
- ✓ Des mesures de sécurité supplémentaires doivent être prises pour les utilisateurs à haut risque. Les utilisateurs à haut risque incluent ceux qui ne sont pas mentalement conscients (y compris les personnes sous médicaments), les utilisateurs qui ont des conditions de taille ou de poids, ou toute condition qui altère leur capacité à utiliser le poteau sans assistance.
- ✓ Si vous avez des préoccupations ou des questions concernant ces précautions, veuillez contacter Stander Inc. au 1-800-506-9901.

2. Si vous souffrez d'une maladie ou d'une blessure ou si vous prenez des médicaments qui affectent votre équilibre ou votre capacité à vous lever ou à vous asseoir, vous devez d'abord consulter un médecin avant d'utiliser ce produit. Si le produit n'est pas utilisé correctement, des blessures graves ou des blessures pourraient en résulter.

3. Le produit n'était pas destiné à porter le poids total d'un individu. Ce produit est uniquement destiné à fournir équilibre et soutien en position assise et debout.

4. Les instructions du produit doivent être soigneusement suivies pour s'assurer que le produit est correctement assemblé et positionné. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves pour les utilisateurs du produit .

5. Les enfants ne doivent pas être autorisés à s'accrocher ou à jouer avec le produit.

6. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Ni Stander Inc. ni le fabricant ne sont responsables des dommages ou blessures qui pourraient résulter ou ont résulté d'une mauvaise utilisation ou assemblage du produit.

GARANTIE LIMITÉE:

Félicitations pour votre achat de votre produit de marque Able Life auprès de Stander Inc. Nous espérons qu'il vous facilitera la vie au quotidien. Veuillez lire la déclaration de garantie suivante pour votre protection.

Stander Inc. garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et / ou de fabrication pendant 1 an à compter de la date d'achat.

Pendant la période de garantie, Stander Inc. corrigera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication . L'acheteur initial doit cependant payer d'avance les frais d'expédition. Toutes les pièces de rechange seront neuves et sont garanties pour le reste de la garantie

d'origine ou trente (30) jours à compter de la date d'expédition, selon la plus longue des deux. L'acheteur original doit informer Stander Inc. pendant la période de garantie par écrit du défaut de fabrication ou de matériau. Cette garantie n'est pas transférable et ne couvre que l'utilisation normale. AUCUN FRAIS DE LIVRAISON NE SONT REMBOURSABLES.

La garantie ne couvre PAS les éléments suivants:

- Dommages lors de l'expédition autres que l'expédition d'origine au détaillant.
- Dommages causés par des pièces jointes, altérations ou modifications non autorisées.
- Les dommages causés par l'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles le produit a été conçu ou destiné.
- Dommage causé par tout autre abus, une mauvaise manipulation ou une mauvaise application.

Stander Inc. ne sera en aucun cas responsable de tout dommage spécial, accessoire ou consécutif basé sur une violation de cette garantie limitée, une rupture de contrat ou une stricte responsabilité .

IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QUI S'ÉTEND AU-DELÀ DE LA DESCRIPTION SUR LE VISAGE CI-DESSOUS.

TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES (Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER), SONT PAR LA PRÉSENTE DÉCLINÉES.

Certains états n'autorisent pas les limitations de la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne un droit légal spécifique, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Pour obtenir un service sous cette garantie, vous pouvez joindre Stander Inc. au 1-800-506-9901.

