

UNIVERSAL STANDING HANDLE™

Sicherheitsinformation

Der **Handy Handle** ist entworfen , um sicher zu helfen eine Person mit einem Gewicht von bis zu 350 Pfund. Die einzige Funktion von dem Handy - Handle ist auf beim Ziehen einer Person zu einer stehenden Position hilft von einem Stuhl, Bett, Bank oder anderer Standard Sitz. Der handliche Griff darf niemals verwendet werden, um eine Person beim Sitzen auf dem Boden oder auf dem Boden hochzuziehen. Der Handgriff darf niemals verwendet werden, um jemanden hochzuziehen, der auf dem Boden oder auf dem Boden liegt. Beide Personen, die dieses Produkt verwenden, müssen über ausreichende Beweglichkeit, Arm- und Griffstärke verfügen. Beide Personen, die dieses Produkt verwenden, müssen eine vollständige Traktion zwischen beiden Füßen und dem Boden haben. Halten Sie den Griff bis zum vollständigen Stehen aufrecht, um Stürze oder Verletzungen zu vermeiden. **Handy Handles** dürfen nicht in der Nähe gefährlicher Gegenstände verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf scharfe oder zerbrechliche Gegenstände. Verwenden Sie **Handy Handles** nicht bei Personen, die ohne Hilfe nicht alleine stehen können. Bitte erläutern Sie diese Warnungen allen Personen, die das Produkt verwenden möchten. Geeignet zum Reinigen mit herkömmlichen Haushaltsreinigern oder Alkohol (70% Isopropanol).

Información de seguridad

El mango práctico está diseñado para ayudar a una persona que pesa hasta 350 libras. La única función de la manija práctica es ayudar una persona a ponerse de pie desde una silla, cama, banco o cualquier asiento. La manija práctica nunca debe ser usado para tirar de una persona mientras estaba sentado en el suelo. La manija práctica nunca debe ser usado para tirar a alguien que está tendido en el suelo. Ambas personas que usen est producto deben tener suficiente movilidad, el brazo y la fuerza de agarre. Ambas personas que usen est producto deben tener tracción totalmente entre ambos pies y el suelo. Mantener un agarre hasta que esté completamente de pie para evitar la caída o lesión. Mangos prácticos no deben utilizarse cerca de objetos peligrosos, einschließlich pero no limitado, a objetos cortantes o frágiles. Keine nützlichen Mangos prácticos con cualquier persona que no puede valerse por sí mismos sin ayuda. Für Gunst, explique estas advertencias para aquellos que planean usar el producto. Puede limpiarlos con limpiadores domésticos comunes (70% Isopropanol)

Richtungen

1. Beide Personen, die den Handy Handle verwenden, greifen mit beiden Händen nach den Griffen .
2. Gehen Sie zur Kante des Stuhls, des Bettes, der Bank oder des Standardsitzes .
3. Während Sie den Handy Handle festhalten , sollte sich die sitzende Person nach vorne beugen .
4. Stellen Sie sicher, dass die Füße beider Personen mit dem Boden verbunden sind.
5. Beide Personen, die den Griff benutzen, sollten „bereit, setzen, gehen“ sagen und auf dem Wort „gehen“ stehen.

Direcciones

1. Ambas personas que utilizan la manija práctico agarran las asas con ambas manos.
2. Mover al borde de la silla, la cama, el banco oder el asiento estándar.
3. Mientras sostiene la manija firmemente, la persona sentada debe inclinarse hacia delante.
4. Asegúrese de que los pies de ambas personas tienen tracción con el suelo.
5. Ambas personas que utilizan el mango debe decir "En sus marcas, listos, fuera" und comenzar de pie sobre la palabra "fuera".