

ATENCIÓN

Existe un riesgo potencial de lesiones graves o la muerte asociadas con prácticamente todos los productos, independientemente de su tipo o uso previsto. Stander, Inc., ha trabajado incansablemente para minimizar todos los riesgos asociados con sus ayudas de movilidad, sin embargo, dados los tipos de productos, usuarios y una miríada de cosas fuera de nuestro control, no podemos eliminar todos los riesgos imaginables. En consecuencia, un consumidor debe usar el sentido común al utilizar nuestros productos y tener en cuenta la salud física y mental general del usuario.

Lea todos los materiales que acompañan a este producto antes de instalarlo o utilizarlo.

GARANTÍA LIMITADA

Stander, Inc. garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de material y / o mano de obra durante 1 año a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, corregiremos cualquier defecto de material o mano de obra sin cargo. Todos los gastos de envío deben ser pagados por el comprador original. Cualquier pieza de repuesto será nueva y estará garantizada por el resto de la garantía original o treinta (30) días a partir de la fecha de envío, la que sea más larga. El comprador original debe notificar a Stander, Inc. durante el período de garantía por escrito sobre el defecto en la mano de obra o el material. Esta garantía no es transferible y cubre solo lo normalutilizar. Stander no reembolsará ni pagará los gastos de envío. La garantía NO cubre: (1) Daño durante el envío que no sea el envío original al minorista; (2) Daño causado por archivos adjuntos no autorizados, alteraciones o modificaciones; (3) Daño causado por el uso del producto para fines distintos de aquellos para los cuales el producto fue diseñado o destinado; y (4) Daño causado por cualquier otro abuso, mal uso, mal manejo o aplicación incorrecta. Bajo ninguna circunstancia Stander, Inc. será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente basado en el incumplimiento de esta garantía limitada, incumplimiento de contrato o responsabilidad estricta.

NO HAY GARANTÍAS QUE SE EXTENDAN MÁS ALLÁ DE LAS INDICADAS POR SU EIN. TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS (INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR), SE RECHAZAN AQUÍ.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que el límite anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado. Para obtener servicio bajo esta garantía, puede comunicarse con Stander, Inc. al (800) 506-9901 o al (435) 7550453.

Advertencias

1) INSTALACIÓN:

- a) No use ni instale este producto a menos que lea y comprenda estas advertencias e instrucciones de ensamblaje para asegurarse de que el producto esté instalado y utilizado correctamente. Si el instalador / usuario (s) está instalando este producto en un hogar de ancianos, un centro de asistencia asistida o una instalación similar, siga estas y las políticas de instalación de Bed Rail de las instalaciones. Si tiene alguna pregunta sobre la instalación, el uso, los riesgos asociados o cualquier cosa relacionada con este producto, llame a Stander Inc. al (800) 506-9901 o al (435) 755-0453.
- b) La instalación incorrecta de este producto aumenta significativamente el riesgo de atrapamiento (consulte la sección sobre ENTRAPAMIENTO a continuación). NO instale el producto sin un marco de cama bajo ninguna circunstancia. NO use el producto sin la correa de seguridad. No instale este producto si no puede seguir las instrucciones exactamente.
- c) Este producto solo debe usarse con resortes internos de 6 a 15 pulgadas de grosor o colchones de espuma viscoelástica. Este producto no debe usarse en ninguna cama que consista en un material que pueda aumentar el potencial de espacio entre la parte superior del colchón y la parte inferior del riel de la cama. Los ejemplos de camas que causarán problemas de separación incluyen, entre otros, camas de agua, espuma ligera, aire u otros colchones ligeros, colchones que comprimen más de 1 pulgada en el borde cuando están en uso y camas con marcos ajustables.
- d) Antes de usar, asegúrese de que no haya espacio entre el lado del riel de la cama y el lado del colchón. Un espacio en esta área significa que el producto se instaló incorrectamente. La correa de seguridad incluida está diseñada para asegurar el riel de la cama al costado de un colchón para evitar un espacio en esta área.
- e) El producto está equipado con un organizador cosido y una correa de seguridad diseñada para reducir el riesgo de atrapamiento (consulte la sección sobre ENTRADA a continuación). NUNCA retire el Organizador Cosido y la Correa de Seguridad ni use el producto sin estos artículos. La extracción, modificación o alteración del Organizador Cosido y / o la Correa de Seguridad aumenta significativamente el riesgo de atrapamiento.
- f) Deje de usarlo inmediatamente si el producto está dañado o roto, o si faltan piezas.
- g) Deje de usar inmediatamente si el producto se desplaza de su posición original hasta que se reajuste a la posición correcta.

2) ENTRADA:

- a) Existe un riesgo de atrapamiento asociado con las barandas de la cama y otras ayudas similares para la movilidad junto a la cama. El atrapamiento ocurre cuando un individuo queda atrapado entre el riel de la cama y cualquier otro objeto. El atrapamiento ha provocado lesiones graves y la muerte. Lea las Pautas de **prevención de atrapamiento** incluidas antes de instalar o usar este producto. Se pueden obtener copias adicionales de las Pautas de prevención de atrapamiento en www.stander.com o contactando a un representante de Stander al (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

3) CONDICIONES FÍSICAS Y MENTALES:

- a) Personas que tienen problemas con limitaciones físicas, parálisis, síntomas de demencia, Alzheimer o pérdida de memoria, sueño, incontinencia, dolor, movimientos corporales incontrolados, levantarse de la cama y caminar sin seguridad sin ayuda, fragilidad, debilidad, confusión, inquietud, inquietud terminal, o están bajo la influencia de medicamentos, drogas o cualquier sustancia que pueda dañar su equilibrio o juicio, o cualquier otra razón imprevisible que pueda afectar la capacidad física y mental de los usuarios para usar este producto de manera segura, tienen un mayor riesgo de atrapamiento. Como estas condiciones son subjetivas y Stander Inc. no tiene control sobre quién elige usar este producto, es responsabilidad del instalador / usuario consultar a un médico antes de usar este producto.
- b) Este producto no está diseñado para transportar todo el peso de una persona. Este producto solo está destinado a proporcionar equilibrio y apoyo mientras está sentado y de pie.

4) FACTORES EXTERNOS:

- a) No se debe permitir que los niños se cuelguen o jueguen con este producto.
- b) Cambiar la ropa de cama (cubrecamas, mantas, sábanas, etc.) puede requerir un reajuste de la correa de seguridad para eliminar un espacio entre el riel de la cama y el costado del colchón.
- c) Si se retira y reinstala el producto, la correa de seguridad debe reinstalarse correctamente como se indica en estas instrucciones.

5) ACUERDO ENTRE EL INSTALADOR / USUARIO (S) Y STANDER INC. :

- a) Si el instalador / usuario (s) elige usar este producto, se entiende entre el instalador / usuario (s) Y Stander Inc., que el instalador / usuario (s) acepta los riesgos asociados con el uso de este producto. Dado que estas condiciones son subjetivas y Stander Inc. no tiene control sobre quién elige usar este producto, el instalador / usuario (s) acepta ser responsable de sus decisiones al usar este producto.

6) DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y ACUERDO DE ARBITRAJE:

- a) Este acuerdo de arbitraje ("Acuerdo") afecta sus derechos y recursos legales al proporcionar que las disputas entre usted y la fabricación de este producto ("Stander") deben resolverse mediante un arbitraje vinculante, en lugar de en un tribunal. Lea este acuerdo detenidamente a medida que acepta los términos de este acuerdo al ensamblar y usar este producto. Si no está de acuerdo con los términos de este acuerdo, devuelva el producto a la ubicación de compra para obtener un reembolso.
- i) RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES O DISPUTAS. Cualquier reclamo o disputa entre usted y Stander que surja o se relacione de alguna manera con el Producto o este Acuerdo se resolverá mediante un arbitraje vinculante final. Esta obligación de arbitraje se aplica independientemente de si el reclamo o disputa involucra un agravio, fraude, tergiversación, responsabilidad del producto, negligencia, violación de un estatuto o cualquier otra teoría legal. Tanto usted como Stander reconocen y aceptan específicamente que renuncia a su derecho a presentar una demanda basada en tales reclamos o disputas y que un juez o jurado resuelva dicha demanda.

- ii) LIMITACIÓN DE RECURSOS LEGALES . Todos los arbitrajes bajo este Acuerdo se llevarán a cabo de manera individual (y no a nivel de toda la clase) y un árbitro no tendrá autoridad para otorgar desagravio a toda la clase. Usted reconoce y acepta que este Acuerdo le prohíbe específicamente iniciar procedimientos de arbitraje como representante de otros o unirse a cualquier procedimiento de arbitraje presentado por cualquier otra persona.
- iii) PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE.
- (1) Antes de comenzar cualquier procedimiento de arbitraje bajo este Acuerdo, primero debe presentar el reclamo / disputa a Stander llamando al (800) 5069901 o (435) 755-0453, proporcionando la información de contacto solicitada y permitiendo a Stander la oportunidad de resolverlo. Si su reclamo o disputa no se resuelve dentro de los sesenta (60) días, puede iniciar un procedimiento de arbitraje de acuerdo con los términos de este Acuerdo.
 - (2) El arbitraje de reclamo (s) / disputa (s) bajo este Acuerdo se realizará de conformidad con los Procedimientos de resolución de disputas comerciales de los Estados Unidos y los Procedimientos suplementarios para disputas relacionadas con el consumidor de la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") de los Estados Unidos (ver www.adr.org por sus reglas y procedimientos).
 - (3) El arbitraje de cualquier reclamo / disputa bajo este Acuerdo se realizará en el Estado de Utah.
 - (4) Todos los gastos administrativos de los procedimientos de arbitraje bajo este Acuerdo se dividirán en partes iguales entre usted y la Compañía, excepto que: (a) si las reclamaciones / disputas sujetas a los procedimientos de arbitraje son inferiores a diez mil dólares (US \$ 10,000), usted será responsable de no más de ciento veinticinco dólares (US \$ 125) en gastos administrativos; (b) si el reclamo / disputa sujeto a los procedimientos de arbitraje es más de diez mil dólares (US \$ 10,000) pero menos de setenta y cinco mil dólares (US \$ 75,000), entonces usted será responsable de no más de trescientos setenta y cinco dólares (US \$ 375) en gastos administrativos; y (c) si el reclamo / disputa sujeto a los procedimientos de arbitraje es más de setenta y cinco mil dólares (US \$ 75,000), entonces usted será responsable de los gastos administrativos de acuerdo con el Anexo de Tarifas Comerciales provisto por la AAA. Usted reconoce y acepta que cada parte pagará los honorarios y costos de sus propios abogados, expertos y testigos.
- iv) ELECCIÓN DE LEY Y SEPARABILIDAD. Este Acuerdo se regirá por la Ley Federal de Arbitraje de los Estados Unidos y las leyes del estado de Utah. Si alguna disposición de este Acuerdo se declara o se considera ilegal, inaplicable o nula, dicha disposición será ineficaz solo en la medida en que se considere ilegal, inaplicable o nula y el resto seguirá siendo plenamente aplicable. v)

⚠ ADVERTENCIA
PELIGRO DE ENTRADA Y CAÍDA

- NO use ni coloque cerca de camas para adultos, camas para niños, literas, camas de agua o camas inflables. El uso del producto en cualquier cama puede provocar un riesgo de atrapamiento.
- Las personas con enfermedad de Alzheimer o demencia, o las que están sedadas, confundidas o frágiles, tienen un mayor riesgo de atrapamiento y caídas.
- El incumplimiento de estas condiciones podría poner al usuario en riesgo de quedar atrapado o caerse.



Instrucciones:

1. Retire todos los componentes de la caja y verifique que todas las partes estén incluidas como se muestra en la Figura 1.




FIGURA 1

2. Deslice el conjunto frontal de la base y el conjunto posterior de la base sobre el tubo central de la base como se muestra en la Figura 2.




FIGURA 2

3. Coloque las almohadillas de los pies de goma a la misma distancia del espacio entre las patas de los muebles y apriete los tornillos de fijación con la llave Allen grande como se muestra en la Figura 3. Las patas de los muebles deben sentarse en el centro de las almohadillas de los pies de goma.
 NOTA: El tubo central de la base debe enganchar el conjunto frontal de la base y la parte posterior de la base

Ensamble aproximadamente 4 pulgadas a cada lado para que los tornillos de fijación encajen correctamente.




FIGURA 3

4. Fije el conjunto vertical al conjunto frontal de la base con la llave Allen pequeña, 2 pernos y 2 arandelas como se muestra en la Figura 4.




FIGURA 4

5. Uso del extremo abierto de la llave, fije el ensamblaje de la bandeja a la Asamblea soporte de la bandeja con el cuadrado de cuello largo del perno, 1 lavadora y 1 tuerca como se muestra en la Figura 5.




FIGURA 5

Presione el pasador de resorte en el conjunto de soporte de la bandeja y deslice el conjunto de soporte de la bandeja en el conjunto vertical. Permitir que el perno del resorte para activar cualquiera de los orificios de la Upright Asamblea como se muestra en la Figura 6.




FIGURA 6

6. Ajuste la altura del conjunto de soporte de la bandeja para girar sobre el reposabrazos del mueble. NOTA: Las patas de los muebles se pueden colocar en cualquiera de los juegos de almohadillas de goma como se muestra en la FIGURA 7 y la FIGURA 8.





FIGURA 7

FIGURA 8

7. El conjunto de la bandeja se puede nivelar con la llave Allen pequeña. Afloje el tornillo de nivelación en el lado alto y luego apriete el tornillo en el lado bajo. Cuando el conjunto de la bandeja esté nivelado, apriete cada tornillo por igual como se muestra en la FIGURA 9.





FIGURA 9


ATTENTION:

IF TRAY BECOMES LOOSE DURING ASSEMBLY OR USE,
REFER TO THE FOLLOWING INSTRUCTIONS TO TIGHTEN.



IMPORTANT: REMOVE PIVOT ARM FROM BRACKET TO ACCESS NUT - SEE FIG. 2.

USE 17MM SOCKET TO TIGHTEN. DO NOT OVERTIGHTEN, AS TRAY WILL BE DIFFICULT TO ROTATE.



FIRMLY TIGHTEN ALL HARDWARE SHOWN.

For more detailed instructions see video at:
<https://ablelifesolutions.com/8800-video>
or contact us at 800-506-9901, or email support@ablelifesolutions.com

