




ABLE LIFE<sup>®</sup>  
Comfortably Independent

**ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES ROLLATORS:**  
**WARTUNG:** Auf den Rollator wird Schmiermittel auf die Kunststoffverbindungen aufgetragen, die entlang des Aluminiumrohrs gleiten. Dieses Schmiermittel trocknet schließlich aus und erschwert das Öffnen und Schließen des Rollators. Tragen Sie in diesem Fall ein Silikonspray zwischen den Kunststoffverbindungen und dem Aluminiumrohr auf. Dies kann von lokalen Baumärkten bezogen werden.

Öffnen Sie zum Öffnen des Rollators die Schnalle, ziehen Sie die Griffe auseinander und drücken Sie den Sitz nach unten (siehe Abbildung 1).



**WARNUNG:** Halten Sie die Hände vom äußeren Drehpunkt des Sitzes fern, um mögliche Quetschpunkte zu vermeiden. Ziehen Sie zum Schließen des Rollators den Griff zwischen den Sitzpolstern nach oben. Drücken Sie die Griffe zusammen und schnappen Sie die Schnalle wie in Abbildung 2 gezeigt.






Figure 2

**EINSTELLUNG DER GRIFFHÖHE**  
Entfernen Sie bei geöffnetem Rollator die Knöpfe und Schrauben. Positionieren Sie den Griff auf die gewünschte Höhe, indem Sie die Löcher in den Griffrohren ausrichten. Setzen Sie die Schraube wieder ein und ziehen Sie den Knopf wie in Abbildung 3 gezeigt fest.  
Die Griffhöhe lässt sich auf 33"-36" einstellen.

**BREMSBETRIEB:**  
Griffbremsen haben zwei Funktionen, wie in Abbildung 3 dargestellt. Ziehen Sie den Bremshebel nach oben, um eine Bremswirkung zu erzielen. Drücken Sie den Bremshebel nach unten, um die Bremsen zu blockieren und zu verhindern, dass sich der Rollator im Sitzen bewegt.  
**WARNUNG:** Die Bremsen müssen vor dem Sitzen blockiert sein.



**EINSTELLEN DER SPANNUNG IM BREMSKABEL:**  
Wenn der Bremsgriff keinen ausreichenden Bremswiderstand mehr bieten kann, muss die Kabelspannung angepasst werden. Halten Sie die Kabelmutter mit einer Zange fest und drehen Sie die Rändelschraube des Kabels gegen den Uhrzeigersinn, um den Abstand zwischen Bremsbelag und Rad zu verringern.



## GET A FREE AUTO ASSIST HANDLE™ WHEN YOU REGISTER & LEAVE A REVIEW!

(Just pay shipping & handling)



- Safely stand with ease
- Universal fit

To register your product, please visit:  
[ablelifesolutions.com/product-registration](http://ablelifesolutions.com/product-registration)

#### **BEACHTUNG**

Es ist eine potenzielle Gefahr von schweren Verletzungen oder Tod im Zusammenhang mit praktisch jedem Produkt unabhängig von ihrer Art oder beabsichtigter Verwendung. Stander, Inc., hat worked unermüdlich zu minimieren alle Risiken im Zusammenhang mit ihren Mobilitätshilfen, noch gegeben, die Arten von Produkten, Benutzern, und eine Vielzahl von Dingen außerhalb von unserer Kontrolle, wir können nicht beseitigen jedes denkbare Risiko. Accordingly, muss ein Verbraucher mit gesundem Menschenverstand, wenn unsere Verwendung von Produkten und betrachtet die Benutzer's Gesamt körperliche und geistige Gesundheit. Bitte lesen Sie alle Materialien, die diesem Produkt beiliegen, bevor Sie es verwenden.

#### **EINGESCHRÄNKTE GARANTIE**

Stander, Inc. garantiert, zu dem ursprünglichen Käufer, dass dieses Produkt will in Material frei von Mängeln und / oder Verarbeitung für 1 Jahr ab dem Datum des Kaufs. Während der Garantiefrist wir werden korrigieren Sie alle Mängel in Material oder Verarbeitung an keiner Gebühr. Alle Versandkosten sind vom ursprünglichen Käufer zu tragen. Eventuelle Ersatzteile werden sein neu und sind garantiert, für den Rest von der ursprünglichen Garantie oder dreißig (30) Tagen ab dem Datum der Shipmen, tje nachdem, was ist länger. Der ursprüngliche Käufer muss benachrichtigen Stander, Inc. während der Garantiezeit schriftlich von dem Defekt in Verarbeitung oder Material. Diese Garantie ist nicht übertragbar und covers nur normalen Gebrauch. Stander will nicht erstatten oder Lohn für etwaige Versandkosten. Die Garantie deckt NICHT ab: (1) Schäden während des Versands, die nicht der ursprünglichen Sendung an den Einzelhändler entsprechen; (2) durch unautorisierte Schäden aTTaC lment s, a l t e r a t i o n s, o r m o d i f i c a t i o n s; (3) Schaden verursacht unter Verwendung des Produkts für die Zwecke andere als diejenigen für welche das Produkt wurde entworfen bzw. bestimmt; und (4) Schaden verursacht durch jeden anderen Missbrauch, Missbrauch, falsche Handhabung oder falsche Anwendung. Diese Garantie NUR deckt einen 30-Tage - Ersatz von gebrochenen Rädern und BRAKE / CABLE ASSEMBLY und DOES NOT Abdeckung BRAKE PADS UND HENKEL GRIPS dass will tragen heraus über Zeit. Unter keinen Umständen wird Stander, Inc. seine haftbar für jede special, l incidenta, l oder Folgeschäden basierend auf Verletzung von diesem begrenzt warranty, Verletzung des Vertrages, oder strengen Haftung.

**Es gibt keine Garantien, die über die hier angegebenen hinausgehen. ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN (EINSCHLIESSLICH ALLER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK) WERDEN AUSGESCHLOSSEN.**

Einige Staaten haben nicht zulassen Beschränkungen auf, wie lange eine implizite Garantie dauert, so die obige Einschränkung nicht gelten zu Ihnen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch haben andere Rechte, die variieren von Staat zu Staat. Um zu erhalten Service unter dieser warranty, Sie können erreichen Stander, Inc. unter (800) 506-9901 oder (435) 755-0453.

## WARNHINWEISE

### 1) INSTALLATION / GEBRAUCH:

- a) Sie nicht verwenden oder installieren Sie dieses Produkt , es sei denn Sie diese Warnungen und Montage lesen und verstehen , Anweisungen zu gewährleisten das Produkt wird ordnungsgemäß installiert und verwendet . Wenn Installateur / Benutzer (n) Installation dieses Produkts in einer Pflege Hause , unterstützte lebendes Zentrum , oder eine ähnliche Einrichtung , folgen diese und die Installationsmöglichkeiten Politik . Wenn Sie irgendwelche Fragen zur Installation , Verwendung , associated Risiken , oder irgendetwas überhaupt zu diesem Produkt Call Stander Inc. an (800) von 506 bis 9901 oder (435 ) 755-0453 .
- b) Ein falsche installation , Wartung , und / oder unsachgemäße Verwendung von diesem Produkt erheblich erhöht das Risiko von Stürzen .
- c) Ich f Sie hav e Frage s i t i s th e in s ta l l e r / Nutzung ( s) Verantwortung zu nennen Stander Inc. bei (800) 506-9901 oder (435) 755-0453 .
- d) Dieses Produkt ist nicht beabsichtigt sein gelegt innerhalb einer Dusche .

### 2) PHYSIKALISCHE UND GEISTIGE BEDINGUNGEN:

- a) Personen , die Probleme mit körperlichen haben Limi tationen , Lähmung , Symptome der Demenz , Alzheimer oder Gedächtnisverlust , schlafen , Inkontinenz , Schmerzen , unkontrollierte Körperbewegung , immer aus dem Bett und geht unsafely ohne Unterstützung , Gebrechlichkeit , Schwäche , Verwirrung , Unruhe , Terminal Unruhe , oder ist unter dem Einfluss von Medikamenten , Drogen oder jeder Substanz , die ihr Gleichgewicht oder beeinträchtigen könnte judg e n t , o r eine y othe r unforeseeabl e Gründe , die könnte Auswirkungen auf die Benutzer körperliche und geistige Fähigkeit , sicher verwenden dieses Produkt. Da diese Bedingungen sind subjektiv und Stander Inc . hat keine Kontrolle , die wählt verwenden dieses Produkt , es ist der Installateur / wir sich ( s) Verantwortung , einen Arzt , bevor Sie zu konsultieren mit diesem Produkt.
- b) Dieses Produkt ist nur dazu bestimmt bieten Balance und Unterstützung beim Gehen . Der Benutzer muss nicht e x ceedthe 250 lb maximales Benutzergewicht Kapazität .

### 3) EXTERNAL Factors:

- a) Kinder sollten nicht sein allo w ed hängen auf oder spielen w ith dieses Produkt.
- b) Eine ordnungsgemäße Wartung ist wichtig . Überprüfen Sie die Bremsen während jeder Verwendung des dem Produkt , um sowohl sicherzustellen , Bremsen und Bremsverriegelungs sind funktionieren einwandfrei . Das Bremskabel w ill stretch über Zeit und Bremskissen w ill Abnutzung über die Zeit . Dies wird verringert die Bremskapazität von dem Handbremssystem .  
Es muss sein , ausreichend Eingriff zwischen dem Brems Pads und den Hinterrädern zum Bremsen und zu verhindern , dass der Rollator aus bewegt , während Benutzern werden immer sitzt .

#### **4) VEREINBARUNG ZWISCHEN INSTALLATOR / BENUTZER UND STANDER INC.:**

a) Wenn der Installateur / Benutzer (n) wählen verwenden, um dieses Produkt, es ist zwischen dem versteht Installateur / Benutzer (n) und Stander Inc., Thatche Installier / Benutzer (s) akzeptiert die Gefahr assoziiert mit Verwendung dieses Produkts. Da diese Bedingungen sind subjektiv und Stander Inc. hat keine Kontrolle über die wählt verwenden dieses Produkt, das Installationsprogramm / Benutzer (e) für ihre Entscheidungen haftbar zustimmen, wenn mit diesem Produkt.

#### **5) VERBRAUCHERRECHTE UND SCHIEDSVEREINBARUNG :**

a) Das Schiedsvereinbarung (Vereinbarung) haben Einfluss auf die gesetzlichen Rechte und Rechtsmittel durch die Bereitstellung, dass Streitigkeiten zwischen Ihnen und der Herstellung von diesem Produkt (Stander) muss durch gelöst werden Bindung Arbitration, eher than in a court. Bitte lesen Sie diese Vereinbarung sorgfältig, wie Sie akzeptieren die Bedingungen von dieser Vereinbarung durch die Montage und Verwendung dieses Produkts. Wenn Sie noch nicht zustimmen zu den Bedingungen von dieser Vereinbarung, Rückkehr des Produkts an den Ort des Kaufs für eine Rückerstattung.

#### **i) Beilegung von Ansprüchen oder Streitigkeiten.**

Jeder Anspruch oder Streit zwischen Ihnen und Stander entstehen aus der oder in Bezug auf jede Art und Weise zu dem Produkt oder dieses Abkommens wird durch endgültig verbindlich gelöst werden Schlichtung. Diese Schieds Verpflichtung gilt unabhängig von whether dem Anspruch oder Streit beinhaltet eine unerlaubte Handlung, Betrug, Täuschung, Produkthaftung, Fahrlässigkeit, Verletzung von einem Gesetz, oder jeder anderen Rechtstheorie. Sowohl Sie als auch Stander ausdrücklich anerkennen und zustimmen, dass Sie verzichten auf Ihr Recht zu bringen, eine Klage basierend auf solchen Ansprüchen oder Streitigkeiten und haben solche Klage gelöst durch einen Richter oder Jury. ii)

**EINSCHRÄNKUNG DER RECHTLICHEN  
RECHTSMITTEL.** Alle Schiedsverfahren unter dieser Vereinbarung wird werden durchgeführt nur auf einem einzelnen (und nicht eine Klasse weit) Basis und ein

Schiedsrichter soll haben keine Autorität zu preisklassenweit relief Sie aknowledgedeand einverstanden, dass diese Vereinbarung ausdrücklich verbietet Ihnen den Schieds beginnend Verfahren als ein Vertreter der anderen oder Fügt in jeder Arbitrierung Verfahren von einer anderen Person gebracht. iii)

#### **SCHIEDSVERFAHREN.**

(1) Vor Beginn der Schiedsverfahren unter this Agreement, Sie müssen Tannen represent the claim / Streit um Stander durch Aufruf (800) 506-9901 oder (435) 755-0453 providing angeforderten Kontakt Information und ermöglicht Stander die Möglichkeit, es zu lösen. Ihr Anspruch oder Streit ist nicht gelöst innerhalb von sechzig (60) Tagen, können Sie ein Schiedsverfahren in Übereinstimmung beginnen mit den Bedingungen von dieser Vereinbarung.

(2) Das Schiedsverfahren von Anspruch (s / Streit (n) unter dieser Vereinbarung wird seine nach auf die amerikanischen Schieds Association (AAA) Vereinigte Staaten Handelsschlichtungsverfahren und Ergänzungsverfahren für Verbraucher Verwandte Streitigkeiten (siehe [www.Adr.Org](http://www.Adr.Org) für ihre Regeln und pro c e dures . )

(3) Das Schieds eines Anspruchs / Streit im Rahmen dieser Vereinbarung wird sein in dem Staat von Utah .

(4) Alle Verwaltungskosten von Schiedsverfahren im Rahmen dieser Vereinbarung werden zu gleichen Teilen zwischen Ihnen und der Gesellschaft aufgeteilt , mit der Ausnahme, dass:  
(a) wenn der Ansprüche / Streitgegenstand zu den Schiedsverfahren sind weniger als zehn tausend Dollars (US \$ 10 , 000) , Sie w ill für nicht mehr verantwortlich als 120-5 - Dollar (US \$ 125) in den Verwaltungskosten; (b) wenn der Anspruch / Streitgegenstand zu den Schiedsverfahren ist mehr als zehn tausend Dollar (US \$ 10 , 000) , aber weniger als fünfundsiebzigttausend Dollar (US \$ 75 , 000) , dann Sie werden sein verantwortlich für nicht mehr als hundert drei siebzig-fünf - Dollar (US \$ 375) in Verwaltungsaufwendungen; und (c) wenn der Anspruch / Streit, der Gegenstand des Schiedsverfahrens ist, mehr als fünfundsiebzigttausend Dollar (75.000 US-Dollar) beträgt, dann Sie werden seine verantwortlich für administrative Ausgaben gemäß w ith die Handelsgebührenordnung zur Verfügung gestellt von der AAA. Sie bestätigen und stimmen , dass jede Partei muss zahlen die Gebühren und Kosten von seinen eigenen Rat, Experten und Zeugen.

iv) WAHL DES RECHTS & TRENNBARKEIT.  
Dieses Abkommen gilt werden regiert von den Vereinigten Staaten Federal Arbitration Act und den Gesetzen von dem Zustand von Utah. Wenn irgendeine Bestimmung von dieser Vereinbarung wird erklärt oder gefunden zu sein ungesetzlich , nicht durchsetzbar oder nichtig , so Bestimmung wird sein unwirksam nur zu dem Ausmaß , dass sie sich gefunden rechtswidrig , nicht durchsetzbar oder nichtig und der Rest soll bleiben in vollem Umfang durchsetzbar.

**WARNUNG FALLGEFAHR**

- Menschen mit Alzheimer-Krankheit oder Demenz , oder diejenigen , die sind sediert , verwirrt , oder gebrechlich , sind einem erhöhten Risiko von Verlust ihrer balanc e und fällt.
- Failure erfüllen mit den Anweisungen und **WARNHINWEISE** könnte setzt den Benutzer (n) bei Gefahr von fallenden.

- (1) The arbitration of claim(s)/dispute(s) under this Agreement shall be pursuant to the American Arbitration Association's (AAA) United States Commercial Dispute Resolution Procedures and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (see [www.adr.org](http://www.adr.org) for their rules and procedures.)
- (2) The arbitration of any claim/dispute under this Agreement shall be in the State of Utah.
- (3) All administrative expenses of arbitration proceedings under this Agreement shall be divided equally between you and the Company, except that:
- (a) if the claims/dispute subject to the arbitration proceedings is less than ten thousand dollars (US\$10,000), you will be responsible for no more than one hundred twenty-five dollars (US\$125) in administrative expenses;
  - (b) if the claim/dispute subject to the arbitration proceedings is more than ten thousand dollars (US\$10,000) but less than seventy-five thousand dollars (US\$75,000), then you will be responsible for no more than three hundred seventy-five dollars (US\$375) in administrative expenses; and
  - (c) if the claim/dispute subject to the arbitration proceedings is more than seventy-five thousand dollars (US\$75,000), then you will be responsible for administrative expenses in accordance with the Commercial Fee Schedule provided by the AAA. You acknowledge and agree that each party shall pay the fees and costs of its own counsel, experts and witnesses.
- iv) CHOICE OF LAW & SEVERABILITY. This Agreement shall be governed by the United States Federal Arbitration Act and the laws of the state of Utah. If any provision of this Agreement is declared or found to be unlawful, unenforceable or void, such provision will be ineffective only to the extent that it is found unlawful, unenforceable or void and the remainder shall remain fully enforceable.

#### **WARNING FALL HAZARD**

- People with Alzheimer's disease or dementia, or those who are sedated, confused, or frail, are at increased risk of losing their balance and falls.
- Failure to comply with the instructions and **WARNINGS** could put the user(s) at risk of falling.