

ATTENZIONE

Esiste un potenziale rischio di lesioni gravi o morte associate praticamente a tutti i prodotti, indipendentemente dal tipo o dall'uso previsto. Stander, Inc., ha lavorato instancabilmente per ridurre al minimo tutti i rischi associati ai suoi ausili per la mobilità, ma dati i tipi di prodotti, gli utenti e una miriade di cose al di fuori del nostro controllo, non possiamo eliminare ogni rischio immaginabile. Di conseguenza, un consumatore deve usare il buon senso quando utilizza i nostri prodotti e tenere conto della salute fisica e mentale dell'utente.

Leggere tutti i materiali che accompagnano questo prodotto prima di installarlo o utilizzarlo.

GARANZIA LIMITATA

Stander, Inc. garantisce all'acquirente originale che questo prodotto sarà privo di difetti di materiale e / o lavorazione per 1 anno dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia correggiamo gratuitamente qualsiasi difetto di materiale o lavorazione. Tutte le spese di spedizione devono essere a carico dell'acquirente originale. Eventuali parti di ricambio saranno nuove e garantite per il resto della garanzia originale o trenta (30) giorni dalla data di spedizione, a seconda di quale sia la durata più lunga. L'acquirente originale deve informare Stander, Inc. durante il periodo di garanzia per iscritto del difetto di fabbricazione o materiale. Questa garanzia non è trasferibile e copre solo l'uso normale. Stander non rimborserà né pagherà le spese di spedizione. La garanzia NON copre: (1) danni durante la spedizione diversi dalla spedizione originale al rivenditore; (2) danni causati da allegati, alterazioni o modifiche non autorizzati; (3) danni causati dall'uso del prodotto per scopi diversi da quelli per i quali il prodotto è stato progettato o previsto; e (4) danni causati da qualsiasi altro abuso, uso improprio, cattiva gestione o errata applicazione.

In nessuna circostanza Stander, Inc. sarà responsabile per eventuali danni speciali, incidentali o consequenziali basati sulla violazione di questa garanzia limitata, violazione del contratto o responsabilità oggettiva.

NON CI SONO GARANZIE CHE SI ESTENDONO OLTRE QUELLI INDICATI QUI. TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE (COMPRESSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE), SONO ESCLUSIVE.

Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto la suddetta limitazione potrebbe non essere applicabile. Questa garanzia ti dà un diritto legale specifico e potresti anche avere altri diritti che variano da stato a stato. Per ottenere assistenza ai sensi della presente garanzia, è possibile contattare Stander, Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

AVVERTENZE

1) INSTALLAZIONE:

- a) Non utilizzare o installare questo prodotto a meno che non si leggano e comprendano queste avvertenze e istruzioni di assemblaggio per assicurarsi che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente. Se l'installatore / gli utenti installano questo prodotto in una casa di cura, in un centro di residenza assistita o in una struttura simile, seguire queste e le politiche di installazione delle strutture. In caso di domande relative all'installazione, all'utilizzo, ai rischi associati o qualsiasi altra cosa relativa a questo prodotto, chiamare Stander Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.
- b) Un'installazione errata di questo prodotto aumenta significativamente il rischio di cadute. Questo prodotto per palo si fissa tra pavimento e soffitto. Poiché esistono diversi tipi di condizioni del pavimento e del soffitto, spetta all'installatore e / o all'utente di questo prodotto determinare se il prodotto può essere installato in sicurezza.
- c) **IMPORTANTE:** l'asta può allentarsi (non adeguatamente fissata tra pavimento e soffitto) a causa della miriade di condizioni. È responsabilità dell'installatore e / o degli utenti controllare e fissare periodicamente il palo tra il pavimento e il soffitto con la chiave in dotazione. **NON** gettare la chiave inclusa.
- d) **NON** installare il prodotto su soffitti angolati, controsoffitti o qualsiasi altro tipo di soffitto che non consentirebbe di fissare correttamente il prodotto tra pavimento e soffitto. Il palo deve essere installato perpendicolarmente al pavimento e al soffitto. Tutti i cuscinetti di gomma protettivi devono impegnare il soffitto e il pavimento con una forza equamente distribuita.
- e) **NON** installare il prodotto a palo su altezze del soffitto inferiori a 7 piedi o superiori a 10 piedi.
- f) **NON** installare il prodotto su palo su una piattaforma o su qualsiasi altra superficie sollevata dal pavimento. In caso di domande, è responsabilità dell'installatore / utente chiamare Stander Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453. **NON** installare questo prodotto se non si è sicuri che il prodotto possa essere adeguatamente protetto.
- g) Le condizioni del pavimento influiscono anche sulla possibilità di installare il prodotto in modo sicuro. **NON** installare il prodotto su tappeti o altri oggetti mobili. **NON** installare il prodotto su condizioni del pavimento che potrebbero far scivolare o scivolare la base del palo. Se la base del prodotto si sposta dopo l'installazione, il prodotto non è sicuro da usare.
- h) Questo prodotto non è destinato a essere collocato all'interno di una vasca da bagno o all'interno di una doccia.
- i) Il palo di sicurezza utilizza un perno caricato a molla che consente alla maniglia di ruotare e bloccarsi in più posizioni dell'utente. Accertarsi che la maniglia rotante sia bloccata prima di utilizzare il prodotto. Se la maniglia rotante non è bloccata prima dell'uso, l'utente potrebbe cadere e causare gravi lesioni o danni.
- j) **IMPORTANTE:** se si installa il prodotto per asta accanto a un letto, un divano, una toilette o qualsiasi altro oggetto, Stander Inc. consiglia di **NON** installare il prodotto più vicino della capacità dell'utente o degli utenti di camminare in sicurezza attorno all'asta o potrebbe esserci la possibilità di rimanere intrappolato tra il palo e il lato di qualsiasi oggetto adiacente al palo. L'intrappolamento è una condizione in cui un individuo può essere alloggiato tra oggetti. La maniglia girevole deve essere presa in considerazione quando si posiziona l'asta accanto a un oggetto adiacente. In altre parole, la maniglia può ruotare di 360 gradi. Gli utenti devono poter camminare in sicurezza attorno al palo in ogni posizione della maniglia orientabile. È responsabilità dell'utente / i assicurarsi che non vi sia modo di rimanere intrappolato tra l'asta e / o la maniglia di rotazione e il lato di qualsiasi oggetto adiacente all'asta. Poiché vi sono una miriade di condizioni per l'utente, l'installatore / utente (i) dovrebbe determinare se il palo deve essere installato più lontano dal lato di un letto. In caso di domande, è responsabilità dell'installatore / utente chiamare Stander Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

2) CONDIZIONI FISICHE E MENTALI:

- a) Individui che hanno problemi con limitazioni fisiche, paralisi, sintomi di demenza, Alzheimer o perdita di memoria, sonno, incontinenza, dolore, movimento incontrollato del corpo, alzarsi dal letto e camminare senza sicurezza senza assistenza,

1100 Security Pole with Curve Grab Bar V 1.0

fragilità, debolezza, confusione, irrequietezza, terminale irrequietezza, o sono sotto l'influenza di farmaci, droghe o altre sostanze che potrebbero comprometterne l'equilibrio o il giudizio, o qualsiasi altra ragione imprevedibile che potrebbe influenzare la capacità fisica e mentale degli utenti di usare questo prodotto in sicurezza, sono a maggior rischio di intrappolamento. Poiché queste condizioni sono soggettive e Stander Inc. non ha alcun controllo su chi sceglie di utilizzare questo prodotto, è responsabilità dell'installatore / utente / i consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto.

b) Questo prodotto non è destinato a sostenere l'intero peso di un individuo. Questo prodotto ha lo scopo di fornire equilibrio e supporto solo seduti e in piedi.

3) FATTORI ESTERNI:

- a) Ai bambini non dovrebbe essere permesso di aggrapparsi o giocare con questo prodotto.
- b) A causa di fattori esterni imprevedibili, il prodotto potrebbe allentarsi. In questo caso, aumentare la tensione tra il pavimento e il soffitto con la chiave in dotazione. NON gettare la chiave in dotazione.
- c) Le condizioni del pavimento possono influire sulla stabilità del palo, come irregolarità del pavimento, superfici bagnate o altre condizioni che consentirebbero alla base del prodotto di muoversi. NON utilizzare il prodotto su superfici del pavimento che consentano lo spostamento della base del prodotto.
- d) Se il prodotto viene rimosso e reinstallato, l'asta deve essere reinstallata correttamente come indicato in queste istruzioni. Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.

4) ACCORDO TRA INSTALLATORE / UTENTE / I E STANDER INC .:

- a) Se l'installatore / gli utenti scelgono di usare questo prodotto, si intende tra l'installatore / gli utenti E Stander Inc. che l'installatore / gli utenti accettano i rischi associati all'uso di questo prodotto. Poiché queste condizioni sono soggettive e Stander Inc. non ha alcun controllo su chi sceglie di utilizzare questo prodotto, l'installatore / gli utenti accettano di essere responsabili delle loro decisioni durante l'utilizzo di questo prodotto.

5) DIRITTO DEI CONSUMATORI E ACCORDO DI ARBITRATO:

- a) Il presente accordo di arbitrato ("Accordo") incide sui vostri diritti e rimedi legali prevedendo che le controversie tra l'utente e la fabbricazione di questo prodotto ("Stander"), debbano essere risolte mediante arbitrato vincolante, piuttosto che in un tribunale. Si prega di leggere attentamente questo accordo quando si accettano i termini del presente accordo assemblando e utilizzando questo prodotto. Se non si accettano i termini del presente accordo, restituire il prodotto nella posizione di acquisto per un rimborso.
- i) **RISOLUZIONE DI RECLAMI O CONTROVERSIE.** Eventuali reclami o controversie tra l'utente e Stander derivanti o relativi in qualsiasi modo al Prodotto o al presente Accordo saranno risolti mediante arbitrato definitivo e vincolante. Questo obbligo di arbitrato si applica indipendentemente dal fatto che il reclamo o la controversia comporti un illecito, frode, dichiarazione falsa, responsabilità del prodotto, negligenza, violazione di uno statuto o qualsiasi altra teoria legale. Sia tu che Stander riconoscete e concordate espressamente di rinunciare al vostro diritto di intentare un'azione legale basata su tali rivendicazioni o controversie e di far risolvere tale causa da un giudice o una giuria.
- ii) **LIMITAZIONE DEI RIMEDI GIURIDICI.** Tutti gli arbitrati ai sensi del presente Accordo devono essere condotti solo su base individuale (e non a livello di classe) e un arbitro non ha l'autorità di concedere un sgravio a livello di classe. Riconosci e accetti che questo Accordo ti proibisce espressamente di avviare procedimenti arbitrali come rappresentante di altri o di partecipare a procedimenti arbitrali avviati da qualsiasi altra persona. iii) **PROCEDURE DI ARBITRATO.**
 - (1) Prima di avviare qualsiasi procedimento arbitrale ai sensi del presente Accordo, è necessario presentare il reclamo / controversia a Stander chiamando il numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453, fornendo le informazioni di contatto richieste e consentendo a Stander l'opportunità di risolverlo . Se il reclamo o la controversia non vengono risolti entro sessanta (60) giorni, è possibile avviare un procedimento arbitrale in conformità con i termini del presente Accordo.
 - (2) L'arbitrato dei reclami / controversie ai sensi del presente Accordo sarà conforme all'American Arbitration Association ("AAA") Procedure di risoluzione delle controversie commerciali degli Stati Uniti e procedure supplementari per le controversie relative ai consumatori (vedere www.adr.org per le loro regole e procedure).
 - (3) L'arbitrato di qualsiasi reclamo / controversia ai sensi del presente Accordo sarà nello Stato dello Utah.
 - (4) Tutte le spese amministrative di procedimenti arbitrali ai sensi del presente Accordo saranno divise equamente tra l'utente e la Società, tranne che: (a) se i reclami / controversie soggetti al procedimento arbitrale sono inferiori a diecimila dollari (10.000 USD), l'utente sarà responsabile per non più di centoventicinque dollari (US \$ 125) in spese amministrative; (b) se il reclamo / controversia oggetto del procedimento arbitrale è superiore a diecimila dollari (10.000 USD) ma inferiore a settantacinquemila dollari (75.000 USD), l'utente sarà responsabile per non più di trecentosettantacinque dollari (US \$ 375) in spese amministrative; e (c) se il reclamo / controversia oggetto del procedimento arbitrale è superiore a settantacinquemila dollari (US \$ 75.000), l'utente sarà responsabile per le spese amministrative in conformità con la Tabella delle commissioni commerciali fornita dall'AAA. Riconosci e accetti che ciascuna parte dovrà pagare le tasse e i costi dei propri consulenti, esperti e testimoni.
- iv) **SCELTA DI DIRITTO E SIVIBILITÀ.** Il presente Accordo sarà regolato dalla Federal Arbitration Act degli Stati Uniti e dalle leggi dello stato dello Utah. Se una qualsiasi disposizione del presente Accordo viene dichiarata o ritenuta illegale, inapplicabile o nulla, tale disposizione sarà inefficace solo nella misura in cui venga trovata illegale, inapplicabile o nulla e il resto rimarrà pienamente esecutivo.

⚠ AVVERTIMENTO PERICOLO DI CADUTA E INCISIONE

- Piccoli spazi tra l'asta / maniglia girevole e altri oggetti fissi possono intrappolare e uccidere.
- Le persone con malattia di Alzheimer o demenza, o coloro che sono sedati, confusi o fragili, hanno un aumentato rischio di intrappolamento e cadute.
- Accertarsi sempre che questo prodotto sia adeguatamente fissato tra il pavimento e il soffitto.

- Accertarsi che il prodotto disponga di spazio sufficiente per consentire agli utenti di camminare tra l'asta / maniglia e qualsiasi altro oggetto fisso.
- NON utilizzare o posizionare vicino a letti per bambini, letti a castello, letti ad acqua o letti gonfiabili.
- Il mancato rispetto di queste condizioni potrebbe mettere l'utente / i a rischio di intrappolamento o caduta.



Istruzioni di montaggio:




FIGURA 1

NOTA: questo prodotto è progettato per essere utilizzato con altezze del soffitto comprese tra 7 e 10 piedi . Tutte le parti necessarie sono incluse in questo pacchetto per ospitare soffitti di 7, 8, 9 e 10 piedi .

(ITEM-2) è un tubo di prolunga regolabile che deve essere utilizzato per altezze del soffitto di 8, 9 e 10 piedi . **NOTA :** (ITEM-2 avrà l'area non verniciata esposta.

Determinare dove si prevede di utilizzare questo prodotto e l'altezza del soffitto prima di continuare il processo di assemblaggio.

1. Estrarre tutte le parti dalla scatola e appoggiarle su una superficie piana, come mostrato nella Figura 1.
2. Se si dispone di un soffitto di 7 piedi , non utilizzare il tubo di prolunga (ITEM-2). Collegare il telaio superiore (ITEM-1) direttamente a ITEM-3 allineando i fori in ITEM-1 e ITEM-3 e inserendo il perno a forcella (ITEM-6) attraverso i fori. Dopo aver inserito il perno a perno, posizionare il perno

di coppia (ITEM-7) attraverso il foro del perno a perno, come mostrato nella Figura 2.

3. Se si dispone di un soffitto da 8 a 10 piedi , collegare il telaio superiore (ITEM-1) al tubo di prolunga (ITEM-2) allineando i fori e inserendo la coppia e la coppia come mostrato nella Figura 2.
4. Il tubo di prolunga (ITEM-2) ha 3 serie di fori contrassegnati come "Foro altezza 8 piedi", "Foro altezza 9 piedi" e "Foro altezza 10 piedi", come mostrato nella Figura 1. Utilizzare l'apposito

foro di altezza corrispondente all'altezza del soffitto che verrà installato questo prodotto.




FIGURA 2

5. Per un controsoffitto di 8 piedi , allineare il foro del tubo di prolunga (ITEM-2) contrassegnato con "Foro di altezza 8 piedi" (come mostrato nella Figura 1) a (ITEM-3) e inserire il perno a forcella e la coppia come precedentemente fatto nel passaggio 2.
6. Per un soffitto di 9 piedi o 10 piedi , allineare il tubo di prolunga (ITEM-2) con il foro contrassegnato con "Foro di altezza 9 piedi" o "Foro di altezza 10 piedi" (come mostrato nella Figura 1) a (ITEM-3) e inserire il perno a forcella e la

coppiglia come precedentemente fatto nel passaggio 2.

7. Collegare la piastra di base (ITEM-5) al tubo della maniglia (ITEM-4), come mostrato nella Figura 1, allineando le fessure nel tubo della maniglia (ITEM-4) con il perno interno nella piastra di base (ITEM-5) in modo le fessure si trovano a cavallo del perno interno per impedire la rotazione, come mostrato nella Figura 3.




FIGURA 3

8. Inserire la parte filettata di ITEM-3 in ITEM-4 e posizionare l'asta di sicurezza nella posizione desiderata con ITEM-5 sul pavimento e ITEM-1 sul soffitto.

NOTA: assicurarsi che la rondella di plastica (ITEM-11) sia posizionata tra il dado di regolazione (ITEM-8) e la rondella (ITEM-9) come mostrato nella Figura 1 prima di inserire ITEM-3 in ITEM-4.

9. Per fissare l'asta tra il pavimento e il soffitto, il dado di regolazione (ITEM-8) deve essere serrato in senso orario con la chiave in dotazione (elemento non mostrato). Stringere il dado di regolazione inferiore fino a quando l'asta è fissata tra il pavimento e il soffitto.

AVVERTENZA: dopo aver fissato l'asta tra pavimento e soffitto, controllare la lunghezza dell'area filettata esposta. NON installare se la lunghezza della filettatura esposta è superiore a 11 pollici.

AVVERTENZA: se l'asta non sembra essere fissata saldamente tra il pavimento e il soffitto, allentare il dado di regolazione (ITEM-8) e assicurarsi che la lunghezza dell'asta di sicurezza sia perpendicolare al pavimento e al soffitto prima di serrare il dado di regolazione (ITEM-8) come già fatto nel passaggio 8.

Il leggero movimento della maniglia girevole è normale e sicuro. Questo movimento consente

al perno di bloccaggio di bloccarsi facilmente in 8 posizioni intuitive. Tirare il perno e ruotare la maniglia curva. Rilasciare la maniglia e continuare a ruotare la maniglia curva fino a quando il perno caricato a molla blocca la maniglia nella posizione desiderata.

INSTALLAZIONE (OPZIONALE) UTILIZZANDO LE VITI

Se l'asta è installata correttamente, non dovrebbe esserci alcun movimento tra la piastra di base (elemento 5) e il pavimento o il telaio superiore (elemento 1) e il soffitto quando è in uso. È importante ispezionare frequentemente l'asta per assicurarsi che l'asta non si muova.

Poiché ci sono molte condizioni imprevedibili (condizioni in cui l'asta può spostarsi o allentarsi), Stander Inc. ha fornito all'installatore / utente (i) un'opzione per ancorare il prodotto al pavimento e al soffitto usando le viti incluse (Articolo-10) .

Il telaio superiore (Item-1) ha due fori distanziati di 16 pollici per allinearsi con i travetti del soffitto in legno. È importante che le viti passino attraverso i fori del telaio superiore e siano fissate nei travetti del soffitto in legno, come mostrato nella Figura 4.




FIGURA 4 (OPZIONALE)

Condizioni del pavimento piastrellato: se la piastra di base (elemento 5) deve essere montata su un pavimento piastrellato in ceramica, i fori devono essere praticati attraverso la piastrella solo prima di utilizzare le viti per legno. Posizionare le viti per legno attraverso i fori della piastra di base e fissarle al pavimento in legno come mostrato nella Figura 5.

Linoleum o pavimenti in moquette: se la piastra di base (elemento 5) deve essere montata su pavimenti in linoleum o moquette, posizionare le viti per legno attraverso i fori della piastra di base e fissarle direttamente sul pavimento in legno, come mostrato nella Figura 5.




FIGURA 5 (OPZIONALE)

Se l'installatore / gli utenti hanno domande, si prega di chiamare Stander Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.