

ATTENZIONE

Esiste un potenziale rischio di lesioni gravi o morte associate praticamente a tutti i prodotti, indipendentemente dal tipo o dall'uso previsto. Stander, Inc., ha lavorato instancabilmente per ridurre al minimo tutti i rischi associati ai suoi ausili per la mobilità, ma dati i tipi di prodotti, utenti e una miriade di cose al di fuori del nostro controllo, non possiamo eliminare ogni rischio immaginabile. Di conseguenza, un consumatore deve usare il buon senso quando utilizza i nostri prodotti e tenere conto della salute fisica e mentale generale dell'utente.

Leggere tutti i materiali che accompagnano questo prodotto prima di installarlo o utilizzarlo.

GARANZIA LIMITATA

Stander, Inc. garantisce all'acquirente originale che questo prodotto sarà privo di difetti nei materiali e / o nella lavorazione per 1 anno dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, correggeremo qualsiasi difetto nel materiale o nella lavorazione senza alcun addebito. Tutte le spese di spedizione devono essere a carico dell'acquirente originale. Eventuali parti di ricambio saranno nuove e garantite per il resto della garanzia originale o trenta (30) giorni dalla data di spedizione, a seconda di quale sia la durata più lunga. L'acquirente originale deve notificare Stander, Inc. durante il periodo di garanzia per iscritto del difetto di fabbricazione o materiale. Questa garanzia non è trasferibile e copre solo l'uso normale. Stander non rimborserà né pagherà le spese di spedizione. La garanzia NON copre: (1) Damage durante la spedizione diversa dalla spedizione originale al rivenditore; (2) danni causati da allegati, alterazioni o modifiche non autorizzati; (3) danni causati dall'uso del prodotto per scopi diversi da quelli per i quali il prodotto è stato progettato o curato; e (4) danni causati da qualsiasi altro abuso, uso improprio, cattiva gestione o errata applicazione.

In nessuna circostanza Stander, Inc. sarà ritenuta responsabile per eventuali danni speciali, incidentali o consequenziali basati sulla violazione di questa garanzia limitata, violazione del contratto o responsabilità oggettiva. **NON CI SONO GARANZIE CHE SI ESTENDONO OLTRE QUELLI INDICATI QUI. TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE (COMPRESSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE), SONO DISCLAIM ED ED.**

Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto la suddetta limitazione potrebbe non essere applicabile. Questa garanzia ti dà un diritto legale specifico e potresti anche avere altri diritti che variano da stato a stato. Per ottenere il servizio ai sensi della presente garanzia, è possibile contattare Stander, Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

AVVERTENZE

1) INSTALLAZIONE:

- a) Non utilizzare o installare questo prodotto a meno che non si leggano e comprendano queste avvertenze e istruzioni di assemblaggio per assicurarsi che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente. Se l'installatore / gli utenti installano questo prodotto in una casa di cura, in un centro di residenza assistita o in una struttura simile, seguire queste e le politiche di installazione delle strutture. In caso di domande relative all'installazione, all'utilizzo, ai rischi associati o qualsiasi altra cosa relativa a questo prodotto, chiamare Stander Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.
- b) Un'installazione errata di questo prodotto aumenta significativamente il rischio di cadute. Questo prodotto per palo si fissa tra pavimento e soffitto. Poiché esistono diversi tipi di condizioni del pavimento e del soffitto, spetta all'installatore e / o all'utente di questo prodotto determinare se il prodotto può essere installato in sicurezza.
- c) **IMPORTANTE:** l'asta può allentarsi (non adeguatamente fissata tra pavimento e soffitto) a causa della miriade di condizioni. È responsabilità dell'installatore e / o degli utenti controllare e fissare periodicamente il palo tra il pavimento e il soffitto con la chiave in dotazione. **NON** gettare la chiave inclusa.
- d) **NON** installare la produzione su soffitti inclinati, controsoffitti o qualsiasi altro tipo di soffitto che non consentirebbe di fissare correttamente il prodotto tra pavimento e soffitto. Il palo deve essere installato perpendicolarmente al pavimento e al soffitto. Tutti i cuscinetti di gomma protettivi devono impegnare il soffitto e il pavimento con una forza equamente distribuita.
- e) **NON** installare il prodotto a palo su altezze del soffitto inferiori a 7 piedi o superiori a 10 piedi.

- f) NON installare il prodotto su palo su una piattaforma o su qualsiasi altra superficie sollevata dal pavimento. In caso di domande, è responsabilità dell'installatore / utente chiamare Stander Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453. Non installare questo prodotto se non si è sicuri che il prodotto possa essere adeguatamente protetto.
- g) Le condizioni del pavimento influiscono anche sulla possibilità di installare il prodotto in modo sicuro. NON installare il prodotto su tappeti o altri oggetti mobili. NON installare il prodotto su condizioni del pavimento che potrebbero far scivolare o scivolare la base del palo. Se la base del prodotto si sposta dopo l'installazione, il prodotto non è sicuro da usare.
- h) Questo prodotto non è destinato a essere collocato all'interno di una vasca da bagno o all'interno di una doccia.
- i) **IMPORTANTE:** se si installa il prodotto per asta accanto a un letto, un divano, una toilette o qualsiasi altro oggetto, Stander Inc. consiglia di NON installare il prodotto più vicino della capacità dell'utente o degli utenti di camminare in sicurezza attorno all'asta o potrebbe esserci un possibilità di rimanere intrappolato tra il palo e qualsiasi oggetto a cui è installato il palo. L'intrappolamento è una condizione in cui un individuo può essere alloggiato tra oggetti. È responsabilità dell'utente / degli utenti assicurarsi che non vi sia modo di rimanere intrappolato tra il palo e il lato di qualsiasi oggetto adiacente al palo. Poiché vi sono una miriade di condizioni per l'utente, l'installatore / utente (i) dovrebbe determinare se il palo deve essere installato più lontano dal lato di un letto. In caso di domande, è responsabilità dell'installatore / utente chiamare Stander Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

2) CONDIZIONI FISICHE E MENTALI:

- a) Individui che hanno problemi con limitazioni fisiche , paralisi, sintomi di demenza, Alzheimer o perdita di memoria, sonno, incontinenza, dolore, movimento incontrollato del corpo, alzarsi dal letto e camminare senza sicurezza senza assistenza, fragilità, debolezza, confusione, irrequietezza, terminale irrequietezza o indebita influenza di farmaci, droghe o qualsiasi altra sostanza che potrebbe comprometterne l'equilibrio o il giudizio, o qualsiasi altra ragione imprevedibile che potrebbe influenzare la capacità fisica e mentale degli utenti di usare questo prodotto in sicurezza, sono a maggior rischio di intrappolamento . Poiché queste condizioni sono soggettive e Stander Inc. non ha alcun controllo su chi sceglie di utilizzare questo prodotto, è responsabilità dell'installatore / utente / i consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto.
- b) Questo prodotto non è destinato a sostenere l'intero peso di una persona. Questo prodotto ha lo scopo di fornire equilibrio e supporto solo seduti e in piedi.

3) FATTORI ESTERNI:

- a) Ai bambini non dovrebbe essere permesso di aggrapparsi o giocare con questo prodotto.
- b) A causa di fattori esterni imprevedibili, il prodotto potrebbe allentarsi. In questo caso, aumentare la tensione tra il pavimento e il soffitto con la chiave in dotazione. NON gettare la chiave in dotazione.
- c) Le condizioni del pavimento possono influire sulla stabilità del palo, come irregolarità del pavimento, superfici bagnate o altre condizioni che consentirebbero alla base del prodotto di muoversi. NON utilizzare il prodotto su superfici del pavimento che consentano lo spostamento della base del prodotto.
- d) Se il prodotto viene rimosso e reinstallato, l' asta deve essere reinstallata correttamente come indicato in queste istruzioni. Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.

4) ACCORDO TRA INSTALLATORE / UTENTE / I E STANDER INC .:

- a) Se l'installatore / gli utenti scelgono di usare questo prodotto, si intende tra l'installatore / gli utenti E Stander Inc. che l'installatore / gli utenti accettano i rischi associati all'uso di questo prodotto. Poiché queste condizioni sono soggettive e Stander Inc. non ha alcun controllo su chi sceglie di utilizzare questo prodotto, l'installatore / gli utenti si assumono la responsabilità delle proprie decisioni durante l'utilizzo di questo prodotto.

5) DIRITTO DEI CONSUMATORI E ACCORDO DI ARBITRATO:

- a) Il presente accordo di arbitrato ("Accordo") incide sui vostri diritti e rimedi legali prevedendo che le controversie tra l'utente e la fabbricazione di questo prodotto ("Stander"), debbano essere risolte mediante arbitrato vincolante, piuttosto che in un tribunale. Si prega di leggere attentamente questo accordo quando si accettano i termini del presente contratto, dichiarando e utilizzando questo prodotto. Se non si accettano i termini del presente accordo, restituire il prodotto nella posizione di acquisto per un rimborso.
- i) **RISOLUZIONE DI RECLAMI O CONTROVERSIE.** Eventuali reclami o controversie tra l'utente e Stander derivanti o relativi in qualsiasi modo al Prodotto o al presente Accordo saranno risolti mediante arbitrato definitivo e vincolante. Questo obbligo di arbitrato si applica indipendentemente dal fatto che il reclamo o la controversia comporti un illecito, frode, dichiarazione falsa, responsabilità del prodotto, negligenza, violazione di uno statuto o qualsiasi altra teoria legale. Sia tu che Stander riconoscete e concordate espressamente di rinunciare al vostro diritto di intentare un'azione legale basata su tali rivendicazioni o controversie e di far risolvere tale causa da un giudice o una giuria.
- ii) **LIMITAZIONE DEI RIMEDI GIURIDICI.** Tutti gli arbitrati ai sensi del presente Accordo devono essere condotti solo su base individuale (e non a livello di classe) e un arbitro non ha l'autorità di concedere un sgravio a livello di classe. Riconosci e accetti che il presente Accordo proibisce espressamente di avviare procedure di arbitrato come rappresentante di altri o di partecipare a procedimenti di arbitrato avviati da qualsiasi altra persona. iii) **PROCEDURE DI ARBITRATO.**
- (1) Prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale ai sensi del presente Accordo, è necessario presentare il reclamo / controversia a Stander chiamando il numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453, fornendo le informazioni di contatto richieste e consentendo a Stander l'opportunità di risolverlo. Se il reclamo o la controversia non vengono risolti entro sessanta (60) giorni, è possibile avviare procedimenti arbitrali in conformità con i termini del presente Accordo.
- (2) L'arbitrato dei reclami / controversie ai sensi del presente Accordo sarà conforme alle procedure dell'American Arbitration Association ("AAA") e alle procedure supplementari per le controversie relative ai consumatori (vedi www.adr.org o le loro regole e procedure).
- (3) L'arbitrato di qualsiasi reclamo / controversia ai sensi del presente Accordo sarà nello Stato dello Utah.
- (4) Tutte le spese amministrative di procedimenti arbitrali ai sensi del presente Accordo saranno divise equamente tra l'utente e la Società, tranne che: (a) se i reclami / controversie soggetti al procedimento arbitrale sono inferiori a diecimila dollari (10.000 USD), l'utente sarà responsabile per non più di centoventicinque dollari (US \$ 125) in spese amministrative; (b) se il reclamo / controversia oggetto del procedimento arbitrale è superiore a diecimila dollari (10.000 USD) ma inferiore a settantacinquemila dollari (75.000 USD), l'utente sarà responsabile per non più di trecentosettantacinque dollari (US \$ 375) in spese amministrative; e (c) se il reclamo / controversia oggetto del procedimento arbitrale è superiore a settantacinquemila dollari (US \$ 75.000), l'utente sarà responsabile per le spese amministrative in conformità con la Tabella delle commissioni commerciali fornita dall'AAA. Riconosci e accetti che ciascuna parte dovrà pagare le tasse e i costi dei propri consulenti, esperti e testimoni.
- iv) **SCELTA DI DIRITTO E SIVIBILITÀ.** Il presente Accordo sarà regolato dalla Federal Arbitration Act degli Stati Uniti e dalle leggi dello stato dello Utah. Se una disposizione del presente Accordo viene dichiarata o dichiarata illegale, inapplicabile o nulla, tale disposizione sarà inefficace solo nella misura in cui venga giudicata illegale, inapplicabile o nulla e il resto rimarrà pienamente esecutivo.

 **AVVERTIMENTO**
PERICOLO DI CADUTA E INCISIONE

- Piccoli spazi tra il palo e altri oggetti fissi possono intrappolare e uccidere.
- Le persone con malattia di Alzheimer o demenza, o coloro che sono sedati, confusi o fragili, hanno un aumentato rischio di intrappolamento e cadute.
- Accertarsi sempre che questo prodotto sia adeguatamente fissato tra il pavimento e il soffitto.


- Accertarsi che il prodotto disponga di spazio sufficiente per consentire agli utenti di camminare tra il palo e qualsiasi altro oggetto fisso.
- NON utilizzare o posizionare vicino a letti per bambini, letti a castello, letti ad acqua o letti gonfiabili.
- Il mancato rispetto di queste condizioni potrebbe mettere l'utente / i a rischio di intrappolamento o caduta.



EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands
Tel: +31 (0)70 345 8570
Fax: +31 (0)70 346 7299



AsIstruzioni di montaggio:



maniglia (IT EM-4) con il perno interno nella piastra di base (ITEM-5) così la

le fessure si trovano a cavallo del perno interno per impedire la rotazione, come mostrato in Figura


**FIGURA
2**

5. Per un controsoffitto di 8 piedi, allineare il foro del tubo di prolunga (ITEM-2) contrassegnato con "Foro di altezza 8 piedi" (come mostrato nella Figura 1) a (ITEM-3) e inserire il perno a forcella e la coppia come precedentemente fatto nel passaggio 2.

6. Per un soffitto di 9 piedi o 10 piedi, allineare il

Tubo di prolunga (ITEM-2) con il foro contrassegnato con "Hole altezza 9 piedi" o "Foro altezza 10 piedi" (come mostrato nella Figura 1) a (ITEM-3) e inserire il perno a forcella e il perno della coppia come precedentemente fatto nel passaggio 2.

7. Collegare la piastra di base (ITEM-5) al tubo della maniglia (ITEM-4), come mostrato nella Figura 1, allineando le fessure nel tubo della




3.

FIGURA 1

NOTA: questo prodotto è progettato per essere utilizzato con altezze del soffitto comprese tra 7 e 10 piedi. Tutte le parti necessarie sono incluse in questo pacchetto per ospitare soffitti di 7, 8, 9 e 10 piedi.

(ITEM-2) è un tubo di prolunga regolabile che deve essere utilizzato per 8, 9,



e 10 piedi di altezza del soffitto.

NOTA: (ITEM-2 avrà esposto un'area non verniciata. Determinare dove si prevede di utilizzare questo prodotto e l'altezza del soffitto prima di continuare il processo di assemblaggio.

1. Estrarre tutte le parti dalla scatola e appoggiarle su una superficie piana, come mostrato nella Figura 1.
2. Se si dispone di un soffitto di 7 piedi, non utilizzare il tubo di prolunga (ITEM-2). Collegare il telaio superiore (ITEM-1) direttamente a ITEM-3 allineando i fori in ITEM-1 e ITEM-3 e inserendo il perno a perno (ITEM-6) attraverso i fori. Dopo aver inserito il perno a perno, posizionare il perno di coppia (ITEM-7) attraverso il foro del perno a perno, come mostrato nella Figura 2.
3. Se si dispone di un controsoffitto da 8 a 10 piedi, collegare il telaio superiore (ITEM-1) al tubo di estensione (ITEM-2) allineando i fori e inserendo la coppia e la coppia come mostrato nella Figura 2.
4. Il tubo di prolunga (ITEM-2) ha 3 serie di fori contrassegnati con "Foro altezza 8 piedi", "Foro altezza 9 piedi" e "Foro altezza 10 piedi" (come mostrato nella Figura 1) nella Figura 1. Utilizzare il foro di altezza appropriato corrispondente all'altezza del soffitto in cui verrà installato questo prodotto.

FIGURA 3

8. Inserire la parte filettata di ITEM-3 in ITEM-4 e posizionare l'asta di sicurezza nella posizione desiderata con ITEM-5 sul pavimento e ITEM-1 sul soffitto.

NOTA: accertarsi che la rondella di plastica (ITEM-11) sia posizionata tra il dado di regolazione (ITEM-8) e la rondella (ITEM-9) come mostrato nella Figura 1 prima di inserire ITEM-3 in ITEM-4.

9. Per fissare l'asta tra il pavimento e il soffitto, il dado di regolazione (ITEM-8) deve essere serrato in senso orario con la chiave in dotazione (elemento non mostrato). Stringere il dado di regolazione inferiore fino a quando la sicura non è fissata tra il pavimento e il soffitto.

AVVERTENZA: dopo aver fissato l'asta tra pavimento e soffitto, controllare la lunghezza dell'area filettata esposta. NON installare se la lunghezza della filettatura esposta è superiore a 11 pollici.

APPUNTI:

Se l'asta non sembra essere fissata saldamente tra il pavimento e il soffitto, allentare il dado di regolazione (ITEM-8) e assicurarsi che la lunghezza dell'asta sia perpendicolare al pavimento e al soffitto prima di serrare il dado di regolazione (ITEM-8) come in precedenza al punto 8.

Se è necessario un ulteriore fissaggio, due viti per legno (ITEM- 10) possono essere installate nei travetti del soffitto come mostrato nella Figura 4 e due viti possono essere installate attraverso il piede di base (ITEM-5) nel pavimento.

INSTALLAZIONE (OPZIONALE) UTILIZZANDO LE VITI

Quando il palo è installato correttamente, non ci dovrebbe essere alcun movimento tra la piastra di base (elemento 5) e il pavimento, o il telaio superiore (elemento-1) e il soffitto quando è in uso. È importante ispezionare frequentemente l'asta per assicurarsi che l'asta non si muova.

Poiché ci sono molte condizioni imprevedibili (condizioni in cui l'asta può spostarsi o allentarsi), Stander Inc. ha fornito all'installatore / utente (i) un'opzione per ancorare il prodotto al pavimento e al soffitto usando le viti incluse (Articolo-10) . Il telaio superiore (Item-1) ha due fori distanziati di 16 pollici per allinearsi con i travetti del soffitto in legno. È importante che le viti passino attraverso i fori del telaio superiore e siano fissate nei travetti del soffitto in legno, come mostrato nella Figura 4.




FIGURA 4 (OPZIONALE)

Condizioni del pavimento: Se la piastra di base (elemento 5) deve essere montata su un pavimento di piastrelle di ceramica, i fori devono essere praticati attraverso la piastrella solo prima di utilizzare le viti per legno. Posizionare le viti per legno attraverso i fori della piastra di base e fissarle al pavimento in legno come mostrato nella Figura 5.

Linoleum o pavimenti in moquette: se la piastra di base (elemento 5) deve essere montata su pavimenti in linoleum o moquette, posizionare le viti per legno attraverso i fori della piastra di base e fissarle direttamente sul pavimento in legno, come mostrato nella Figura 5.




FIGURA 5 (OPZIONALE)

Se l'installatore / gli utenti hanno domande, si prega di chiamare Stander Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.