

HANDY HANDLE™

SAFETY INFORMATION

The Handy Handle is designed to safely assist a person weighing up to 350 pounds. The only function of the Handy Handle is to assist in pulling a person to a standing position from a chair, bed, bench or other standard seat. The Handy Handle should never be used to pull a person up while sitting on the floor or the ground. The Handy Handle should never be used to pull someone up who is lying on the floor or the ground. Both persons using this product must have sufficient mobility, arm, and grip strength. Both persons using this product must have complete traction between both feet and the floor. Maintain grip until fully standing to prevent falling or injury. Do not use Handy Handles with anyone who cannot stand on their own without assistance. Please explain these warnings to anyone planning on using the product. Suitable to clean with common household cleaners or alcohol (70% Isopropanol).

DIRECTIONS

1. Both persons grasp the Handy Handle with both hands.
2. Move to the edge of the chair, bed, bench or standard seat.
3. While holding firmly, the sitting person should lean forward.
4. Both person's feet should have traction with the ground and say "ready, set, go" and begin standing on the word "go".

DIRECCIONES

1. Ambas personas que utilizan la manija práctico la agarran con ambas manos.
2. Mover al borde de la silla, la cama, el banco, o el asiento estándar.
3. Mientras sostiene la manija, la persona sentada debe inclinarse hacia delante.
4. Asegúrese de que los pies de ambas personas tienen tracción debe decir "En sus marcas, listos, fuera" y comenzar de pie sobre la palabra "fuera".

INSTRUCTIONS

1. Les deux personnes doivent tenir la poignée Handy Handle avec les deux mains.
2. Se déplacez sur le bord de la chaise, du lit, d'un banc ou d'un siège standard.
3. Tout en tenant fermement la poignée, la personne assise doit se pencher en avant.
4. Les pieds des deux personnes doivent être en traction contre le sol et elles doivent dire « à vos marques, prêts, partez » et être prêtes à partir en entendant « partez ! ».

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

El mango práctico está diseñado para ayudar a una persona que pesa hasta 350 libras. La única función de la manija práctica es ayudar una persona a ponerse de pie desde una silla, cama, banco o cualquier asiento. La manija práctica nunca debe ser usado para tirar de una persona mientras estaba sentado en el suelo. La manija práctica nunca debe ser usado para tirar a alguien que está tendido en el suelo. Ambas personas que usen este producto deben tener suficiente movilidad, el brazo y la fuerza de agarre. Ambas personas que usen este producto deben tener tracción totalmente entre ambos pies y el suelo. Mantener un agarre hasta que esté completamente de pie para evitar la caída o lesión. Mangos prácticos no deben utilizarse cerca de objetos peligrosos, incluyendo pero no limitado, a objetos cortantes o frágiles. No utilice mangos prácticos con cualquier persona que no puede valer por sí mismos sin ayuda. Por favor, explique estas advertencias para aquellos que planean usar el producto. Puede limpiarlos con limpiadores domésticos comunes (70% isopropanol)

INFORMATION DE SÉCURITÉ

La poignée Handy Handle est conçue pour venir en aide aux personnes pesant jusqu'à 160 kg (350 lb). La seule fonction de la poignée Handy Handle est d'aider une personne à se lever d'un fauteuil, d'un lit, d'un banc ou de toute autre chaise ordinaire. La poignée Handy Handle ne devrait jamais servir à relever une personne qui est assise par terre. La poignée Handy Handle ne devrait jamais servir à relever une personne qui est allongée au sol. Les deux personnes utilisant cet accessoire doivent être suffisamment mobiles et avoir une force des bras et de préhension suffisante. Les deux personnes utilisant cet accessoire doivent maintenir les deux pieds fermement plantés au sol. Gardez les mains sur la poignée jusqu'à ce que la personne soit complètement debout pour prévenir les chutes et les blessures. Il ne faut pas utiliser la poignée Handy Handle à proximité d'objets dangereux comme les objets tranchants ou pointus. N'utilisez pas la poignée Handy Handle avec une personne qui ne peut pas se tenir debout toute seule. Veuillez expliquer ces mises en garde à toute personne qui songe à utiliser cet accessoire. Peut être nettoyée avec un produit de nettoyage ordinaire ou de l'alcool (isopropanol à 70 %)