

ATTENZIONE

Esiste un potenziale rischio di lesioni gravi o morte associate praticamente a tutti i prodotti, indipendentemente dal tipo o dall'uso previsto. Stander, Inc., ha lavorato instancabilmente per ridurre al minimo tutti i rischi associati ai suoi ausili per la mobilità, ma dati i tipi di prodotti, utenti e una miriade di cose al di fuori del nostro controllo, non possiamo eliminare ogni rischio immaginabile. Di conseguenza, un consumatore deve usare il buon senso quando utilizza i nostri prodotti e tenere conto della salute fisica e mentale generale dell'utente.

Leggi tutto dei materiali che accompagnano questo prodotto prima che venga installato o utilizzato.

GARANZIA LIMITATA

Stander, Inc. garantisce all'acquirente originale che questo prodotto sarà privo di difetti nei materiali e / o nella lavorazione per 1 anno dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, correggeremo qualsiasi difetto nel materiale o nella lavorazione senza alcun addebito. Tutte le spese di spedizione devono essere a carico dell'acquirente originale. Eventuali parti di ricambio saranno nuove e garantite per il resto della garanzia originale o trenta (30) giorni dalla data di spedizione, a seconda di quale sia la durata più lunga. L'acquirente originale deve notificare Stander, Inc. durante il periodo di garanzia per iscritto del difetto di fabbricazione o materiale. Questa garanzia non è trasferibile e copre solo l'uso normale. Stander non rimborserà né pagherà le spese di spedizione. La garanzia NON copre: (1) Damage durante la spedizione diversa dalla spedizione originale al rivenditore; (2) danni causati da allegati, alterazioni o modifiche non autorizzati; (3) danni causati dall'uso del prodotto per scopi diversi da quelli per i quali il prodotto è stato progettato o curato; e (4) danni causati da qualsiasi altro abuso, uso improprio, cattiva gestione o errata applicazione.

In nessuna circostanza Stander, Inc. potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni speciali, incidentali o consequenziali basati sulla violazione di questa garanzia limitata, violazione dei contratti o responsabilità oggettiva.

NON CI SONO GARANZIE CHE SI ESTENDONO OLTRE QUELLI INDICATI QUI. TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE (COMPRESSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE), SONO ESCLUSIVE.

Alcune norme non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile. Questa garanzia ti dà un diritto legale specifico e potresti anche avere altri diritti che variano da stato a stato. Per ottenere assistenza ai sensi della presente garanzia, è possibile contattare Stander, Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

AVVERTENZE

1) INSTALLAZIONE:

- a) Non utilizzare o installare questo prodotto a meno che non si leggano e comprendano queste avvertenze e istruzioni di assemblaggio per assicurarsi che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente. Se l'installatore / gli utenti installano questo prodotto in una casa di cura, in un centro di assistenza assistito o in una struttura simile, seguire queste e le politiche di installazione della guida del letto della struttura. In caso di domande relative all'installazione, all'utilizzo, alle applicazioni associate o qualsiasi altra cosa relativa a questo prodotto, chiamare Stander Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.
- b) Un'installazione errata di questo prodotto aumenta significativamente il rischio di intrappolamento (vedere la sezione ENTRAPMENT più avanti). NON installare il prodotto senza giroletto in nessun caso. NON utilizzare il prodotto senza cinturino di sicurezza. Non installare questo prodotto se non si riesce a seguire esattamente le istruzioni.
- c) Questo prodotto deve essere utilizzato solo con materassi a molle in memory foam o memory foam da 8 pollici a 16 pollici di spessore. Questo prodotto non deve essere utilizzato su alcun letto costituito da un materiale che può aumentare il potenziale di intercapedine tra la parte superiore del materasso e la parte inferiore della sponda del letto. Esempi di letti che causano problemi di spazio sono, a titolo esemplificativo, letti ad acqua, schiuma leggera, materassi ad aria o di altro tipo, materassi che comprimono più di 1" sul bordo durante l'uso e letti con telai regolabili.
- d) Prima dell'uso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il lato della sponda del letto e il lato del materasso. Una lacuna in quest'area significa che il prodotto è stato installato in modo errato. La cinghia di sicurezza inclusa è progettata per fissare la sponda del letto al lato di un materasso per evitare uno spazio in questa zona.
- e) Il prodotto è dotato di un organizzatore cucito re di una cinghia di sicurezza intesi a ridurre il rischio di intrappolamento (vedere la sezione ENTRAPMENT più avanti). Utilizzare SEMPRE il prodotto con l' Organizzatore cucito e la cinghia di sicurezza. La rimozione, la modifica o l'alterazione dell'organizzatore cucito e / o della cinghia di sicurezza aumentano significativamente il rischio di intrappolamento.

2) ENTRAPMENT:

- a) Esiste il rischio di intrappolamento associato alle sponde del letto e ad altri dispositivi simili per la mobilità sul lato del letto. L'intrappolamento si verifica quando un individuo viene incuneato tra una sponda del letto e qualsiasi altro oggetto. L'intrappolamento ha provocato lesioni gravi e morte. Leggere le **Linee guida per la prevenzione degli intrappolamenti** allegate prima dell'installazione o dell'uso di questo prodotto. Copie aggiuntive delle Linee guida per la prevenzione degli intrappolamenti possono essere ottenute da www.stander.com o contattando un rappresentante Stander al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

3) CONDIZIONI FISICHE E MENTALI:

- a) Individui che hanno problemi con limitazioni fisiche, paralisi, sintomi di demenza, Alzheimer o perdita di memoria, sonno, incontinenza, dolore, movimenti incontrollati del corpo, alzarsi dal letto e camminare senza sicurezza senza assistenza, fragilità, debolezza, confusione, irrequietezza, irrequietezza terminale, o sono sotto l'influenza di farmaci, droghe o qualsiasi sostanza che possa comprometterne l'equilibrio o il giudizio, o qualsiasi altra ragione imprevedibile che possa influenzare la capacità fisica e mentale degli utenti di usare questo prodotto in modo sicuro, sono a maggior rischio di intrappolamento. Poiché queste condizioni sono soggettive e Stander Inc. non ha alcun controllo su chi sceglie di utilizzare questo prodotto, è responsabilità dell'inserzionista / utente consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto.
- b) Questo prodotto non è destinato a sostenere l'intero peso di un individuo. Questo prodotto ha lo scopo di fornire equilibrio e supporto solo seduti e in piedi.

4) FATTORI ESTERNI:

- a) Ai bambini non dovrebbe essere permesso di aggrapparsi o giocare con questo prodotto.
- b) Il cambio della biancheria da letto (copriletto, coperte, lenzuola, ecc.) può richiedere una nuova regolazione della cinghia di sicurezza per eliminare uno spazio tra la sponda del letto e il lato del materasso.
- c) Se il prodotto viene rimosso e reinstallato, la cinghia di sicurezza deve essere reinstallata correttamente come indicato nelle presenti istruzioni.

5) ACCORDO TRA INSTALLATORE / UTENTE / I E STANDER INC.:

- a) Se l'installatore / gli utenti scelgono di usare questo prodotto, si intende tra l'installatore / gli utenti E Stander Inc. che l'installatore / gli utenti accettano i rischi associati all'uso di questo prodotto. Poiché queste condizioni sono soggettive e Stander Inc. non ha alcun controllo su chi sceglie di utilizzare questo prodotto, l'installatore / gli utenti si assumono la responsabilità delle proprie decisioni durante l'utilizzo di questo prodotto.

6) DIRITTO DEI CONSUMATORI E ACCORDO DI ARBITRATO:

- a) Il presente accordo arbitrale ("Accordo") incide sui diritti legali e sui rimedi prevedendo che le controversie tra l'utente e la fabbricazione di questo prodotto ("Stander") debbano essere risolte mediante arbitrato vincolante, piuttosto che in un tribunale. Si prega di leggere attentamente questo accordo quando si accettano i termini del presente accordo assemblando e utilizzando questo prodotto. Se non si accettano i termini del presente accordo, restituire il prodotto nella posizione di acquisto per un rimborso.

i) **RISOLUZIONE DI RECLAMI O CONTROVERSIE.** Eventuali reclami o controversie tra l'utente e Stander derivanti o relativi in qualsiasi modo al Prodotto o al presente Accordo saranno risolti mediante arbitrato definitivo e vincolante. Questo obbligo di arbitrato si applica indipendentemente dal fatto che il reclamo o la controversia comporti un illecito, frode, dichiarazione falsa, responsabilità del prodotto, negligenza, violazione di uno statuto o qualsiasi altra teoria legale. Sia tu che Stander riconoscete e concordate espressamente di rinunciare al vostro diritto di intentare un'azione legale basata su tali rivendicazioni o controversie e di far risolvere tale causa da un giudice o una giuria.

ii) **LIMITAZIONE DEI RIMEDI GIURIDICI.** Tutti gli arbitrati ai sensi del presente Accordo devono essere condotti solo su base individuale (e non a livello di classe) e un arbitro non ha l'autorità di concedere un sgravio a livello di classe. Riconosci e accetti che questo Accordo ti proibisce espressamente di avviare procedimenti arbitrati come rappresentante di altri o di partecipare a procedimenti arbitrati avviati da qualsiasi altra persona.

iii) **PROCEDURE DI ARBITRATO.**

(1) Prima di avviare qualsiasi procedimento arbitrale ai sensi del presente Accordo, è necessario presentare il reclamo / controversia a Stander chiamando il numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453, fornendo le informazioni di contatto richieste e consentendo a Stander l'opportunità di risolverlo. Se il reclamo o la controversia non vengono risolti entro sessanta (60) giorni, è possibile avviare un procedimento arbitrale in conformità con i termini del presente Accordo.

(2) L'arbitrato dei reclami / controversie ai sensi del presente Accordo sarà conforme alle procedure di risoluzione delle controversie commerciali degli Stati Uniti d'America ("AAA") e alle procedure supplementari per le controversie relative ai consumatori (vedere www.adr.org per le loro regole e procedure).

(3) L'arbitrato di qualsiasi reclamo / controversia ai sensi del presente Accordo sarà nello Stato dello Utah.

(4) Tutte le spese amministrative relative ai procedimenti arbitrati ai sensi del presente Contratto saranno suddivise equamente tra l'utente e la Società, tranne che: (a) se i reclami / controversie oggetto del procedimento arbitrale sono inferiori a diecimila dollari (10.000 USD), sarai responsabile per non più di centoventicinque dollari (US \$ 125) in spese amministrative; (b) se il reclamo / contestazione oggetto del procedimento arbitrale è più di diecimila dollari (US \$ 10.000), ma inferiore a settantacinque mila dollari (US \$ 75.000), allora si avrà la responsabilità di non più di tre e centinaia di settantacinque dollari (US \$ 375) in spese amministrative; e (c) se il reclamo / controversia oggetto del procedimento arbitrale è superiore a settantacinquemila dollari (US \$ 75.000), l'utente sarà responsabile per le spese amministrative in conformità con la Tabella delle commissioni commerciali fornita dall'AAA. Riconosci e accetti che ciascuna parte dovrà pagare le tasse e i costi dei propri consulenti, esperti e testimoni.

iv) **SCELTA DI DIRITTO E SIVIBILITÀ.** Il presente Accordo sarà regolato dalla Federal Arbitration Act degli Stati Uniti e dalle leggi dello stato dello Utah. Se una qualsiasi disposizione del presente Accordo viene dichiarata o ritenuta illegale, inapplicabile o nulla, tale disposizione sarà inefficace solo nella misura in cui venga trovata illegale, inapplicabile o nulla e il resto rimarrà pienamente esecutivo.

AVVERTIMENTO

PERICOLO DI CADUTA E INCISIONE

Le lacune all'interno e intorno a questo prodotto possono intrappolare e uccidere. Le persone con malattia di Alzheimer o demenza, o coloro che sono sedati, confusi o fragili, sono ad aumentato rischio di intrappolamento. Le persone che tentano di scavalcare questo prodotto hanno un aumentato rischio di lesioni o morte a causa di cadute. Assicurarsi sempre che questo prodotto sia correttamente fissato al letto. Se il prodotto può allontanarsi dal letto o dal materasso, può causare intrappolamento e morte.

AVVERTIMENTO

PERICOLO DI SUFFOCAZIONE E STRANGOLAMENTO

Le lacune all'interno e intorno a questo prodotto possono intrappolare un'uccisione. Le persone con malattia di Alzheimer o demenza, o coloro che sono sedati, confusi o fragili, sono ad aumentato rischio di intrappolamento.

- Non usare MAI a meno che il prodotto non sia stretto contro il materasso, senza spazi vuoti e almeno 12 ½ " dalla testiera e dalla pediera.
- Non usare MAI con i bambini.
- Non utilizzare MAI su lettini per bambini, cuccette, acqua o gonfiabili

Istruzioni di montaggio e installazione

1) Rimuovere tutti i componenti dalla confezione e verificare che tutti i componenti siano inclusi come mostrato nella Figura 1.




FIGURA 1

2) Notare le etichette adesive posizionate alle estremità di tutti i tubi (numerati **1**, **2** e **3**) come mostrato nella Figura 2.

- Collegare la **maniglia** ai due **tubi verticali** premendo i perni a molla nei tubi verticali e inserendoli nei fori della maniglia. Le etichette cerchiata **1** sull'impugnatura sono collegate alle etichette cerchiata **1** sui tubi verticali.
- Collegare i tubi di base l'uno all'altro in modo che gli elementi di laboratorio cerchiati **2** siano collegati tra loro.
- Attaccare i tubi di base ai tubi verticali in modo che le etichette cerchiata **3** sui tubi di base siano collegate alle etichette cerchiata **3** sui tubi verticali.




FIGURA 2

3) Determinare quale lato del letto installare la guida del letto. Far scorrere il prodotto assemblato tra il materasso e le molle del letto come mostrato nella Figura 3.

LATO DESTRO DI INSTALLAZIONE LETTO

LATO SINISTRO DI INSTALLAZIONE LETTO




FIGURA 3

- 4) **Entrapment Attenzione:** Fissare la cinghia di sicurezza al telaio del letto, come mostrato in Figura 4. cinturino e anello cinghia Sfibbi intorno telaio del letto e ri-fibbia. Stringere nuovamente la cinghia per fissare il gruppo maniglia sul lato del materasso. **NON INSTALLARE IL PRODOTTO SENZA ASSICURARSI LA CINGHIA DI SICUREZZA SUL TELAIO DEL LETTO** come mostrato nella FIGURA 4. SE AVETE QUALUNQUE DOMANDA CHIAMARE STANDER AL (800) 506-9901 o (435) 755-0453.




FIGURA 4

- 5) **Avvertenza di intrappolamento:** installare la fodera in tessuto cucito sulla maniglia come mostrato nella Figura 5. **NON** utilizzare il prodotto senza il fodera in tessuto cucito installato. **NON** alterare in alcun modo la fodera in tessuto cucito. La fodera in tessuto cucito aiuta a evitare che rimanga intrappolata all'interno della sponda del letto (vedere il **foglio delle Linee guida per la conservazione di Intrappolamento P** fornito con queste istruzioni).

NOTA: Conservare il prodotto di almeno 12,5 pollici dalla fine testata del letto per aiutare a prevenire problemi di intrappolamento (vedi le **linee guida di prevenzione Entrapment** sheet dotato di queste istruzioni). Inoltre, mantenere l'altezza della maniglia di 4 pollici o più sopra la parte superiore del materasso aiuta a evitare che gli utenti si arrampichino sul prodotto.




FIGURA 5

- 6) È importante che la sponda sia fissata al lato del materasso. La cinghia di sicurezza è attorcigliata attorno al telaio del letto sul lato opposto del letto, allacciata e stretta come mostrato nella Figura 6.




FIGURA 6