


Leggere le istruzioni di montaggio, le precauzioni di sicurezza e la garanzia limitata prima di assemblare questo prodotto.

## Istruzioni di montaggio :

1. Rimuovere tutte le parti dalla confezione nel punto in cui verrà utilizzato questo prodotto e posizionarle su una superficie piana, come mostrato nella Figura 1.


Ogni parte è identificata da un numero di articolo (alcuni numeri di articolo hanno più parti identiche).



**FIGURA 1**

**NOTA:** questo prodotto è progettato per essere utilizzato con altezze del soffitto comprese tra soffitti di 7, 8 o 9 piedi (da non utilizzare su soffitti a volta).

2. La Figura 2 mostra le parti che verranno utilizzate per soffitti da 7 piedi , 8 piedi o 9 piedi. Notare che l'unica differenza tra i gruppi da 7 piedi , 8 piedi o 9 piedi è la quantità del numero parte 2 utilizzata.



7 Assemblaggio piedi 8 Assemblaggio piedi 9  
Assemblaggio piedi

**FIGURA 2**

3. Ogni parte tubolare presenta un'estremità conica e / o un'estremità svasata. Quando si assemblano le parti, l'estremità conica si inserirà sempre in un'estremità svasata della parte di giunzione.


**NOTA: I FORI IN FINE DI TUBI CONICI O RASATI SONO A FINI DI FABBRICAZIONE E NON SONO UTILIZZATI PER MONTAGGIO.**

**ATTENZIONE:** durante l'assemblaggio di parti (articoli da 1 a 6), è preferibile che un'altra persona possa tenere l'asta in posizione verticale per evitare che le parti assemblate liberamente cadano su quelle che assemblano il prodotto o sul pavimento. La caduta di parti può causare lesioni o danni. Se non ti senti a tuo agio nell'assemblare il prodotto, ti preghiamo di ottenere ulteriore assistenza.

4. **NOTA:** per questo passaggio, basta usare una delle due parti Item-3.


Posiziona l'oggetto 6 sul pavimento vicino alla posizione in cui desideri posizionare l'asta e posiziona l'estremità svasata dell'articolo 3 sull'estremità affusolata dell'articolo 6.

5. Posizionare l'estremità svasata dell'elemento 5 sull'estremità affusolata dell'elemento 3.



**FIGURA 3**

6. Collocare l'estremità svasata dell'articolo 4 sulla boccia conica dell'articolo 5.
7. Posizionare l'estremità svasata della parte rimanente dell'articolo 3 sull'estremità affusolata dell'articolo 4.
8. Posizionare l'estremità svasata di una delle parti dell'articolo 2 sull'estremità affusolata dell'articolo 3.
9.
  - a) Se si dispone di un soffitto di 7 piedi , posizionare il modello svasato fine dell'elemento 1 sulla fine dell'elemento 2.
  - b) Se si dispone di un soffitto di 8 piedi , aggiungere un'altra parte Item2 prima di posizionare l'estremità svasata di Item-1 sull'estremità affusolata della seconda parte di Item-2.
  - c) Se si dispone di un soffitto di 9 piedi , quindi aggiungere tutte e tre le parti dell'articolo 2 prima di posizionare l'estremità svasata dell'articolo 1 sull'estremità affusolata del terzo articolo 2 parte.



**FIGURA 4**

10. Prima di fissare il prodotto polare tra il pavimento e il soffitto, assicurarsi che la vite di arresto sia allineata con la superficie piana sull'asta filettata. **IMPORTANTE:** la vite di arresto non deve essere serrata a questo punto. La boccia conica deve poter scorrere su e giù sull'asta filettata. (Vedi figura 3)

11. Affinché i tubi assemblati si innestino correttamente tra loro, fissare il palo tra il pavimento e il soffitto serrando il dado sull'elemento 5 con la chiave in dotazione (elemento 7) fino a quando è difficile stringere ulteriormente.

12. **IMPORTANTE:** una volta che l'asta è sicura, tirare e spingere l'elemento verticale dell'articolo 4 (creando una flessione nell'asta), quindi serrare nuovamente il dado. Ripetere questo processo fino a quando diventa difficile stringere ulteriormente il dado. Tenere la chiave in dotazione (elemento 7) per stringere periodicamente il dado secondo necessità per mantenere un aggancio sicuro del palo tra il pavimento e il soffitto.

13. Se è necessario un fissaggio aggiuntivo, le 2 viti incluse possono essere installate attraverso i fori nell'assieme di supporto del soffitto (elemento 1) e nei travetti del soffitto (elementi strutturali in legno situati nel soffitto), come mostrato nella Figura 4. Questo richiederebbe la rimozione dei tappi di plastica dai fori nel gruppo di supporto del soffitto (elemento 1).

**IMPORTANTE:** se l'utente decide di non utilizzare le viti, non rimuovere i tappi di plastica dai fori nel gruppo di supporto del soffitto. I tappi di plastica impediscono all'umidità di penetrare all'interno del tubo di acciaio e causare ruggine.

14. Dopo aver fissato l'asta tra il pavimento e il soffitto, utilizzare la chiave a brugola (elemento 8) per serrare la vite di arresto contro la superficie piana dell'asta filettata. (Vedi figura 3)
15. Far scorrere verso l'alto il manicotto di schiuma per coprire l'asta filettata e la boccia conica come descritto nella Figura 3.

## BISOGNO DI ASSISTENZA?

In caso di problem o domande, contattare Stander Inc. al numero 1-800-506-9901

## MISURE DI SICUREZZA:

1. Se l'asta non è installata correttamente, possono verificarsi lesioni gravi o la morte. Stander Inc. si impegna a fornire prodotti sicuri e a informare l'utente sui modi per prevenire incidenti.
  - ✓ Controllare regolarmente l' asta per assicurarsi che l'asta sia ben fissata tra il pavimento e il soffitto.
  - ✓ Assicurarsi che l'asse polare sia installato a 90 gradi rispetto al pavimento. Tutti i cuscinetti di gomma protettivi devono essere a contatto con il pavimento e il soffitto.
  - ✓ È necessario adottare ulteriori misure di sicurezza per gli utenti ad alto rischio. Gli utenti ad alto rischio includono coloro che non sono mentalmente consapevoli (compresi gli individui sotto terapia), gli utenti che hanno condizioni di dimensioni o peso o qualsiasi condizione che comprometta la loro capacità di usare il palo senza assistenza.
  - ✓ In caso di dubbi o domande su queste precauzioni, contattare Stander Inc. al numero 1-800-506-9901.
2. Se si soffre di un disturbo o di un infortunio o si stanno assumendo farmaci che influiscono sull'equilibrio o sulla capacità di stare in piedi o seduti, è necessario consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto. Se il prodotto non viene utilizzato correttamente, potrebbero verificarsi gravi lesioni o danni.
3. Il prodotto non era destinato a sostenere l'intero peso di un individuo. Questo prodotto ha lo scopo di fornire equilibrio e supporto solo seduti e in piedi.

Per ottenere assistenza in base a questa garanzia, è possibile contattare Stander Inc. al numero 1-800-506-9901.



4. Le istruzioni del prodotto devono essere seguite attentamente per garantire che il prodotto sia correttamente assemblato e posizionato. La mancata osservanza delle istruzioni può provocare gravi lesioni all'utente o agli utenti del prodotto .

5. Ai bambini non dovrebbe essere permesso di aggrapparsi o giocare con il prodotto.

6. **ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:** Né Stander Inc. né il produttore sono responsabili per eventuali danni o lesioni che possono derivare o essere il risultato di un uso improprio o dell'assemblaggio del prodotto.

## **GARANZIA LIMITATA :**

Congratulazioni per aver acquistato il prodotto a marchio Able Life da Stander Inc. Speriamo che questo faciliterà la tua vita quotidiana. Si prega di leggere la seguente dichiarazione di garanzia per la propria protezione.

Stander Inc. garantisce all'acquirente originale che questo prodotto sarà privo di difetti di materiale e / o lavorazione per 1 anno dalla data di acquisto.

Durante il periodo di garanzia, Stander Inc. correggerà i difetti di materiale o lavorazione, senza alcun addebito . L'acquirente originale, tuttavia, deve pagare in anticipo le spese di spedizione. Eventuali parti di ricambio saranno nuove e garantite per il resto della garanzia originale o trenta (30) giorni dalla data di spedizione, a seconda di quale sia la durata più lunga. L'acquirente originale deve informare Stander Inc. durante il periodo di garanzia per iscritto del difetto di fabbricazione o materiale. Questa garanzia non è trasferibile e copre solo l'uso normale. **NESSUN COSTO DI SPEDIZIONE È RIMBORSABILE.**

La garanzia NON copre quanto segue:

- Danni durante la spedizione diversi dalla spedizione originale al rivenditore.
- Danni causati da allegati, alterazioni o modifiche non autorizzati.
- Danni causati dall'uso del prodotto per scopi diversi da quelli per i quali il prodotto è stato progettato o progettato.
- Da mago causato da qualsiasi altro abuso, uso improprio, cattiva gestione o applicazione errata.

In nessuna circostanza Stander Inc. potrà essere ritenuta responsabile per danni speciali, incidentali o consequenziali basati sulla violazione di questa garanzia limitata, violazione del contratto o rigorosa responsabilità .

**NON CI SONO GARANZIE CHE SI ESTENDONO OLTRE LA DESCRIZIONE SULLA FACCIA QUI. TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE (COMPRESSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE), SONO ESCLUSIVE.**

Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto le suddette limitazioni potrebbero non essere applicabili. Questa garanzia ti dà un diritto legale specifico e potresti anche avere altri diritti, che variano da stato a stato.