

ATTENTION

Il existe un risque potentiel de blessures graves ou de décès associé à pratiquement tous les produits, quel que soit leur type ou leur utilisation prévue. Stander, Inc., a travaillé sans relâche pour minimiser tous les risques associés à ses aides à la mobilité, mais compte tenu des types de produits, des utilisateurs et d'une myriade de choses hors de notre contrôle, nous ne pouvons pas éliminer tous les risques imaginables. Par conséquent, un consommateur doit faire preuve de bon sens lorsqu'il utilise nos produits et tenir compte de la santé physique et mentale globale de l'utilisateur.

Lire un II des matériaux qui accompagnent ce produit avant qu'il ne soit installé ou utilisé.

GARANTIE LIMITÉE

Félicitations pour votre achat du produit de marque de votre Stander. Nous espérons que cela facilitera votre quotidien. Veuillez lire la déclaration de garantie suivante pour votre protection.

Stander, Inc. garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et / ou de fabrication pendant 1 an à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous corrigerons gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication. Tous les frais d'expédition doivent être payés par l'acheteur d'origine. Toutes les pièces de ciment de remplacement seront neuves et sont garanties pour le reste de la garantie d'origine ou trente (30) jours à compter de la date d'expédition, selon la plus longue des deux. L'acheteur d'origine doit informer Stander, Inc. pendant la période de garantie par écrit du défaut de fabrication ou de matériau. Cette garantie n'est pas transférable et ne couvre que l'utilisation normale. Stander ne remboursera ni ne paiera aucun frais d'expédition. La garantie ne couvre PAS: (1) les dommages pendant l'expédition autres que l'expédition d'origine au détaillant; (2) Dama ge causé par des pièces jointes, altérations ou modifications non autorisées; (3) Les dommages causés par l'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles le produit a été conçu ou destiné; et (4) Les dommages causés par tout autre abus, mauvaise utilisation, mauvaise manipulation ou mauvaise application.

Stander, Inc. ne sera en aucun cas responsable de tout dommage spécial, accessoire ou consécutif basé sur une violation de cette garantie limitée, une rupture de contrat ou une responsabilité stricte.

IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QUI S'ÉTEND AU-DELÀ DE CEUX INDIQUÉS ICI. TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES (Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER), SONT PAR LA PRÉSENTE DÉCLINÉES.

Certains états n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne un droit légal spécifique, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Pour obtenir un service sous cette garantie, vous pouvez contacter Stander, Inc. au (800) 506-9901 ou au (435) 755-0453.

AVERTISSEMENTS

1) INSTALLATION:

- a) Il est essentiel que tous les utilisateurs et installateurs de ce produit lisent et comprennent tous les matériaux fournis avec ce produit avant son installation ou son utilisation. Ces avertissements, ainsi que les instructions de montage, doivent être soigneusement suivis pour garantir que le produit est correctement installé et utilisé. Le fait de ne pas installer ou utiliser correctement ce produit peut entraîner des blessures graves pour les utilisateurs. S'il y a des questions concernant l'installation ou l'utilisation, les risques associés ou quoi que ce soit concernant ce produit, ne l'installez pas ou ne l'utilisez pas et contactez un représentant Stander au (800) 506-9901 ou (435) 755-0453. Nous sommes ravis que vous ayez choisi d'utiliser notre produit, nous sommes donc ravis de répondre à toutes vos questions.
- b) Les personnes qui ont des problèmes de mémoire, de sommeil, d'incontinence, de douleur, de mouvements corporels incontrôlés, qui marchent en toute sécurité sans assistance, ou qui sont frêles, faibles, confus, agités, sous l'influence de drogues ou de toute autre substance qui pourraient affecter leur équilibre ou le jugement sont à un risque plus élevé. Vous devez d'abord consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.
- c) Une mauvaise installation de ce produit augmente considérablement le risque de blessure.
- d) Ce produit ne doit pas être utilisé sur des meubles légers qui permettraient au produit de se déloger ou de se déplacer pendant l'utilisation du produit.
- e) Les personnes qui ont des conditions de taille ou de poids courent un risque plus élevé de blessures en raison de problèmes de mobilité personnelle et de la capacité du produit à être supporté sous les meubles.
- f) Les enfants ne doivent pas être autorisés à s'accrocher ou à jouer avec ce produit.
- g) Ce produit n'est pas destiné à supporter le poids total d'un individu. Ce produit est uniquement destiné à fournir équilibre et soutien en position assise et debout.
- h) Ce produit peut changer de position au fil du temps. Inspectez fréquemment ce produit pour vous assurer qu'il est correctement installé.

2) ACCORD ENTRE INSTALLATEUR / UTILISATEUR (S) ET STANDER INC.:

a) Si l'installateur / utilisateur (s) choisit d'utiliser ce produit, il est entendu entre l'installateur / utilisateur (s) A ND Stander Inc., que l'installateur / utilisateur (s) accepte les risques associés à l'utilisation de ce produit. Étant donné que ces conditions sont subjectives et que Stander Inc. n'a aucun contrôle sur qui choisit d'utiliser ce produit, le ou les installateurs / utilisateurs acceptent d'être responsables de leurs décisions lorsqu'ils utilisent ce produit.

3) DROITS DES CONSOMMATEURS ET ACCORD D'ARBITRAGE:

a) Cette convention d'arbitrage («Accord») affecte vos droits et recours légaux en prévoyant que les différends entre vous et la fabrication de ce produit («Stander»), ne doivent pas être résolus par voie d'arbitrage exécutoire, plutôt que par un tribunal. Veuillez lire attentivement cet accord car vous acceptez les termes de cet accord en assemblant et en utilisant ce produit. Si vous n'acceptez pas les termes de cet accord, renvoyez le produit au lieu d'achat pour un

rembourser.

i) **RÉSOLUTION DES RÉCLAMATIONS OU DES LITIGES.** Toute réclamation ou litige entre vous et Stander découlant du produit ou du présent accord ou s'y rapportant de quelque manière que ce soit sera résolu par un arbitrage final et exécutoire. Cette obligation d'arbitrage s'applique indépendamment du fait que la réclamation ou le différend impliquent un délit, une fraude, une fausse déclaration, une responsabilité du fait des produits, une négligence, une violation d'une loi ou toute autre théorie juridique. Stander et vous reconnaissez et acceptez spécifiquement que vous renoncez à votre droit d'intenter une action en justice sur la base de telles réclamations ou litiges et de faire résoudre cette action par un juge ou un jury.

ii) **LIMITATION DES RECOURS JURIDIQUES.** Tous les arbitrages en vertu du présent accord doivent être menés uniquement sur une base individuelle (et non à l'échelle d'une classe) et un arbitre n'a pas le pouvoir d'accorder une réparation à l'échelle de la classe. Vous reconnaissez et acceptez que le présent Accord vous interdit expressément d'engager une procédure d'arbitrage en tant que représentant d'autrui ou de participer à toute procédure d'arbitrage intentée par toute autre personne. iii) **PROCÉDURES D'ARBITRAGE.**

(1) Avant d'entamer toute procédure d'arbitrage en vertu du présent Accord, vous devez d'abord présenter la réclamation / contestation à Stander en appelant le (800) 506-9901 ou le (435) 755-0453, en fournissant les coordonnées demandées et en permettant à Stander de résoudre il. Si votre réclamation ou litige n'est pas résolu dans les soixante (60) jours, vous pouvez engager une procédure d'arbitrage conformément aux termes du présent Accord.

(2) L'arbitrage des réclamations / litiges en vertu du présent accord doit être effectué conformément à l'arbitrage américain.

Les associations

(«AAA») Procédures de règlement des litiges commerciaux des États-Unis et procédures supplémentaires pour les litiges liés à la consommation (voir www.adr.org ou leurs règles et procédures).

(3) L'arbitrage de toute réclamation / litige en vertu du présent Accord sera dans l'État de l'Utah.

(4) Toutes les dépenses administratives de la procédure d'arbitrage en vertu du présent Accord seront partagées également entre vous et la Société, sauf que: (a) si les réclamations / litiges soumis à la procédure d'arbitrage sont inférieurs à dix mille dollars (10 000 USD), vous ne serez pas responsable de plus de cent vingt-cinq dollars (125 \$ US) en frais administratifs; (b) si la réclamation / le différend soumis à la procédure d'arbitrage est supérieur à dix mille dollars (10 000 \$ US) mais inférieur à soixante-quinze mille dollars (75 000 \$ US), alors vous serez responsable d'au plus trois cent soixante-quinze dollars (375 \$ US) en frais administratifs; et (c) si la réclamation / le différend soumis à la procédure d'arbitrage est supérieur à soixante-quinze mille dollars (75000 USD), vous serez responsable des frais administratifs conformément au barème des frais commerciaux fourni par l'AAA. Vous reconnaissez et acceptez que chaque partie paiera les honoraires et les frais de ses propres conseils, experts et témoins.

iv) **CHOIX DE LOI ET DIVISIBILITÉ.** Cet accord est régi par le gouvernement fédéral des États-Unis.

Loi sur l'arbitrage et les lois de l'État de l'Utah. Si une disposition du présent accord est déclarée ou jugée illégale, inapplicable ou nulle, cette disposition ne sera efficace que dans la mesure où elle sera jugée illégale, inapplicable ou nulle et le reste restera pleinement exécutoire.

⚠ AVERTISSEMENT PIÉGAGE ET RISQUE DE CHUTE

- NE PAS utiliser ni placer à proximité de lits pour adultes, de lits pour enfants, de lits superposés, de lits à eau ou de lits gonflables. L'utilisation du produit sur n'importe quel lit peut entraîner un risque de coincement.
- Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence, ou celles qui sont sous sédation, confuses ou fragiles, courent un risque accru de piégage et de chutes.
- Le non-respect de ces conditions pourrait exposer les utilisateurs à un risque de coincement ou de chute.

Instructions:

1. Retirez tous les composants de la boîte et vérifiez que toutes les pièces sont incluses, comme illustré à la figure 1.




FIGURE 1

2. Faites glisser l'ensemble avant de la base et l'ensemble arrière de la base sur le tube central de la base, comme illustré à la figure 2.




FIGURE 2

3. Positionnez les coussinets en caoutchouc à la même distance de l'espacement des pieds du meuble et serrez les vis de réglage avec la grande clé Allen comme illustré à la figure 3. Les pieds du meuble doivent être assis au centre des coussinets en caoutchouc.

REMARQUE: Le tube intermédiaire de la base doit engager l'ensemble avant de la base et l'arrière de la base

Assemblez environ 4 pouces de chaque côté pour que les vis de réglage s'enclenchent correctement.




FIGURE 3

4. Fixez l' assemblage du montant à l'assemblage avant de la base avec la petite clé Allen, 2 boulons et 2 rondelles, comme illustré à la figure 4.




FIGURE 4

5. Utilisation de la Open End Wrench, fixez le plateau de la à l' Assemblée de soutien Plateau à la longue encolure carrée Bolt, 1 rondelle et 1 noix comme indiqué sur la figure 5.




FIGURE 5

Appuyez sur la goupille élastique de l'ensemble de support de plateau et faites glisser l'ensemble de support de plateau dans l'ensemble vertical. Laissez la goupille à ressort s'engager dans l'un des trous de l'ensemble vertical, comme illustré à la FIGURE 6.




FIGURE 6

6. Ajustez la hauteur de l'ensemble de support de plateau pour pivoter au-dessus de l'accoudoir du meuble. REMARQUE: Les pieds du meuble peuvent être positionnés sur l'un ou l'autre des coussins de pied en caoutchouc, comme illustré aux FIGURE 7 et FIGURE 8.




FIGURE 7




FIGURE 8

7. Le plateau peut être mis à niveau à l'aide de la petite clé Allen. Desserrez la vis de mise à niveau sur le côté haut, puis serrez la vis sur le côté bas. Lorsque l'assemblage du plateau est à gauche, serrez chaque vis également comme indiqué sur la FIGURE 9.






FIGURE 9

ATTENTION:
IF TRAY BECOMES LOOSE DURING ASSEMBLY OR USE,
REFER TO THE FOLLOWING INSTRUCTIONS TO TIGHTEN.



IMPORTANT: REMOVE PIVOT ARM FROM BRACKET TO ACCESS NUT - SEE FIG. 2.

USE 17MM SOCKET TO TIGHTEN. DO NOT OVERTIGHTEN, AS TRAY WILL BE DIFFICULT TO ROTATE.



FIRMLY TIGHTEN ALL HARDWARE SHOWN.

For more detailed instructions see video at:
<https://ablelifesolutions.com/8800-video>
or contact us at 800-506-9901, or email support@ablelifesolutions.com



ABLE LIFE™
Comfortably Independent