




\* ABLE LIFE™  
Comfortably Independent

**OUVERTURE ET FERMETURE DU ROULEAU:**  
**ENTRETIEN:** Le rollator a du lubrifiant appliqué sur les joints en plastique qui glissent le long des tubes en aluminium. Ce lubrifiant finira par sécher et rendra le rollator plus difficile à ouvrir et à fermer. Dans ce cas, appliquez un spray silicone entre les joints en plastique et le tube en aluminium. Cela peut être obtenu auprès des quincailleries locales.

Pour ouvrir le déambulateur, détachez la boucle, séparez les poignées et poussez le siège vers le bas, comme illustré à la figure 1.



**AVERTISSEMENT:** éloignez vos mains du pivot central du siège pour éviter tout point de pincement potentiel. Pour fermer le déambulateur, tirez la poignée entre les coussinets du siège. Poussez les poignées ensemble et enclenchez la boucle comme illustré à la figure 2.






Figure 2

**RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA POIGNÉE**  
Le rollator étant en position ouverte, retirez les boutons et les boulons. Positionnez la poignée à la hauteur souhaitée, en alignant les trous dans les tubes de la poignée. Réinsérez le boulon et serrez le bouton comme illustré à la figure 3.  
La hauteur de la poignée s'ajuste de 33 "à 36".

**FONCTIONNEMENT DES FREINS:**  
Les freins à poignée ont deux fonctions, comme illustré à la figure 3. Tirez le levier de frein vers le haut pour assurer l'action de freinage. Appuyez sur le levier de frein pour verrouiller les freins et empêcher le déambulateur de bouger en position assise.  
**AVERTISSEMENT:** les freins doivent être bloqués avant de s'asseoir.



**RÉGLAGE DE LA TENSION DU CÂBLE DE FREIN:**  
Lorsque la poignée de frein ne peut plus fournir une résistance de freinage suffisante, la tension du câble devra être ajustée. Maintenez l'écrou de câble avec une pince et tournez la vis à oreilles dans le sens antihoraire pour favoriser une distance plus étroite entre la plaquette de frein et la roue.



## GET A FREE AUTO ASSIST HANDLE™ WHEN YOU REGISTER & LEAVE A REVIEW!

(Just pay shipping & handling)



- Safely stand with ease
- Universal fit

To register your product, please visit:  
[ablelifesolutions.com/product-registration](http://ablelifesolutions.com/product-registration)

#### **ATTENTION**

Il existe un risque potentiel de blessures graves ou de décès associé à pratiquement tous les produits, quel que soit leur type ou leur utilisation prévue. Stander, Inc., a travaillé sans relâche pour minimiser tous les risques associés à la mobilité des aides, mais étant donné les types de produits, les utilisateurs, et une myriade de choses en dehors de notre contrôle, nous ne pouvons éliminer tous les concevables risques. Accoringly, un consommateur doit utiliser le bon sens lors de l'utilisation de nos produits et considérer l'utilisateur est l'ensemble physique de la santé et mentale. Veuillez lire tous les matériaux qui accompagnent ce produit avant de l'utiliser.

#### **GARANTIE LIMITÉE**

Stander, Inc. garantit à l'origine acheteur que ce produit est exempt de défauts de matériaux et / ou de fabrication pendant 1 an à compter de la date d'achat. Au cours de la garantie période que nous allons corriger les défauts de matériaux ou de fabrication à aucune accusation. Tous les frais d'expédition doivent être payés par l'acheteur d'origine. Toute remplacement des pièces sera être nouvelle et sont garantis pour le reste de l'origine garantie ou trente (30) jours à compter de la date de matériel, whichever est plus. L'origine acheteur doit aviser Stander, Inc. pendant la période de garantie écrit de défaut de fabrication ou de matériel. Cette garantie est non transférable et couvre que la normale utilisation. Stander ne pas rembourser ou payer pour toute expédition frais. La garantie ne couvre PAS : (1) les dommages pendant l'expédition autres que l'expédition d'origine au détaillant ; (2) Les dommages causés par non autorisée d'un TTAC événement, alterations, modifications ; (3) Les dommages causés à l'aide du produit à des fins autres que celles pour lesquelles le produit a été conçu ou prévu ; et (4) Les dommages causés par tout autre abus, mauvaise utilisation, mauvaise manipulation ou mauvaise application. Cette garantie SEULEMENT couvre un 30 jours de remplacement des cassés ROUES et FREINS / MONTAGE CABLE et ne PAS couvre FREIN PLAQUETTES ET POIGNEE GRIPS que ne pas porter sur plus de temps. En aucun cas Stander, Inc. être responsable de tout Spécial, Incidenta, ou consécutifs dommages sur la base sur la violation de cette limite avec garantie, violation du contrat, ou stricte responsabilité.

**IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QUI S'ÉTEND AU-DELÀ DE CEUX INDIQUÉS ICI. TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES (Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER), SONT PAR LA PRÉSENTE DÉCLINÉES.**

Certains états ne pas permettre des limites sur la façon dont longtemps une implicite garantie dure, si la ci-dessus limitation ne peut appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Pour obtenir un service sous cette garantie, vous pouvez rejoindre Stander, Inc. au (800) 506-9901 ou au (435) 755-0453.

## AVERTISSEMENTS

### 1) INSTALLATION / UTILISATION:

- a) Ne pas utiliser ou installer ce produit à moins que vous lirez et compreniez ces mises en garde et de montage des instructions pour assurer le produit est correctement installé et utilisé. Si l'installateur / utilisateur (s) sont d'installer ce produit dans une infirmerie à la maison, aidé vivant centre, ou une même installation, suivez ces et l'installation des installations politiques. Si vous avez des questions concernant le produit, l'utilisation, les risques, ou quoi que ce soit au sujet de ce produit appelez Stander Inc. au (800) 506-9901 ou (435) 755-0453.
- b) Une mauvaise installation, l'entretien, et / ou une mauvaise utilisation de ce produit de manière significative augmente le risque de chutes.
- c) Si vous avez des questions sur l'installation / utilisation (s) la responsabilité d'appeler Stander Inc. à (800) 506-9901 ou (435) 755-0453.
- d) Ce produit n'est pas destiné à être placé à l'intérieur d'une douche.

### 2) CONDITIONS PHYSIQUES ET MENTALES :

- a) Les personnes qui ont des problèmes avec des déficiences physiques limitées, la paralysie, les symptômes de la démence, la maladie d'Alzheimer ou la mémoire perdue, le sommeil, l'incontinence, la douleur, le non contrôlé corps mouvement, sortir du lit et marcher sans assistance, la fragilité, la faiblesse, la confusion, l'agitation, terminale agitation, ou sont sous l'influence de médicaments, de drogues ou toute substance qui pourrait nuire à leur équilibre ou jugement, ou d'autres raisons qui pourraient avoir une incidence sur les utilisateurs physique et mentale capacité à en toute sécurité utiliser ce produit. Étant donné que ces conditions sont subjective et Stander Inc. n'a pas le contrôle qui choisit d'utiliser ce produit, il est l'installateur / utilisateur (s) la responsabilité de consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.
- b) Ce produit est uniquement destiné à fournir un équilibre et un soutien lors de la marche. L'utilisateur doit pas excéder les 250 lb maximum de l'utilisateur poids capacité.

### 3) FACTEURS EXTÉRIEURS :

- a) Les enfants devraient ne pas être autorisés à accrocher sur ou jouer avec ce produit.
- b) Un bon entretien est important. Vérifiez les freins lors de chaque utilisation de l'article pour assurer à la fois le freinage et le frein de blocage fonctionnent correctement. Le frein à câble avec mauvais étirement sur le temps et de frein tampons usure sur le temps. Cela va diminuer le freinage capacité de la main frein système. Il doit y avoir un engagement suffisant entre les plaquettes de frein et les roues arrière pour le freinage et pour empêcher le déambulateur de bouger pendant que l'utilisateur est assis.

en tant que représentant d' autrui ou participant à tout arbitrage procédure intentée par toute autre personne . iii)

#### **4) ACCORD ENTRE INSTALLATEUR / UTILISATEUR (S) ET STANDER INC.:**

a) Si l' installateur / utilisateur (s) choisit d' utiliser ce produit , il est compris entre l' installateur / utilisateur (s) ET Stander Inc . , Th a t e e n s t a l é r / utilisateur (s) accep t les risques associés avec l' utilisation ce produit. Étant donné que ces conditions sont subjective et Stander Inc . n'a aucun contrôle sur qui choisit d' utiliser ce produit , le ou les installateurs / utilisateurs acceptent d'êtr e responsables de leurs décisions lorsqu'ils utilisent ce produit.

#### **5) DROITS DES CONSOMMATEURS ET ACCORD D' ARBITRAGE :**

a) Cette convention d'arbitrage (Accord) affecte vos juridiques des droits et des recours en fournissant que les différends entre vous et la fabrication de ce produit (Stander), doivent être résolus par bindin g arb i tra t é n , plutôt tha n i n u n c o u r t . S'il vous plaît lire cet accord attentivement que vous acceptez les termes de cet accord par l' assemblage et l' utilisation ce produit. Si vous ne pas d' accord pour les termes de cet accord , retourner le produit à l' emplacement d'achat pour un remboursement .

#### **i) RÉSOLUTION DES RÉCLAMATIONS OU DES LITIGES.**

Toute réclamation ou litige entre vous et Stander résultant sur de ou se rapportant à toute façon à le produit ou cet Accord seront résolus par définitive, obligatoire l' arbitrage. Cette obligation d'arbitrage s'applique indépendamment de w u'il la réclamation ou litige implique un délit civil , la fraude , fausse déclaration , la responsabilité des produits , la négligence , la violation d' une loi , ou toute autre théorie juridique. Stander et vous reconnaissez et acceptez spécifiquement que vous renoncez à votre droit d'intenter une action en justice sur la base de telles réclamations ou litiges et de faire résoudre cette action par un juge ou un jury. ii)

#### **LIMITATION DES RECOURS JURIDIQUES.**

Tous les arbitrages en vertu de la présente Convention ne seront menées que sur une personne (et non d' une classe à l' échelle) base et un arbitre n'ont pas l' autorité d' attribuer la classe à l' échelle RELIE . f Vous ackno w ledgeand d' accord que cet accord spécifique vous interdit d'intenter arbitrage procédure

#### **PROCÉDURES D'ARBITRAGE.**

(1) Avant de commencer toute procédure d'arbitrage en vertu thi s A g Reem e t , vous devez sapins t présen t e e Clal m' conflit à Stander en appelant (800) 506-9901 ou ( 435) 755-045 3providin g demandé le contact informatio n et permettant Stander l'occasion de le résoudre. votre réclamation ou litige est pas résolu dans les soixante (60) jours, vous pouvez engager une procédure d'arbitrage conformément aux les termes du présent Accord.

sont à l' augmentation risque de perdre leur balance et tombe.

- Le non de se conformer aux les instructions et

**Des AVERTISSEMENTS** pourraient exposer les utilisateurs au risque de tomber.

(2) L'arbitrage de réclamation (s / ) litige (s) en vertu de la présente Convention doit être conformément à l' américaine de l' Association d' arbitrage (AAA) États- Unis commerciaux Résolution des différends Procédures et complémentaires Procédures pour la consommation connexes différends (voir [www . ADR . Org](http://www.Adr.Org) pour leurs règles et proc e Dures .)

(3) L'arbitrage de toute réclamation / contestation en vertu du présent Accord est être dans l' État de l' Utah .

(4) Tous les frais administratifs de la procédure d' arbitrage en vertu du présent Accord seront partagés également entre vous et la Société , sauf que:

(a) si les demandes / litige soumis à l' arbitrage procédure est moins de dix mille dollars (US \$ 10 , 000) , vous w être malade responsable de plus de cent vingt-cinq dollars (125 \$) en administration des dépenses; (b) si la réclamation / litige soumis à l' arbitrage procédure est plus de dix mille dollars (US \$ 10 , 000) , mais moins de soixante-quinze mille dollars (US \$ 75 , 000) , alors vous serez être responsable de pas plus de trois cent soixante-quinze dollars (375 \$ US) en dépenses administratives; et c) si la réclamation / le différend soumis à la procédure d'arbitrage est supérieur à soixante-quinze mille dollars (75 000 \$ US), alors vous serez être responsable des administratifs dépenses conformément w vec le barème des frais commerciaux fournis par l' AAA. Vous reconnaissez et acceptez que chaque partie doit payer les frais et les coûts de ses propres avocats, experts et témoins.

iv) CHOIX DU DROIT & AUTONOMIE. Le présent accord est être régi par les États- Unis fédérale d' arbitrage loi et les lois de l' État de l' Utah. Si une disposition du présent Accord est déclarée ou trouve être illégale , inapplicable ou nulle , cette disposition ne sera inefficace que pour la mesure que c'est trouvé illégal , inexécutable ou nul et le reste doit rester pleinement exécutoire.

#### **AVERTISSEMENT RISQUE DE CHUTE**

- Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou la démence , ou ceux qui sont sous sédation , confus , ou fragile ,