



*
ABLE LIFE™
Comfortably Independent

APERTURA E CHIUSURA DEL RULLO:

MANUTENZIONE: Il rollator ha del lubrificante applicato sui giunti di plastica che scorrono lungo i tubi di alluminio. Questo lubrificante alla fine si asciugherà e renderà il rollator più difficile da aprire e chiudere. In questo caso, applicare uno spray al silicio tra i giunti plastici e il tubo di alluminio. Questo può essere ottenuto dai negozi di ferramenta locali.

Per aprire il rollator, svitare la fibbia, separare le maniglie e spingere verso il basso sul sedile come mostrato nella Figura 1.

Undo buckle and pull Handles apart
Push down on Seat to open rollator
WARNING: Keep hands away from center pivot of seat to avoid possible pinch points.




Figure 1

ATTENZIONE: tenere le mani lontano dal perno centrale del sedile per evitare potenziali punti di schiacciamento. Per chiudere il rollator, sollevare la maniglia tra i cuscinetti del sedile. Spingere le maniglie insieme e far scattare la fibbia come mostrato nella Figura 2.

Pull up on Handle between seat pads to close rollator
Push Handles together and snap buckle




Figure 2

REGOLAZIONE ALTEZZA MANIGLIA

Con il rollator in posizione aperta, rimuovere le manopole e i bulloni. Posizionare la maniglia all'altezza desiderata, allineando i fori nei tubi della maniglia. Reinserire il bullone e serrare la manopola come mostrato nella Figura 3.

L'altezza della maniglia regola 33"-36".

OPERAZIONI FRENI:

Le impugnature hanno due funzioni, come mostrato nella Figura 3. Sollevare la leva del freno per fornire l'azione di frenata. Spingere verso il basso la leva del freno per bloccare i freni per impedire al rollator di muoversi mentre è seduto.

ATTENZIONE: i freni devono essere bloccati prima di sedersi.





Figure 3

REGOLAZIONE DELLA TENSIONE NEL CAVO DEL FRENO:

Quando la maniglia del freno non è più in grado di fornire una sufficiente resistenza di frenatura, sarà necessario regolare la tensione del cavo. Tenere il dado del cavo con una pinza e girare la vite a testa zigrinata del cavo in senso antiorario per favorire una maggiore distanza tra la pastiglia del freno e la ruota.



GET A FREE AUTO ASSIST HANDLE™ WHEN YOU REGISTER & LEAVE A REVIEW!

(Just pay shipping & handling)



- Safely stand with ease
- Universal fit

To register your product, please visit:
ablelifesolutions.com/product-registration

ATTENZIONE

V'è un potenziale rischio di gravi lesioni o di morte associato con praticamente tutti i prodotti indipendentemente dal suo tipo o previsto utilizzo. Stander, Inc., ha lavorato instancabilmente per ridurre al minimo tutti i rischi associati con la loro mobilità ausili, ma dato i tipi di prodotti, gli utenti, e una miriade di cose al di fuori del nostro controllo, abbiamo non può eliminare ogni immaginabile rischio. Accorrendo, un consumatore deve usare il buon senso quando si utilizzano i nostri prodotti e prendere in considerazione l'utente's complessiva fisica di salute e mentale. Si prega di leggere tutti i materiali che accompagnano questo prodotto prima dell'uso.

GARANZIA LIMITATA

Stander, Inc. garantisce per l'originale all'acquirente che il prodotto in malato è esente da difetti di materiale e/o di lavorazione per 1 anno dalla data di acquisto. Durante la garanzia periodo ci sarà correggere eventuali difetti di materiale o di lavorazione a nessuna carica. Tutte le spese di spedizione devono essere a carico dell'acquirente originale. Qualsiasi sostituzione di ricambio saranno essere nuovo e sono garantito per il resto del l'originale della garanzia o trenta (30) giorni dalla data di shipment, a seconda di quale è più lungo. L'originale acquirente deve notificare Stander, Inc. durante il periodo di garanzia in scrittura del del difetto in lavorazione o materiale. Questa garanzia è non cedibile e covers solo il normale utilizzo. Stander in malato non rimborsare o pagare per qualsiasi spedizione oneri. La garanzia NON copre: (1) danni durante la spedizione diversi dalla spedizione originale al rivenditore; (2) danni causati da autorizzato un TTAC implement, un l'utente o i modificati o s; (3) Il danno causato utilizzando il prodotto per scopi altri che quelli per which il prodotto è stato progettato o destinato; e (4) danni causati da qualsiasi altro abuso, uso improprio, cattiva gestione o errata applicazione. La presente garanzia copre SOLO una sostituzione di 30 giorni di RUOTE rotte e ASSEMBLEA DEI FRENI / CAVI e NON copre LE PASTIGLIE DEI FRENI E LE MANOPOLE che in malato indossare fuori nel corso tempo. In nessun caso devono Stander, Inc. essere ritenuta responsabile per qualsiasi special, l'incidenta, l'occlusionali danni basata sulla violazione di questo limitato warranty, violazione di contratto, o di rigoroso di responsabilità.

NON CI SONO GARANZIE CHE SI ESTENDONO OLTRE QUELLI INDICATI QUI. TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE (COMPRESSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE), SONO ESCLUSIVE.

Alcuni stati non permettono limitazioni su quanto tempo una implicita garanzia dura, quindi la sopra limitazione potrebbe non applicarsi a voi. Questa garanzia conferisce ti specifici di legge i diritti, e si può anche avere altri diritti che variano da Stato a Stato. Per ottenere il servizio sotto questo warranty, si può raggiungere lo Stander, Inc. a (800) 506-9901 o (435) 755-0453.

AVVERTENZE

1) INSTALLAZIONE / UTILIZZO:

- a) Evitare , non utilizzare o installare questo prodotto a meno che non si leggere e comprendere questi avvertimenti e montaggio istruzioni per assicurarsi il prodotto è correttamente installato e utilizzato . Se installatore / utente (s) stanno installando questo prodotto in una di cura a casa , assistiti che vivono il centro , o di un simile impianto , seguire questi e le installazione impianti politiche . Se avete qualsiasi domanda riguardante l' installato in , uso , asino o ciated rischi , o niente affatto per quanto riguarda questo prodotto chiamata Stander Inc. al numero (800) 506-9901 o (435) 755-0453 .
- b) impropria installato in , manutenzione , e / o improprio uso di questo prodotto significativamente aumenta il rischio di cadute .
- c) I f si hav e domanda s i t i s esimo e nel s ta l è r / uso () s la responsabilità di chiamare Stander Inc . a (800) 506-9901 o (435) 755-0453 .
- d) Questo prodotto non è destinato a essere collocato all'interno di una doccia .

2) CONDIZIONI FISICHE E MENTALI :

- a) Gli individui che hanno problemi con la fisica limi tazioni , la paralisi , i sintomi di demenza , l'Alzheimer o la memoria di perdita , il sonno , incontinenza , dolore , incontrollato del corpo movimento , alzarsi dal letto e camminare non sicuro, senza l'assistenza , la fragilità , la debolezza , la confusione , irrequietezza, terminale di irrequietezza , o sono sotto l'influenza di farmaci , droghe o qualsiasi sostanza che potrebbe compromettere il loro equilibrio o judgment , o r un y Othe r unforeseeabl e ragioni che potrebbero interessare gli utenti fisica e mentale capacità di sicurezza utilizzare questo prodotto. Dal momento che queste condizioni sono soggettivo e Stander Inc . ha alcun controllo di chi sceglie di utilizzare questo prodotto , esso è il programma di installazione / noi er (s) la responsabilità di consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto.
- b) Questo prodotto è esclusivamente destinato a fornire equilibrio e supporto mentre si cammina . L' utente deve non e x ceedthe 250 lb massimo utente peso capienza .

3) FATTORI ESTERNI :

- a) I bambini dovrebbero non essere allo w ed a appendere su o giocare w -esima questo prodotto.
- b) Una corretta manutenzione è importante. Controlla il freni durante ogni uso del del prodotto per assicurare sia la frenatura e freno di bloccaggio sono funzionanti correttamente . Il freno di cavo w malato tratto sopra del tempo e dei freni pastiglie w malato usura nel corso tempo . Ciò si diminuirà la frenata della capacità di della mano del freno del sistema .
Ci deve essere sufficiente impegno tra i freni Pastiglie e le posteriori ruote di frenatura e di impedire il deambulatore dal movimento mentre utente si sta seduto .

procedimento avviato da qualsiasi altra persona . iii)

PROCEDURE DI ARBITRATO.

(1) Prima di iniziare qualsiasi procedura di arbitrato in This Agency Reem a t , si deve abeti t presen t ° e Clai m /contestazione a Stander da chiamare (800) 506-9901 o (435) 755-045 3creando un origin g richiesto il contatto informativo e permettendo Stander la possibilità di risolverlo. il vostro reclamo o contestazione è non risolti entro sessanta (60) giorni, si può avviare un procedimento di arbitrato in conformità con i termini di questo accordo.

4) ACCORDO TRA INSTALLATORE / UTENTE / I STANDER INC .:

a) Se l' installatore / gli utenti scelgono di utilizzare questo prodotto , esso è compreso tra l' installatore / gli utenti E lo Stander Inc . , Tha t th e in s ta l è r / user (s)accep t il rischia associati con usando questo prodotto. Dal momento che queste condizioni sono soggettivo e Stander Inc . non ha alcun controllo su chi sceglie di utilizzare questo prodotto , l'installatore / gli utenti accettano di essere responsabili delle proprie decisioni durante l' utilizzo di questo prodotto.

5) DIRITTO DEI CONSUMATORI E ACCORDO DI ARBITRATO :

a) Il presente accordo arbitrale (accordo) colpisce le legali diritti e rimedi da fornendo che le controversie tra voi e la produzione di questo prodotto (Stander), devono essere risolti attraverso bindin g arb ho Tra t òn , piuttosto tha n i n un c o u r t . Si prega di leggere questo accordo con attenzione come si accettano i termini di questo accordo per l'assemblaggio e utilizzando questo prodotto. Se si fa non è d'accordo per i termini di questo accordo , restituire il prodotto per il luogo di acquisto per un rimborso .

i) RISOLUZIONE DI RECLAMI O CONTROVERSIE.

Qualsiasi reclamo o contestazione tra voi e Stander derivanti fuori di o in relazione in alcun modo per il prodotto o questo accordo saranno risolte attraverso definitiva, vincolante arbitrato. Tale obbligo di arbitrato si applica a prescindere del w he del reclamo o contestazione comporta un atto illecito , frode , falsa dichiarazione , responsabilità del prodotto , la negligenza , violazione di una legge, o di qualsiasi altra teoria legale. Sia tu che Stander specificamente riconoscere e d'accordo che si rinuncia vostra destra per portare una causa basata su tali reclami o controversie e ad avere come causa risolta da un giudice o giuria. ii) LIMITAZIONE DEI RIMEDI GIURIDICI. Tutti gli arbitrati sotto questo accordo devono essere condotte solo su un individuo (e non di una classe di livello) base e un arbitro deve avere alcuna autorità per assegnare a livello di classe RELIE . f È ackno w ledgeand d'accordo che questo accordo specifico si vieta di dare inizio arbitrati procedimenti come un rappresentante di altri o entrare in qualsiasi arbitrato

rischio di perdere la loro banca e cadute.

- La mancata per rispettare con le istruzioni e **AVVERTENZE** potrebbero mettere l'utente / i a rischio di caduta.

(2) L'arbitrato della domanda (s /) delle controversie (s) sotto questo accordo deve essere in conformità al' America del Arbitration Association (AAA) Stati Uniti commerciali di risoluzione delle controversie Procedure e supplementari procedure per consumatori correlati controversie (vedi [www . Adr . Org](http://www.Adr.Org) per le loro regole e proc e dures .)

(3) L'arbitrato di qualsiasi rivendicazione / controversie nel quadro del presente accordo deve essere nella dello Stato di Utah .

(4) Tutte le spese amministrative relative alle procedure arbitrali ai sensi del presente Accordo saranno suddivise equamente tra l'utente e la Società , ad eccezione del fatto che:

(a) se l' reclami / controversie soggette al le arbitrali procedimento è meno di dieci mila dollari (US \$ 10 , 000) , si w ill essere responsabile per non più di 125 dollari (US \$ 125) a amministrative spese; (b) se il reclamo / contestazione soggetta alle le arbitrali procedimento è più di dieci mila dollari (US \$ 10 , 000) , ma inferiore a settantacinque mila dollari (US \$ il 75 , 000) , allora si sarà essere responsabili per non più di trecento settantacinque dollari (US \$ 375) a spese amministrative; e (c) se il reclamo / controversia oggetto del procedimento arbitrale è superiore a settantacinquemila dollari (US \$ 75.000) , quindi si sarà essere responsabile per le amministrative spese, in conformità w ith la Commerciale Tariffario previsto dal ' AAA. Lei riconosce e accetta che ogni parte dovrà pagare le tasse ei costi dei suoi propri consulenti legali, esperti e testimoni.

iv) **SCELTA DI DIRITTO E SIVIBILITÀ.** Questo accordo deve essere governato dal ' Stati Uniti Federal Arbitration Act e le leggi della dello stato di Utah. Se una qualsiasi disposizione di questo accordo è dichiarata o trova ad essere illegale , inefficace o nullo , tale disposizione sarà essere inefficace solo per la misura che si è trovato illegali , inapplicabile o nulla e il resto deve restare pienamente applicabili.

AVVERTENZA PERICOLO DI CADUTA

- Le persone con malattia di Alzheimer o la demenza , o coloro che sono sedato , confuso , o fragili , sono ad aumentato