



# EZ FOLD-N-GO ROLLATOR™



Supports up to 250 lbs.  
Soporta hasta 250 libras  
Supporte jusqu'à 250 livres



Backrest snaps closed  
El respaldo se cierra  
Le dossier se ferme



Locking hand breaks  
Bloqueo de frenos de mano  
Blocage des freins à main



Folds for travel  
Se dobla para viajar  
Se plie pour voyager



BE INDEPENDENT

SOYEZ AUTONOME

SE INDEPENDIENTE



Limited Lifetime Guarantee  
Garantía Limitada de por Vida  
Garantie à vie Limitée



Handle height adjusts 33" – 36"

La altura se ajusta de 33 – 36 pulgadas

La hauteur de la poignée s'ajuste 33 - 36 pouces

California law requires the following notice:

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**AVERTISSEMENT:** Cancer et effet nocif sur la reproduction - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## APERTURA Y CIERRE DE LA RODILLA:

MANTENIMIENTO: El andador tiene




Figure 1

lubricante aplicado en las juntas de plástico que se deslizan a lo largo de la tubería de aluminio. Este lubricante finalmente se secará y hará que el andador sea más difícil de abrir y cerrar. Cuando esto ocurra, aplique un spray de silicona entre las juntas de plástico y el tubo de aluminio. Esto se puede obtener de las ferreterías locales. Para abrir el andador, desabroche la hebilla,

separe las manijas y empuje hacia abajo el asiento como se muestra en la Figura 1. ADVERTENCIA: Mantenga las manos while sitting. WARNING: Brakes must be in locked




Figure 3

alejadas del pivote central del asiento para evitar posibles puntos de pellizco. Para cerrar el andador, tire del asa entre las almohadillas del asiento. Empuje las manijas juntas y cierre la hebilla como se muestra en la Figura 2.




Figure 2

## AJUSTE DE ALTURA DEL MANGO

Con el andador en posición abierta, retire las perillas y los pernos. Coloque el mango a la altura deseada, alineando los agujeros en los tubos del mango. Vuelva a insertar el perno y apriete la perilla como se muestra en la figura 3. La altura del mango se ajusta 33"-36".

## OPERACIÓN DE FRENO:

Los frenos del mango tienen dos funciones, como se muestra en la Figura 3. Tire hacia arriba de la palanca de freno para proporcionar la acción de frenado. Empuje

hacia abajo la palanca de freno para bloquear los frenos y evitar que el andador se mueva antes de sentarse.

## AJUSTE DE LA TENSIÓN EN EL CABLE DE FRENO:

Cuando el mango del freno ya no puede proporcionar suficiente resistencia al frenado, será necesario ajustar la tensión del cable. Sujete la tuerca del cable con unos alicates y gire el tornillo manual del cable en el sentido contrario a las agujas del reloj para promover una distancia más cercana entre la pastilla de freno y la rueda.




Figure 4

freinage s'étirera et les patins de freins s'useront avec le temps, ce qui diminuera la capacité de freinage. Il doit y avoir un contact suffisant entre le patin de frein et les roues arrière pour freiner et empêcher le déambulateur de bouger lorsque l'utilisateur s'assoit.

#### 4) ENTENTE ENTRE L'INSTALLATEUR OU L'UTILISATEUR ET STANDER INC. :

a) L'installateur ou l'utilisateur qui choisit ce produit ET Stander Inc. conviennent que l'installateur ou l'utilisateur acceptent les risques associés à l'utilisation du produit. Comme cette condition est subjective et que Stander Inc. ne peut contrôler l'utilisation du produit, l'installateur ou l'utilisateur acceptent d'assumer la responsabilité des décisions liées à l'utilisation de ce produit.

#### 5) DROITS DES CONSOMMATEURS ET CONVENTION D'ARBITRAGE :

a) La présente convention d'arbitration (la convention) influence vos droits et vos recours juridiques, car elle stipule que les différends entre vous et le fabricant du produit (Stander) sont obligatoirement résolus par arbitrage exécutoire plutôt que par un tribunal. En assemblant et en utilisant ce produit, vous vous engagez à accepter les conditions de la convention, veuillez donc la lire attentivement. Si vous n'acceptez pas les conditions de la convention, veuillez retourner le produit à l'endroit où vous l'avez acheté pour obtenir un remboursement.

#### I) RÉSOLUTION DES DEMANDES DE RÈGLEMENT OU DES DIFFÉRENDS

Les demandes de règlement ou différends qui surviennent entre l'utilisateur et Stander et qui ont trait, de près ou de loin, au produit ou à cette convention seront soumis à un arbitrage exécutoire. Cette obligation concernant l'arbitrage s'applique quel que soit le motif : délit, fraude, fausse représentation, responsabilité par rapport au produit, négligence, violation d'une loi et tout autre motif juridique. L'utilisateur et Stander conviennent que l'utilisateur renonce à son droit d'intenter une poursuite fondée sur l'un de ces motifs et de recourir à la décision d'un juge ou d'un jury.

ii) LIMITES IMPOSÉES AUX RECOURS. Les procédures d'arbitrage en vertu de la présente convention seront prises sur une base individuelle (et non collective), et l'arbitre ne sera pas habilité à autoriser un recours collectif. Vous reconnaissez et acceptez que la présente convention vous interdit explicitement d'entamer des procédures d'arbitrage au nom de tiers ou de participer à des procédures d'arbitrage entamées par un tiers.

#### III) PROCÉDURES D'ARBITRAGE

(1) Avant d'entamer des procédures d'arbitrage en vertu de la présente convention, vous devez d'abord soumettre la demande de règlement ou le différend à Stander en composant le 1-800-506-9901 ou (435) 755-0453, en fournissant les coordonnées de la personne-res-

source et en autorisant Stander à régler la question. Dans l'éventualité où votre demande de règlement ou différend n'est pas résolue dans un délai de soixante (60) jours, vous pouvez amorcer les procédures d'arbitrage conformément aux dispositions de cette convention.

(2) L'arbitrage des demandes de règlement et différends en vertu de la présente convention doit être conforme aux procédures de l'American Arbitration Association's (AAA) United States Commercial Dispute Resolution Procedures and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (consulter le site [www.adr.org](http://www.adr.org) pour connaître leurs règles et procédures).

(3) L'arbitrage des demandes de règlement et différends en vertu de la présente convention a lieu dans l'État du Utah.

(4) Tous les frais administratifs associés aux procédures d'arbitrage en vertu de la présente convention sont assumés à parts égales entre vous et la compagnie, sauf dans les cas où : (a) la demande de règlement ou le différend faisant l'objet de l'arbitrage se chiffre à moins de dix mille dollars (10 000 \$ US), vous devez déboursier cent vingt-cinq dollars (125 \$ US) au maximum en frais administratifs; (b) la demande de règlement ou le différend faisant l'objet de l'arbitrage se chiffre à plus de dix mille dollars (10 000 \$ US) mais à moins de soixante-quinze mille dollars (75 000 \$ US), vous devez déboursier trois cent soixante-quinze dollars (375 \$ US) au maximum en frais administratifs; (c) la demande de règlement ou le différend faisant l'objet de l'arbitrage se chiffre à plus de soixante-quinze mille dollars (75 000 \$ US), vous devez déboursier les frais administratifs prévus conformément à la Commercial Fee Schedule fournie par l'AAA. Vous reconnaissez et acceptez que chaque partie est responsable des honoraires et frais relatifs à son avocat, à ses experts et à ses témoins.

iv) LOIS APPLICABLES ET DIVISIBILITÉ. Cette convention est régie par la United States Federal Arbitration Act et les lois de l'État de l'Utah. Dans l'éventualité où une disposition de la présente convention est déclarée ou jugée illégale, inapplicable ou nulle, cette disposition sera invalidée uniquement dans la mesure de son illégalité, de son inapplicabilité ou de sa nullité, et le reste de la convention demeure pleinement exécutoire.

#### MISE EN GARDE CONCERNANT LES CHUTES

- Les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence ou qui sont sous sédation, confuses ou fragiles courent un risque accru de perdre l'équilibre et de faire une chute.
- L'utilisateur qui omet de se conformer aux instructions et aux MISES EN GARDE court un risque de chute.

## ATTENTION

There is a potential risk of serious injury or death associated with virtually every product regardless of its type or intended use. Stander, Inc., has worked tirelessly to minimize all risks associated with their mobility aids, yet given the types of products, users, and a myriad of things outside of our control, we cannot eliminate every conceivable risk.

Accordingly, a consumer must use common sense when utilizing our products and consider the user's overall physical and mental health. Please read all materials that accompany this product before using.

## LIMITED WARRANTY

Stander, Inc. warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in material and/or workmanship for 1 year from the date of purchase. During the warranty period we will correct any defects in material or workmanship at no charge. All shipping cost must be paid by the original purchaser. Any replacement parts will be new and are warranted for the remainder of the original warranty or thirty (30) days from the date of shipment, whichever is longer. The original purchaser must notify Stander, Inc. during the warranty period in writing of the defect in workmanship or material. This warranty is not transferable and covers only normal use. Stander will not refund or pay for any shipping charges. The warranty does NOT cover: (1) Damage during shipment other than original shipment to retailer; (2) Damage caused by unauthorized attachments, alterations, or modifications; (3) Damage caused using the product for purposes other than those for which the product was designed or intended; and (4) Damage caused by any other abuse, misuse, mishandling or misapplication. \*Lifetime warranty on the frame and other structural parts. 5 year limited warranty on the braking system, but does not include normal wear and tear items such as the brake pads, wheels, handle grips, etc. Those replacement parts can be purchased on our website at <https://stander.com/product-category/parts/>. Under no circumstances shall Stander, Inc. be liable for any special, incidental, or consequential damages based upon breach of this limited warranty, breach of contract, or strict liability.

**THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THOSE INDICATED HEREIN. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE), ARE HEREBY DISCLAIMED.**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To obtain service under this warranty, you can reach Stander, Inc. at (800) 506-9901 or (435) 755-0453.

## WARNINGS

### 1) INSTALLATION/USE:

- Do not use or install this product unless you read and understand these warnings and assembly instructions to ensure the product is properly installed and used. If installer/user(s) are installing this product in a nursing home, assisted living center, or a similar facility, follow these and the facilities installation policies. If you have any questions regarding the installation, use, associated risks, or anything at all regarding this product call Stander Inc. at (800) 506-9901 or (435) 755-0453.
- Improper installation, maintenance, and/or improper use of this product significantly increases the risk of falls.
- If you have questions, it is the installer/user(s) responsibility to call Stander Inc. at (800) 506-9901 or (435) 755-0453.
- This product is not intended to be placed inside a shower.

### 2) PHYSICAL AND MENTAL CONDITIONS:

- Individuals who have problems with physical limitations, paralysis, symptoms of dementia, Alzheimer's or memory loss, sleeping, incontinence, pain, uncontrolled body movement, getting out of bed and walk unsafely without assistance, frailty, weakness, confusion, restlessness, terminal restlessness, or are under the influence of medications, drugs or any substance that could impair their balance or judgment, or any other unforeseeable reasons that could affect the users physical and mental ability to safely use this product. Since these conditions are subjective and Stander Inc. has no control who chooses to use this product, it is the installer/user(s) responsibility to consult a physician before using this product.
- This product is only intended to provide balance and support while walking. The user must not exceed the 250 lb maximum user weight capacity.

### 3) EXTERNAL FACTORS:

- Children should not be allowed to hang on or play with this product.
- Proper maintenance is important. Check the brakes during each use of the product to insure both braking and brake locking are functioning properly. The brake cable will stretch over time and brake pads will wear over time. This will diminish the braking capacity of the Hand Brake system. There must be sufficient engagement between the Brake Pads and the rear wheels for braking and to prevent the rollator from moving while user is getting seated.

#### 4) AGREEMENT BETWEEN INSTALLER/USER(S) AND STANDER INC.:

- a) If the installer/user(s) choose to use this product, it is understood between the installer/user(s) AND Stander Inc., that the installer/user(s) accept the risks associated with using this product. Since these conditions are subjective and Stander Inc. has no control over who chooses to use this product, the installer/user(s) agree to be liable for their decisions when using this product.

#### 5) CONSUMER RIGHTS AND ARBITRATION AGREEMENT:

- a) This arbitration agreement (Agreement) affects your legal rights and remedies by providing that disputes between you and the manufacture of this product (Stander), must be resolved through binding arbitration, rather than in a court. Please read this agreement carefully as you accept the terms of this agreement by assembling and using this product. If you do not agree to the terms of this agreement, return the product to the location of purchase for a refund.

I. RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES O DISPUTAS. Cualquier reclamación o disputa entre usted y el stander que surja o se relacione de alguna manera con el Producto o este Acuerdo se resolverá mediante un arbitraje final vinculante. Esta obligación de arbitraje se aplica independientemente de si el reclamo o disputa involucra un agravio, fraude, tergiversación, responsabilidad del producto, negligencia, violación de un estatuto o cualquier otra teoría legal. Tanto usted como Stander reconocen y aceptan específicamente que renuncia a su derecho de presentar una demanda basada en tales reclamos o disputas y que un juez o jurado resuelva dicha demanda.

##### II LIMITACIÓN DE RECURSOS LEGALES

Todos los arbitrajes bajo este Acuerdo se llevarán a cabo de manera individual (y no a nivel de toda la clase) y un árbitro no tendrá autoridad para otorgar desagravio a toda la clase. Usted reconoce y acepta que este Acuerdo le prohíbe específicamente comenzar los procedimientos de arbitraje como representante de otros o unirse a cualquier procedimiento de arbitraje presentado por cualquier otra persona.

##### III. PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE

1. Antes de comenzar cualquier procedimiento de arbitraje bajo este acuerdo, primero debe presentar el reclamo / disputa a Stander llamando al (800) 506-9901

o (435) 755-0453, proporcionando la información de contacto solicitada y

## ATTENTION

Il existe un risque potentiel de blessure grave ou de décès associé à un grand nombre de produits – quels que soient leur type ou l'utilisation prévue. L'entreprise Stander Inc. s'efforce constamment de réduire tous les risques associés à ses aides à la mobilité. Or, si l'on considère les types de produits et d'utilisateurs, ainsi que la myriade de facteurs échappant à notre contrôle, nous ne sommes pas en mesure d'éliminer tous les risques possibles et imaginables. Il faut donc faire preuve de jugement au moment d'utiliser nos produits et prendre en considération l'état de santé physique et mental de l'utilisateur. Il est recommandé de lire toute la documentation accompagnant ce produit avant de l'utiliser.

## GARANTIE LIMITÉE

Stander Inc. garantit au premier propriétaire que le présent appareil ne présentera aucune défaillance attribuable à un défaut des matériaux ou à un vice de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, Stander Inc. remédiera sans frais à toute défaillance attribuable à un défaut des matériaux ou à un vice de fabrication. Le premier propriétaire devra toutefois assumer les frais d'expédition. Toute pièce de remplacement utilisée sera neuve et garantie pour le reste de la période de garantie originale ou durant trente (30) jours à compter de la date d'expédition, selon l'éventualité la plus reculée. Le premier propriétaire doit communiquer par écrit avec Stander Inc. au cours de la période de garantie pour faire part de tout défaut dans les matériaux ou la fabrication. Cette garantie n'est pas transférable et ne s'applique qu'à une utilisation normale. Stander Inc. n'assurera ni ne remboursera aucuns frais d'expédition. Cette garantie ne couvre PAS : (1) les dommages survenus durant toute expédition autre que l'expédition initiale au détaillant; (2) les dommages causés par tout accessoire, altération ou modification non autorisés; (3) les dommages causés par l'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles le produit a été conçu et auxquelles il est destiné; (4) les dommages causés par tout autre usage excessif, utilisation inadéquate, mauvaise manipulation ou mauvaise application. \*Garantie à vie sur le cadre et autres pièces structurelles. Garantie limitée de 5 ans sur le système de freinage, mais ne prend pas en compte les pièces d'usure normale telles que les plaquettes de frein, les roues, les poignées, etc. Ces pièces de rechange peuvent être achetées sur notre site web à l'adresse suivante : <https://stander.com/product-category/parts/>. Stander Inc. ne sera en aucun cas responsable des dommages spéciaux, accessoires ou indirects résultant d'une de cette garantie limitée, d'une rupture de contrat ou d'une responsabilité stricte.

AUCUNE GARANTIE NE S'APPLIQUE AU-DELÀ DE LA DESCRIPTION PRODUITE DANS LES PRÉSENTES. TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES (Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU LA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER), SONT DONC ANNULÉES PAR LA PRÉSENTE.

Certaines compétences n'acceptent pas les limitations liées à la durée des garanties implicites, les limitations exprimées ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à vous. La présente garantie vous confère des droits juridiques précis; vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon votre territoire de résidence. Pour obtenir un service dans le cadre de cette garantie, vous pouvez communiquer avec Stander Inc. en composant le 1-800-506-9901 ou (435) 755-0453.

## MISES EN GARDE

### 1) INSTALLATION ET UTILISATION :

- On ne doit pas installer ou utiliser ce produit avant d'avoir lu et compris les mises en garde et les instructions d'assemblage. Si le produit est installé ou utilisé dans une maison de soins infirmiers, une résidence avec services de soutien ou un établissement similaire, l'installateur ou l'utilisateur est tenu de respecter ces mises en garde, ces instructions et les politiques de l'établissement. Pour toute question sur l'installation, l'utilisation, les risques connexes ou un aspect de ce produit, communiquer avec Stander Inc. au 1 800 506-9901 ou (435) 755-0453.
- Une installation incorrecte, un entretien déficient ou une mauvaise utilisation de ce produit augmente considérablement le risque de chute.
- Pour toute question, l'installateur ou le ou les utilisateurs doivent communiquer avec Stander Inc. au 1-800-506-9901 ou (435) 755-0453.
- Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation sous la douche.

### 2) ÉTAT PHYSIQUE ET MENTAL :

- L'utilisation de ce produit est déconseillée à toute personne présentant les symptômes et facteurs suivants : handicap physique, paralysie, symptômes de démence, maladie d'Alzheimer ou pertes de mémoire, somnolence, incontinence, douleurs, mouvements incontrôlés, impossibilité de sortir du lit ou de marcher sans aide, fragilité, faiblesse, confusion, agitation, agitation terminale, traitée à l'aide de médicaments, de drogues ou d'autres substances pouvant perturber son équilibre ou son jugement ou sous l'influence de ces agents, ou susceptible de voir ses capacités physiques ou mentales affaiblies pour tout autre motif imprévisible. Comme ces symptômes sont subjectifs et que Stander Inc. ne peut contrôler l'utilisation du déambulateur, il incombe à l'installateur ou à l'utilisateur de consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.
- Ce produit est conçu exclusivement pour faciliter l'équilibre et le soutien d'une personne pendant la marche. L'utilisateur ne doit pas dépasser la capacité pondérale du déambulateur, soit 113 kilos (250 lb).

### 3) FACTEURS EXTERNES :

- Les enfants ne devraient pas être autorisés à se suspendre au produit ou à jouer avec le produit.
- Il est primordial d'assurer un entretien adéquat du produit. Vérifier les freins à chaque utilisation pour veiller à ce que les dispositifs de freinage et de verrouillage fonctionnent correctement. Le câble de

permitiendo a Stander La oportunidad de resolverlo. Si su reclamo o disputa no se resuelve dentro de los sesenta (60) días, puede iniciar un procedimiento de arbitraje de acuerdo con los términos de este Acuerdo.

1. El arbitraje de reclamo (s) / disputa (s) bajo este

El acuerdo se realizará de conformidad con el Asociación de Arbitraje (AAA) Estados Unidos

Procedimientos de resolución de disputas comerciales y

Procedimientos suplementarios para disputas relacionadas con el consumidor

(consulte [www.adr.org](http://www.adr.org) para conocer sus reglas y procedimientos).

2. El arbitraje de cualquier reclamo / disputa bajo este Acuerdo será en el Estado de Utah.

3. Todos los gastos administrativos de los procedimientos de arbitraje bajo este Acuerdo se dividirán en partes iguales entre usted y la Compañía, excepto que: (a) si las reclamaciones / disputas sujetas a los procedimientos de arbitraje son inferiores a diez mil dólares (US \$ 10,000), usted ser responsable de no más de ciento veinticinco dólares (US \$ 125) en gastos administrativos; (b) si el reclamo / disputa sujeto a los procedimientos de arbitraje es más de diez mil dólares (US \$ 10,000) pero menos de setenta y cinco mil dólares (US \$ 75,000), entonces usted será responsable de no más de trescientos setenta y cinco dólares (US \$ 375) en gastos administrativos; y (c) si el reclamo / disputa sujeto al procedimiento de arbitraje es más de setenta y cinco mil dólares (US \$ 75,000), entonces usted será responsable de los gastos administrativos de acuerdo con el Anexo de tarifas comerciales proporcionado por la AAA. Usted reconoce y acepta que cada parte pagará los honorarios y costos de sus propios abogados, expertos y testigos.

#### IV. ELECCIÓN DE LEY Y SEPARABILIDAD

Este acuerdo se regirá por los Estados Unidos.

Ley Federal de Arbitraje y las leyes del estado de Utah. Si alguna disposición de este Acuerdo se declara o se declara ilegal, inaplicable o nula, dicha disposición será ineficaz solo en la medida en que se considere ilegal, inaplicable o nula y el resto deberá ser totalmente ejecutable

- Las personas con enfermedad de Alzheimer o demencia, o las que están sedadas, confundidas o frágiles, tienen un mayor riesgo de perder el equilibrio y caerse.
- El incumplimiento de las instrucciones y ADVERTENCIAS podría poner al usuario en riesgo de caerse.