

注意

製品の種類や使用目的に関係なく、事実上すべての製品に関連する重傷または死亡の潜在的なリスクがあります。Stander、Inc. は、モビリティエイドに関連するすべてのリスクを最小限に抑えるためにたゆまぬ努力を重ねてきましたが、製品の種類、ユーザー、および制御できない無数のリスクを考えると、考えられるすべてのリスクを排除することはできません。したがって、消費者は当社の製品を利用する際に常識を働かせ、ユーザーの全体的な心身の健康を考慮に入れる必要があります。

インストールまたは使用する前に、この製品に付属するすべての資料をお読みください。

限定的保証

Stander、Inc. は、最初の購入者に対して、この製品が購入日から1年間、材料および/または製造上の欠陥がないことを保証します。保証期間中、材料または製造上の欠陥を無料で修正します。すべての送料は、最初の購入者が支払う必要があります。交換部品はすべて新品であり、元の保証の残りの期間、または出荷日から30日間のいずれか長い方の期間保証されます。最初の購入者は、保証期間中に、製造上の欠陥または材料の欠陥を書面でStander、Inc. に通知する必要があります。この保証は譲渡できず、通常の使用のみを対象としています。Stander は、送料の返金や支払いを行いません。保証の対象外は次のとおりです。(1) 小売業者への最初の出荷以外の出荷中の損傷。(2) 許可されていない添付、変更、または修正によって引き起こされた損傷。(3) 製品が設計または意図された目的以外の目的で製品を使用したことによって生じた損傷。(4) その他の乱用、誤用、取り扱いの誤り、または誤用によって引き起こされた損害。

いかなる状況においても、Stander、Inc. は、この限定保証の違反、契約違反、または厳格責任に基づく特別損害、偶発的損害、または結果的損害に対して責任を負わないものとします。ここに示されているものを超えて拡張される保証はありません。明示または黙示を問わず、その他すべての保証（商品性または特定目的への適合性に関するすべての黙示の保証を含む）は、ここに否認されます。

一部の州では、黙示の保証の期間の制限が許可されていないため、上記の制限が適用されない場合があります。この保証はあなたに特定の法的権利を与えます、そしてあなたはまた州ごとに異なる他の権利を持っているかもしれません。この保証に基づくサービスを受けるには、Stander、Inc.（(800) 506-9901または(435) 755-0453）に連絡してください。

警告

1) インストール：

a) これらの警告と組み立て手順を読んで理解し、製品が正しくインストールおよび使用されていることを確認しない限り、この製品を使用またはインストールしないでください。設置者/ユーザーがこの製品をナーシングホーム、介護付きリビングセンター、または同様の施設に設置する場合は、これらおよび施設のベッドレール設置ポリシーに従ってください。この製品の設置、使用、関連するリスク、または何かについて質問がある場合は、Stander Inc.（(800) 506-9901または(435) 755-0453）に電話してください。

b) この製品の不適切な設置は、閉じ込めのリスクを大幅に高めます（下記の閉じ込めに関するセクションを参照）。いかなる状況においても、ベッドフレームなしで製品を設置しないで

ください。安全ストラップのない製品は使用しないでください。指示に正確に従えない場合は、この製品をインストールしないでください。

c) この製品は、8インチから18インチの厚さのインナースプリングまたは低反発スタイルのマットレスでのみ使用してください。この製品は、マットレスの上部とベッドレールの下部の間に隙間ができる可能性を高める可能性のある素材で構成されているベッドには使用しないでください。隙間の問題を引き起こすベッドの例には、ウォーターベッド、軽量フォーム、空気またはその他の軽量マットレス、使用時に端が1インチ以上圧縮されるマットレス、調節可能なフレーム付きのベッドが含まれますが、これらに限定されません。

d) 使用する前に、ベッドレールの側面とマットレスの側面の間に隙間がないことを確認してください。この領域のギャップは、製品が不適切にインストールされたことを意味します。付属の安全ストラップは、ベッドレールをマットレスの側面に固定して、この領域の隙間を避けるように設計されています。

e) 製品には、巻き込みのリスクを軽減することを目的とした、縫製オーガナイザーと安全ストラップが装備されています（下記の巻き込みに関するセクションを参照）。ソーンオーガナイザーとセーフティストラップを外したり、これらのアイテムがない製品を使用したりしないでください。縫製オーガナイザーおよび/またはセーフティストラップの取り外し、変更、または変更は、閉じ込めのリスクを大幅に高めます。

2) わな掛け：

a) ベッドレールや他の同様のベッドサイドモビリティエイドに関連する閉じ込めのリスクがあります。閉じ込めは、個人がベッドレールと他の物体の間に挟まれたときに発生します。閉じ込めは深刻な怪我と死をもたらしました。この製品をインストールまたは使用する前に、同封の閉じ込め防止ガイドラインをお読みください。閉じ込め防止ガイドラインの追加のコピーは、www.stander.comから、または(800) 506-9901または(435) 755-0453でスタンダーの担当者に連絡することによって入手できます。

3) 身体的および精神的状態：

a) 身体的制限、麻痺、認知症の症状、アルツハイマー病または記憶喪失、睡眠、失禁、痛み、制御不能な体の動き、ベッドから出て、援助なしで安全に歩けない、虚弱、脱力感、混乱、落ち着きのなさ、終末に問題がある個人、落ち着きのなさ、またはバランスや判断力を損なう可能性のある薬物、薬物、または物質の影響下にある、またはこの製品を安全に使用するユーザーの身体的および精神的的能力に影響を与える可能性のあるその他の予測できない理由は、閉じ込められるリスクが高くなります。これらの条件は主観的なものであり、Stander Inc.は誰がこの製品を使用するかを制御できないため、この製品を使用する前に医師に相談するのは設置者/ユーザーの責任です。

b) この製品は、個人の全重量を支えることを意図したものではありません。この製品は、座ったり立ったりしながらバランスとサポートを提供することのみを目的としています。

4) 外部要因：

a) 子供がこの製品をつかんだり遊んだりしてはいけません。

b) ベッドリネン（ベッドカバー、毛布、シーツなど）を交換するには、ベッドレールとマットレスの側面の間の隙間をなくすために安全ストラップの再調整が必要になる場合があります。

c) 製品を取り外して再取り付けする場合は、これらの手順の指示に従って、セーフティストラップを正しく再取り付けする必要があります。

5) 設置者/ユーザーとSTANDERINC. の間の合意：

a) インストーラー/ユーザーがこの製品の選択した場合、インストーラー/ユーザーとStander Inc.の間で、インストーラー/ユーザーはこの製品の使用に関連するリスクを受け入れることが理解されます。これらの条件は主観的なものであり、Stander Inc.は誰がこの製品を使用するかを制御できないため、インストーラー/ユーザーはこの製品を使用する際の決定に責任を負うことに同意します。

6) 消費者の権利と仲裁合意：

a) この仲裁合意（「合意」）は、あなたとこの製品の製造（「スタンダー」）との間の紛争は、裁判所ではなく拘束力のある仲裁を通じて解決されなければならないことを規定することにより、あなたの法的権利と救済に影響を与

えます。この製品を組み立てて使用することにより、この契約の条件に同意するため、この契約を注意深くお読みください。この契約の条件に同意しない場合は、製品を購入場所に返送して払い戻しを受けてください。

i) 請求または紛争の解決。製品または本契約に起因または関連する、お客様とスタンダーとの間の請求または紛争は、最終的な拘束力のある仲裁を通じて解決されるものとします。この仲裁義務は、請求または紛争が不法行為、詐欺、不実表示、製造物責任、過失、法令違反、またはその他の法理論に関係するかどうかに関係なく適用されます。あなたとスタンダーの両方は、あなたがそのような請求または紛争に基づいて訴訟を起こす権利を放棄し、そのような訴訟を裁判官または陪審員に解決させる権利を放棄することを明確に認め、同意します。

ii) 法的救済の制限。本契約に基づくすべての仲裁は、個人ベースでのみ（クラス全体ではなく）行われるものとし、仲裁人はクラス全体の救済を与える権限を持たないものとします。お客様は、本契約により、他者の代表として仲裁手続きを開始したり、他の人が提起した仲裁手続きに参加したりすることを明確に禁止していることを認め、同意するものとします。

iii) 仲裁手続き。

(1) 本契約に基づく仲裁手続きを開始する前に、まず(800) 506-9901または(435) 755-0453に電話して、要求された連絡先情報を提供し、スタンダーに解決の機会を与えることにより、スタンダーに請求/紛争を提示する必要があります。お客様は、請求または紛争が60日以内に解決されない場合、お客様は本契約の条件に従って仲裁手続きを開始することができます。

(2) 本契約に基づく請求/紛争の仲裁は、米国仲裁協会（「AAA」）の米国商事紛争解決手続きおよび消費者関連紛争の補足手続きに準拠するものとします（www.adrを参照）。ルールと手順については.org）。

(3) 本契約に基づく請求/紛争の仲裁は、ユタ州で行われるものとします。

(4) 本契約に基づく仲裁手続のすべての管理費は、以下を除き、お客様と当社の間で均等に分配されるものとします。(a) 仲裁手続の対象となる請求/紛争が1万ドル（10,000米ドル）未満の場合、お客様は管理費として125ドル（125米ドル）以下の責任を負います。(b) 仲裁手続の対象となる請求/紛争が1万ドル（10,000米ドル）を超え、75,000ドル（75,000米ドル）未満の場合、お客様は375以下の責任を負います。管理費としてドル（375米ドル）。

(c) 仲裁手続きの対象となる請求/紛争が75,000ドル（75,000米ドル）を超える場合、AAAが提供する商業料金表に従って管理費を負担するものとします。お客様は、各当事者がそれぞれの弁護士、専門家、および証人の料金と費用を支払うことを認め、同意するものとします。

iv) 法律と可分性の選択。本契約は、米国連邦仲裁法およびユタ州の法律に準拠するものとします。本契約のいずれかの条項が違法、執行不能、または無効であると宣言または判明した場合、そのような条項は、違法、執行不能、または無効であると判断された場合にのみ無効となり、残りは完全に執行可能であり続けるものとします。

警告

閉じ込めと転倒の危険

この製品とその周辺のギャップは、閉じ込められて殺される可能性があります。アルツハイマー病や認知症の人、または鎮静、錯乱、虚弱な人は、閉じ込められるリスクが高くなります。この製品を乗り越えようとする人は、転倒による怪我や死亡のリスクが高くなります。この製品がベッドに適切に固定されていることを常に確認してください。製品がベッドやマットレスから離れる可能性がある場合、それは閉じ込めや死につながる可能性があります。

警告

窒息と絞扼の危険

この製品とその周辺のギャップは、閉じ込められて殺される可能性があります。アルツハイマー病や認知症の人、または鎮静、錯乱、虚弱な人は、閉じ込められるリスクが高くなります。

- ・製品がマットレスに密着し、隙間がなく、ヘッドボードとフットボードから少なくとも12½インチ離れている場合を除いて、絶対に使用しないでください。
- ・子供と一緒に使用しないでください。
- ・幼児、二段ベッド、水、または膨脹可能なベッドには絶対に使用しないでください

組立説明

1.ボックスからすべての部品を取り出し、図1に示すように部品に慣れます。

2.図2に示すように、製品をベッドのどちら側に取り付けるかを決定します。

3.重要：図3に示すように、この製品を使用するベッドのどちら側に基づいて、製品を正しい方向に配置します。

4.図4に示すように、ベースチューブを接続します。

5.注：この次のステップは、製品をベッドのどちら側に取り付けるかによって異なります。図5に示すように、ベースチューブをベースサポートチューブに取り付けます。スプリングピンがベースサポートチューブの穴にかみ合っていることを確認します。

6.メインハンドルの高さの調整：

図6に示すように、ハンドルの高さは、反時計回りに回転させてコレットを緩めることにより、上下に調整できます。両方のスプリングピンを押し下げて、ハンドルを希望の高さまで上下に動かせるようにします。メインハンドルを希望の高さに調整した後、時計回りに回転させてコレットを締めます。

7.メインハンドルの脚の高さを調整します。

図6に示すように、メインハンドル調整脚は、スプリングピンを押すことで床にかみ合うように上下に調整できるため、脚を希望の高さまで上下に動かすことができます。

閉じ込めの警告：図7に示すように、SAFETYSTRAPをベッドフレームに固定します。ストラップとループストラップをベッドフレームの周りに緩め、再度締めます。ストラップを締めて、ハンドルアセンブリをマットレスの側面に固定します。図7に示すように、SAFETY STRAPをベッドフレームに固定せずに製品を取り付けしないでください。質問がある場合は、Stander（(800) 506-9901または(435) 755-0453）に電話してください。

9.巻き込み警告：図8に示すように、ハンドルに縫い布カバーを取り付けます。縫い布カバーを取り付けずに製品を使用しないでください。縫製布カバーを変更しないでください。縫い付けられたファブリックカバーは、ベッドレール内に閉じ込められるのを防ぐのに役立ちます（これらの手順で提供される閉じ込め防止ガイドラインシートを参照してください）。

注：閉じ込めの問題を防ぐために、製品をベッドのヘッドエンドから12.5インチ離してください（これらの手順に記載されている閉じ込め防止ガイドラインシートを参照してください）。また、ハンドルの高さを4インチ以上に保つと、ユーザーが製品を乗り越えないようにするのに役立ちます。

10.ベッドレールがマットレスの側面に固定されていることが重要です。安全ストラップは、図9に示すように、ベッドの反対側にあるベッドフレームに巻き付けられ、座屈され、締められます。