

BEDCADDIE™

## ANLEITUNG

Legen Sie den unteren Bettleitergurt um den Bettrahmen am Fußende des Bettes. Rasten Sie die Easy-Connect-Schnalle ein und stellen Sie die Riemenlänge so ein, dass der erste Griff im Bett auf Hüfthöhe liegt.

## SPEZIFIKATIONEN

- Riemenlänge: einstellbar von 48 bis 84 Zoll
- Länge zwischen den Griffen: 12 ”
- Griffgriffe: 5 ”
- Gewichtskapazität : 300 lbs