

BEDCADDIE™

INSTRUCTIONS

Enroulez la sangle inférieure de l'échelle de lit autour du cadre de lit au pied du lit. Enclenchez la boucle de connexion facile en place et ajustez la longueur de la sangle de sorte que la première poignée repose au niveau de la taille lorsque vous êtes allongé dans le lit.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du bracelet: réglable de 48 à 84 pouces
- Longueur entre les poignées: 12 ”
- Poignées: 5 ”
- Capacité de poids : 300 lb