

BEDCADDIE™

ISTRUZIONI

Avvolgere la cinghia per la scala del letto inferiore attorno al giroletto ai piedi del letto. Fai scattare la fibbia easy connect in posizione e regola la lunghezza della cinghia in modo che la prima maniglia si trovi all'altezza della vita quando sei sdraiata sul letto.

SPECIFICHE

- Lunghezza cinturino: regolabile 48 "- 84"
- Lunghezza tra le maniglie: 12 "
- Impugnature: 5 "
- Capacità di peso: 300 libbre