

UNIVERSAL STANDING HANDLE™

Informazioni sulla sicurezza

Il pratico manico è stato progettato per aiutare una persona di peso fino a 350 chili. L'unica funzione della del Handy maniglia è di aiutare a tirare una persona ad una posizione in piedi da una sedia, letto, panca o altro sedile standard. La maniglia pratica non dovrebbe mai essere utilizzata per sollevare una persona mentre è seduta sul pavimento o sul terreno. La maniglia pratica non dovrebbe mai essere usata per sollevare qualcuno che giace sul pavimento o sul terreno. Entrambe le persone che utilizzano questo prodotto devono avere mobilità, braccio e forza di presa sufficienti. Entrambe le persone che utilizzano questo prodotto devono avere una trazione completa tra entrambi i piedi e il pavimento. Mantenere la presa fino a quando non è completamente in piedi per evitare cadute o lesioni. Gli Handy Handle non devono essere usati vicino ad oggetti pericolosi, inclusi, a titolo esemplificativo, oggetti appuntiti o fragili. Non usare Handy Handles con chiunque non possa stare da solo senza assistenza. Spiegare queste avvertenze a chiunque abbia intenzione di utilizzare il prodotto. Adatto per la pulizia con detergenti domestici comuni o alcool (70% isopropanolo).

Informazioni sulla sicurezza

La Handy Handle è progettata per aiutare una persona che pesa fino a 350 libbre. L'unica funzione della Handy Handle è quella di aiutare una persona a rialzarsi da una sedia, un letto, una panca o qualsiasi posto. La Handy Handle non dovrebbe mai essere usata per tirare una persona mentre è seduta sul pavimento. La Handy Handle non dovrebbe mai essere usata per lanciare qualcuno che giace sul pavimento. Entrambe le persone che usano questo prodotto devono avere mobilità, braccia e forza di presa sufficienti. Entrambe le persone che utilizzano questo prodotto devono avere una trazione integrale tra i due piedi e il suolo. Mantenere una presa fino a quando non si è completamente in piedi per evitare cadute o lesioni. Pratiche impugnature non devono essere utilizzate vicino a oggetti pericolosi, inclusi ma non limitati a oggetti appuntiti o fragili. Non usare maniglie pratiche con chiunque non possa provvedere da solo senza aiuto. Spiegare queste avvertenze a coloro che intendono utilizzare il prodotto. Puoi pulirli con i comuni detergenti per la casa (70% di isopropanolo)

Indicazioni

1. Entrambe le persone che usano la Handy Handle afferrano le impugnature con entrambe le mani.
2. Spostarsi sul bordo della sedia, del letto, della panca o del sedile standard .
3. Tenendo saldamente la Handy Handle , la persona seduta dovrebbe sporgersi in avanti.
4. Assicurarsi che i piedi di entrambe le persone abbiano una trazione sul terreno.
5. Entrambe le persone che usano la maniglia dovrebbero dire "pronto, impostare, andare" e iniziare a stare in piedi sulla parola "vai".

Indicazioni

1. Entrambe le persone che usano la Handy Handle afferrano le impugnature con entrambe le mani.
2. Spostarsi sul bordo della sedia, del letto, della panca o del sedile standard.
3. Tenendo saldamente la maniglia, la persona seduta dovrebbe sporgersi in avanti.
4. Assicurarsi che i piedi di entrambe le persone abbiano una trazione sul terreno.
5. Entrambe le persone che usano la maniglia dovrebbero dire "On the mark, ready, off" e iniziare a rimanere in piedi sulla parola "off".