

警告：この製品を使用する前に必ずお読みください。

1. ベッドレールが正しく取り付けられていないと、重傷を負ったり死亡する可能性があります。閉じ込めは怪我を引き起こし、

死。閉じ込めとは、個人がベッドレールと他の物体の間に挟まれる可能性がある状況です。

個人の頭、体、腕、または脚がベッドレールのバーの間に閉じ込められる可能性があります。

ベッドレールとベッドのヘッドボードまたはフットボード、またはベッドレールとマットレスの間。具体的なものはありませんが

ベッドレールのガイドラインであるStandersInc. は、安全な製品を提供し、ユーザーに次の方法を通知することに取り組んでいます。

事故を防ぎます。

安全上のご注意：

□□ベッドレールを定期的にチェックして、閉じ込められている可能性のある領域を特定します。

□□ベッドレールをベッドのヘッドボードまたはフットボードから離して配置します。

□□ベッドレールとマットレスの側面の間に隙間がないことを確認してください。ギャップがあると

ベッドレールとマットレスの間に挟まれるユーザー。

□□リスクの高いユーザーには、追加の安全対策を講じる必要があります。そのようなユーザーには、

精神的に意識がない（投薬中の個人を含む）、サイズまたは体重のあるユーザー

ベッドレールとマットレスの間のギャップを変える可能性のある条件、および一般的に起きていて眠っている間落ち着きがない。

□□これらの注意事項に関して懸念や質問がある場合は、スタンダー（1-800-506-）までご連絡ください。

9901。

2. 病気やけがに苦しんでいる場合、またはバランスや立つ能力に影響を与える薬を服用している場合、

座って、この製品を使用する前に、まず医師に相談する必要があります。製品が適切に使用されていない場合は、

重傷または危害を及ぼす可能性があります。

3. この製品は、個人の全重量を支えることを目的としていませんでした。この製品は提供することのみを目的としています

座ったり立ったりしながらバランスを取り、サポートします。

4. 製品の指示に注意深く従って、製品が適切に組み立てられ、

配置されます。指示に従わないと、製品のユーザーに重大な傷害をもたらす可能性があります。

5. 子供が製品にぶら下がったり遊んだりしないようにしてください。

6. EZ-ADJUST BED RAILの場合、マットレスの重量が製品を支えるのに十分であることが重要です。

Ultimate Bedrail & Trayは、軽量フォームやその他の軽量フォームには適していないため、使用しないでください。

マットレス。

7. 免責事項：Standers、Inc. も製造業者も、結果として生じる可能性のある、または生じた可能性のあるいかなる危害または傷害についても責任を負いません。

製品の不適切な使用または組み立てが原因です。

限定的保証

Standersブランド製品をご購入いただきありがとうございます。それがあなたの毎日を楽にすることを願っています

生活。保護のために、次の保証書をお読みください。

Standers、Inc。は、この製品に材料の欠陥がないことを最初の購入者に保証します

および/または購入日から1年間の技量。保証期間中、Standers、Inc。は修正します

材料または製造上の欠陥は無料です。ただし、最初の購入者は送料を前払いする必要があります。

交換部品はすべて新品であり、元の保証の残りの期間または30日間保証されます。

出荷日からいずれか長い方。最初の購入者は、

技量または材料の欠陥の書面による保証期間。この保証は譲渡できず、対象となります

通常の使用のみ。配送料は返金されません。

保証は以下をカバーしません：

- ・小売業者への最初の出荷以外の出荷中の損傷。
- ・不正な添付、変更、または修正によって引き起こされた損傷。
- ・製品が使用された目的以外の目的で製品を使用したことによる損傷

設計または意図された。

- ・その他の乱用、誤用、取り扱いの誤り、または誤用によって引き起こされた損害。

いかなる状況においても、Standers、Inc。は、特別損害、偶発的損害、または結果的損害に対して責任を負わないものとします。

この限定保証の違反、契約違反、または厳格責任に基づいています。

ここに記載されている内容を超える保証はありません。すべて

明示または黙示を問わず、その他の保証（のすべての黙示の保証を含む）

商品性または特定の目的への適合性）は、ここに否認されます。

一部の州では、黙示の保証の期間の制限が許可されていないため、上記の制限では許可されない場合があります。

あなたに適用します。この保証はあなたに特定の法的権利を与えます、そしてあなたはまた州によって異なる他の権利を持っているかもしれません

述べる。

この保証の下でサービスを受けるには、ユタ州ローガンのカンターベリーサークル74番地にあるStandersInc。に連絡してください。

84321。

指示：

- 1.ボックスからすべてのコンポーネントを取り外します。
2. 2本のボルト（アイテム5）を使用して、2本のL字型チューブ（アイテム2）をメインレール（アイテム1）に取り付けます。

図1に示すように、2つのワッシャー（アイテム-4）。

3. SAFTEYストラップ（アイテム6）のループをL字型チューブ（アイテム2）の上にスライドさせます。

図2に示されています。

- 4.クロスバー（アイテム3）をL字型チューブ（アイテム2）に取り付けます。2つのボルト（アイテム5）と

図3に示すように、2つのワッシャー（アイテム-4）。